

Invacare® **Matrx® PB Deep**

C €


Invacare® **Matrx® PB Deep
Heavy Duty**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrx PB Deep und PB Deep Heavy Duty					
Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug.			Hinweise / Einsatzbereich:		
Max. Nutzergewicht: 136 kg , Heavy Duty: 227 kg			Sichere Stabilität und Führung. Kompensation von Haltungsschwächen.		
Konturtiefe (A): 18 cm					
					
Invacare Matrx PB Deep - Rückenschale ohne Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme					
					ab 809,00 CHF
Breite (cm)					
Brustkorb (B)	≤ 26	≤ 31	≤ 33	≤ 36	≤ 41
Rücken (C)	36	41	43	46	51
Rollstuhlsitz	36 - 38	38 - 43	41 - 46	43 - 48	48 - 53
Rückenhöhe (cm)	31				
	41				
	51				
je Rückenschale 809,00					
Halterungen					
Easy Set Halterung (Standard) mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).					1545275 373,00
Split Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).					1545278 373,00
Verlängerte Montage Pins (+50mm). Ermöglicht die Montage einer schmaleren Rückenschale, bei bis zu 5 cm größerer Sitzbreite					1544237 87,00
Easy Set Halterung (Heavy Duty) mit 2-Punkt-Befestigung					1544776 373,00
Invacare Matrx PB Deep Heavy Duty - Rückenschale inkl. Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme					
					ab 1.535,00 CHF
Breite (cm)					
Brustkorb (B)	≤ 41	≤ 46	≤ 51		
Rücken (C)	51	56	61		
Rollstuhlsitz	48 - 53	53 - 58	58 - 64		
Rückenhöhe (cm)	41				
	51				
					je Rückenschale 1.535,00
Zubehör					
Kopfstütze Invacare Matrx Loxx mit weichem Polster inkl. Kopfstützenaufnahme					1634173 674,00
Kälteschutz-Latz S (330x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 38 - 41 cm					1551800 76,00
Kälteschutz-Latz M (380x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 43 - 46 cm					1551903 76,00
Kälteschutz-Latz L (430x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 48 - 51 cm					1551904 76,00
