



Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.**AUFSTIEHLIFTER**

Invacare® **ISA COMPACT** / **ISA STANDARD** /
ISA STANDARD (elektrisch) / **ISA XPLUS**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

MANUELLE FAHRGESTELLSPREIZUNG**Invacare ISA COMPACT****max. Belastbarkeit: 140 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Aufstiehlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung per Fußpedal**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	IV-Leistungsnr.	Preise in CHF (ohne MwSt.)
	1660247	100 mm	-	914.142	2940,00

Invacare ISA STANDARD**max. Belastbarkeit: 160 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Aufstiehlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung mit Hebel**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	IV-Leistungsnr.	Preise in CHF (ohne MwSt.)
	1660248	100 mm	-	914.142	3540,00

ELEKTRISCHE FAHRGESTELLSPREIZUNG**Invacare ISA STANDARD (elektrisch)****max. Belastbarkeit: 160 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Aufstiehlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	IV-Leistungsnr.	Preise in CHF (ohne MwSt.)
	1656010	100 mm	-	914.142	3900,00

Invacare ISA XPLUS**max. Belastbarkeit: 200 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung**, inkl. LINAK Jumbo Care Steuerungseinheit mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung, höhenverstellbare Unterschenkelstütze ErgoSupport, angewinkelte Fussplatte inkl. Wadenband (wischdesinfizierbar) und Schutzleisten für Fahrgestellbein sowie inkl. einem Handbedienteil mit Akkuladeanzeige und eingebautem Akku, integriertes Ladegerät

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Akkuleistung	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preise in CHF (ohne MwSt.)
	1656011	100 mm (vorne), 125 mm (hinten)	Standard-Leistung	Wadenband (schwarz), Schutzleisten für Fahrgestellbein	5100,00



Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.**AUFSTEHLIFTER**

Zubehör für

Invacare® **ISA-Modelle**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	Preise in CHF (ohne MwSt.)
Zubehör			
Fußplatten			
	SP1650440	Fußplatte hoch, für kleine Patienten	156,00
	SP1650441	Fußplatte niedrig, für große Patienten	156,00
Wadenband			
	AP60121194	Wadenband (schwarz, wischdesinfizierbar)	96,00
Sonstiges Zubehör			
	API651334-7016	Hebel für manuelle Fahrgestellspreizung (ISA COMPACT / STANDARD Elektrisch)	72,00
	AP60121193	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA COMPACT)	60,00
	API648554	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA STANDARD / STANDARD Elektrisch)	60,00
	API648551	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA XPLUS)	60,00
	API650026	Schutzpolster für Hebearm	60,00
Zubehör für LINAK Jumbo Care Kontrollbox bei ISA XPLUS			
	API651491	Wandladegerät für abnehmbaren Akku	228,00
	AP0821283	Netzkabel für Wandladegerät (EU-Stecker)	24,00
	API514573-7035	Zusatzakku, abnehmbar	204,00