



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.Invacare® **Orion**® METROBenutzergewicht: **max. 136 kg****Grundpreis: 5.125,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis CHF
I640297	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 6 km/h, Silber, bis 136 kg		5.125,00
I640296	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 6 km/h, Himmelsblau, bis 136 kg		5.125,00
I640295	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 6 km/h, Ahornrot, bis 136 kg		5.125,00
I676169	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Silber, bis 136 kg		5.125,00
I676172	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 136 kg		5.125,00
I676167	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Ahornrot, bis 136 kg		5.125,00
LIEFERUMFANG			
	Standard-Sitz, drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar	◆	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆	
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆	
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆	
	Ergonomischer Lenkgriff	◆	
	LED-Display mit hervorgehobenen Tasten und Ladestandsanzeige	◆	
	Rückspiegel links	◆	
	Stockhalter rechts	◆	
	Bremshebel	◆	
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment		
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆	
WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE			
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆	
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆	
	2 x 50 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆	
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 11"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	
	Fahrwerk mit Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆	
	Korb, vorn, abnehmbar	◆	
SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)			
RÜCKSPIEGEL			
API518241	Rückspiegel rechts		39,00
HECKMARKIERUNGSTAFEL			
API523648	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 (NC: Halter für Gehgestell, Sitztasche, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		179,00
SITZOPTIONEN			
API518274	Haltegurt mit Schnappverschluss		113,00
API640428	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)		189,00
API640429	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)		189,00
API640430	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)		189,00
API640447	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)		189,00

API640448	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)		189,00
API640449	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)		189,00
ZUBEHÖR (beigelegt)			
MOBILTELEFON			
API637912	Halterung für Mobiltelefon		64,00
HALTER			
API528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (links nicht mit Heckmarkierungstafel) (NC: Halter für Gehgestell)		102,00
API553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter (NC: Sitztasche, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		299,00
SPI580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○	
API505728	Halter für Gehgestell (NC: Sitztasche, Stockhalter, Heckmarkierungstafel, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten, Halterung für Sauerstoffflasche)		299,00
API521594	Getränkehalter		105,00
RAMMSCHUTZ			
API638965	Rammschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		99,00
API638966	Rammschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		99,00
PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL			
API543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln		69,00
BEHÄLTER UND KÖRBE			
API637913	Wertsachenbox, abschließbar, „MC-Style“, zur Montage hinten (NC: Sitztasche, Halterung für Gehgestell / Rollator, Einkaufskorb hinten, Heckmarkierungstafel)		269,00
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)		99,00
API505727	Großer Einkaufskorb für hinten (NC: Sitztasche, Halter für Gehgestell / Rollator, Heckmarkierungstafel, Wertsachenbox hinten)		98,00
WIND- UND WETTERSCHUTZ			
API543160	Windschild		119,00
API677531	Faltgarage wasserabweisend, mit Befestigungsriemen (schützt den geparkten Scooter vor Schmutz)		179,00
API521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Schmutz		99,00
API505731	Große Sitztasche mit Klettverschluss (NC: Halter für Gehgestell / Rollator, Heckmarkierungstafel, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		119,00