

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

Invacare® AVIVA RX40 HD CE

Produktlinie (PLn): 1160

Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich, verstärkte Ausführung  
Benutzergewicht: max. 160 kg

**Grundpreis: 14.459,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
	<b>Gewicht des Patienten = kg</b>	
JBF0002	Invacare AVIVA RX40 HD (inkl. 120A Power-Modul)	14.459,00
JBX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
<b>CHASSIS</b>		
JBF2830	verbreitertes Chassis (635 mm)	◆
JBF2100	<b>SITZTYP A: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen</b> (Wenn Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)	◆
<b>Sitzrahmen</b>		
JBF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
<b>Sitzbreiteneinstellung</b>		
JBF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	○
JBF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
JBF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	○
JBF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○
<b>Rückenaufnahme</b>		
JBF2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	110,00
<b>Sitztiefeinstellung</b> (stufenlos einstellbar)		
JBF2132	410 mm <sup>1) 2)</sup>	○
JBF2134	460 mm <sup>2)</sup>	◆
JBF2136	510 mm <sup>3)</sup>	○
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwengbar, Bodypoint Positionierungsgurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG		
<b>Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)</b>		
JBF2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
JBF2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	434,00
JBF2147	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	686,00
JBF2144	Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	686,00
<b>1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA</b>		
JBF1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	84,00
JBF1981	Abduktionskeil	71,00
JBF1982	Seitlicher Keil	59,00
JBF1983	Vorderer Keil	97,00
<b>2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA</b>		
JBF1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	84,00



JBF1981	Abduktionskeil		71,00	
JBF1982	Seitlicher Keil		59,00	
JBF1983	Vorderer Keil		97,00	
<b>Zubehör für Invacare Matrix® Vi</b>				
JBF1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		120,00	
<b>Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe</b>				
JBF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatten Flex3)		◆	
JBF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
<b>Rückenrahmen ohne Schiebegriffe</b>				
JBF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○	
<b>Rückenbespannung</b>				
JBF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen)		◆	 2171
JBF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		324,00	 2179
JBF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		289,00	 2172 / 2173
JBF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		982,00	
JBF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		966,00	 2174 / 2175
JBF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		966,00	
JBF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.062,00	 2177 2178
JBF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.205,00	
JBF2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		829,00	 2168 2169
JBF2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		849,00	
<b>Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC</b>				
<b>Positionierungsrücken</b>				
<b>Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC</b>				
JBF2380	405 mm		○	
JBF2381	455 mm		○	
JBF2382	505 mm		○	
JBF2383	560 mm		○	
<b>Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC</b>				
JBF2385	90 mm		139,00	
JBF2386	150 mm		149,00	
JBF2387	230 mm		149,00	
<b>Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC</b>				
JBF2389	90 mm		139,00	
JBF2390	150 mm		149,00	
JBF2391	230 mm		149,00	
<b>Rückenbreite Invacare Matrix® MAC</b>				
JBF2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○	
JBF2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○	
JBF2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○	
<b>Polsterfarbe</b>				
JBF2151	Schwarz Nylon		◆	
JBF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○	
JBF2155	Schwarz atmungsaktiv		○	
<b>Seitenteile</b>				
JBF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	 2191

JBF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JBF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		187,00
JBF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		679,00
JBF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		679,00
<b>Armlehnenpolster</b>			
JBF2195	Standard (325 mm)		◆
JBF2196	Verlängert (375 mm)		○
JBF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00
JBF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		134,00
<b>Seitliche Führung links für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen</b> (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JBF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00
JBF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00
JBF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00
<b>Seitliche Führung rechts für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen</b> (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JBF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00
JBF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00
JBF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00
<b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>			
JBF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JBF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
<b>Kopfstütze</b> (NC: Kopfsteuerungen)			
JBF1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		353,00
JBF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		441,00
JBF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) <sup>1)</sup>		504,00
JBF2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		681,00
JBF2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		716,00
JBF2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		1.028,00
JBF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○
<b>Sitzzubehör</b>			
<b>Pelotten</b> (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken)			
JBF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		434,00
<b>Sitzverstellungen</b>			
<b>Sitzwinkelverstellung</b>			
JBF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆
JBF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.559,00
JBF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung		2.298,00
<b>Sitzhöhenstellung</b> (gemessen ohne Sitzkissen)			
JBF2857	435 mm		○
JBF2858	460 mm		◆
JBF2859	485 mm		○
<b>Rückenwinkelverstellung</b>			
JBF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆
JBF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00



<b>JBX2101</b>	<b>SITZTYP B: Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit</b> (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.) (NC: Beinstützenoberteile Standard 80°, Kinnsteuerung, Bodypoint Positionierungsgurte)		<b>1.293,00</b>	
<b>Sitzrahmen</b>				
JBX2102	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 530 - 550 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆	
<b>Sitzbreiteinstellung</b>				
JBF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		○	
JBX2104	550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Tische abschwenkbar)		◆	
<b>Sitztiefeinstellung</b>				
JBF2136	510 mm		◆	
JBX2137	580 mm		○	
<b>Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)</b>				
JBF2148	Sitzkissen, 90 mm		◆	
JBF2140	Ohne Sitzkissen		○	
<b>Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe</b>				
JBF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
<b>Rückenbespannung</b>				
JBF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen)		◆	
<b>Polsterfarbe</b>				
JBF2156	Schwarz Nylon		◆	
<b>Seitenteile</b>				
JBF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JBF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
<b>Armlehnenpolster</b>				
JBF2195	Standard (325 mm)		◆	
JBF2196	Verlängert (375 mm)		○	
JBF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00	
<b>Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)</b>				
JBF1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		353,00	
JBF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		441,00	
JBF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		504,00	
JBF2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		681,00	
JBF2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		716,00	
JBF2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		1.028,00	
JBF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○	
<b>Sitzverstellungen</b>				
<b>Sitzwinkelverstellung</b>				
JBF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JBF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.143,00	
JBF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung, Sitzhöhe 490 mm		2.298,00	
<b>Sitzhöheneinstellung (nur bei Wahl von 1091 oder 1095)</b>				
JBF2857	435 mm		○	
JBF2858	460 mm		◆	
JBF2859	485 mm		○	
<b>Rückenwinkelverstellung</b>				
JBF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	



JBF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00
<b>BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN</b>			
<b>Beinstützenoberteile links</b>			
JBF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆
JBF0555	Amputationsbeinstütze links <sup>1)</sup>		289,00
JBF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		○
JBF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		168,00
JBF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.415,00
JBF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links			
<b>Beinstützenoberteile rechts</b>			
JBF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆
JBF0554	Amputationsbeinstütze rechts <sup>1)</sup>		289,00
JBF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		○
JBF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		168,00
JBF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.415,00
JBF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
<b>Fußauflagen links</b>			
JBF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆
JBF0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links		207,00
<b>Fußauflagen rechts</b>			
JBF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆
JBF0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts		207,00
<b>FAHRPULT</b>			
<b>Fahrpult LiNX</b>			
JBF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆
JBF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00
JBF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.633,00
JBF2270	Kippschaltermodul für REM400		601,00
<b>Fahrpulthalter für REM216 oder REM400</b>			
JBF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) <sup>1)</sup>		◆
JBF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) <sup>2)</sup>		○
JBF1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts <sup>1)</sup>		○
JBF1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links <sup>2)</sup>		○
JBF1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)		559,00
JBF1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)		559,00
JBF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>3)</sup>		1.224,00
JBF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>4)</sup>		1.224,00
JBF2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts <sup>5)</sup>		507,00
JBF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links <sup>6)</sup>		507,00
JBX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage


 0565 /  
0566


 0555 / 0554


 0536 /  
0546


 0537 /  
0547


 0539 /  
0549


 0505 /  
0502


 0511 /  
0508


 2204
 
 2205


 2206
 
 2270

1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links		
<b>Fahrpulthalter für REM500</b>		
JBF2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar <sup>1) 3)</sup>	○
JBF2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar <sup>2) 4)</sup>	○
JBF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>1) 3) 4)</sup>	1.224,00
JBF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>2) 3) 4)</sup>	1.224,00
JBX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links		
<b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter</b>		
JBF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter	816,00
JBF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter	1.358,00
JBF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts <sup>1)</sup>	◆
JBF2260	Standard-Halter für Begleitperson links <sup>2)</sup>	○
JBF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts <sup>1)</sup>	◆
JBF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links <sup>2)</sup>	○
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links		
<b>Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).		
JBF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400	1.088,00
JBF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	1.293,00
JBF2207	Montage rechts <sup>1) 3)</sup>	○
JBF2208	Montage links <sup>2) 4)</sup>	○
JBF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>1) 3) 4) 5)</sup>	1.259,00
JBF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>2) 3) 4) 6)</sup>	1.259,00
JBX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links		
<b>Kopfsteuerung LiNX</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JBF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel <sup>1)</sup>	7.970,00
JBF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel <sup>1)</sup>	9.529,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick		
<b>Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)</b> , (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JBF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00
JBF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	1.271,00
<b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter</b> (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JBF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) <sup>1)</sup>	6.584,00
JBF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 <sup>1)</sup>	3.350,00
JBF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts <sup>2)</sup>	820,00
JBF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links <sup>3)</sup>	820,00



2219



2245



2231



2232



2230



2247



2249



2250



2233



2240

JBF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	1.259,00
JBF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	1.259,00
JBF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	2.067,00
JBF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	2.067,00
JBX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links		
<b>LiNX Zubehör</b>		
<b>Extra Bedieneinheit</b>		
JBF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinckenstecker)	749,00
JBF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○
JBF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○
JBF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○
JBF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○
JBF2225	Ohne feste Montageposition	○
<b>USB-Ladeanschluss</b>		
JBF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)	338,00
JBF2281	Montage rechts	○
JBF2282	Montage links	○
<b>Weitere Komponenten / Zubehör</b>		
JBF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	○
JBX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage
<b>Buddy Buttons</b> (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JBF1685	Buddy Button Rot	196,00
JBF1686	Buddy Button Gelb	196,00
JBF1687	Buddy Button Grün	196,00
JBF1690	Buddy Button Blau	196,00
<b>Eierförmiger Button</b> (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JBF2254	Eierförmiger Button Schwarz	196,00
<b>Piko Buttons</b> (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JBF1711	Piko Button Rot	214,00
JBF1712	Piko Button Gelb	214,00
JBF1713	Piko Button Grün	214,00
JBF1714	Piko Button Orange	214,00
JBF1715	Piko Button Blau	214,00
JBF1716	Piko Button Schwarz	214,00
<b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>		
JBF2721	Tetragabel, 76 mm breit	196,00
JBF2722	Tetragabel, 102 mm breit	196,00
JBF2723	Gummihaupe, 66 mm Durchmesser	196,00
JBF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser	196,00
<b>FAHREINHEIT</b>		
<b>Rahmenfarbe</b>		
JBF2871	Galaxie-Grau	◆
JBF2872	Merkur-Silber	○
JBF2873	Mars-Rot	○
JBF2874	Neptun-Blau	○
JBF2875	Weltall-Violett	○
JBX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)	auf Anfrage
<b>Farbwahl Felgeneinsatz</b>		
JBF2882	Unendlich-Schwarz	◆



2251



2253

1685 / 1686 /  
1687 / 1690

2721 / 2722



2724



JBF2883	Merkur-Silber		○	
JBF2884	Mars-Rot		○	
JBF2885	Neptun-Blau		○	
JBF2886	Weltall-Violett		○	
JBX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)			auf Anfrage
<b>Vorderradgabel</b>				
JBF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)			566,00
JBF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder; Chassis verbreitert sich auf 656 mm)		◆	
<b>Vorderräder</b>				
JBF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆	
JBF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei			219,00
JBF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei			289,00
<b>Verriegelung für Vorderräder</b>				
JBF1490	Verriegelung für Vorderräder			254,00
<b>Hinterräder</b>				
JBF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆	
JBF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei			243,00
JBF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei			243,00
<b>Federung</b>				
JBF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆	
<b>Federungseinstellung</b>				
JBF1916	Federung bis 160 kg Nutzergewicht		◆	
<b>Motor</b>				
JBF1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		○	
JBF1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		◆	
JBF1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		○	
<b>Batterien</b>				
JBF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆	
JBF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)			543,00
<b>Stabilitätsprogramm</b>				
JBF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm			1.675,00
<b>Ladegerät</b>				
JBF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆	
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>				
<b>Kippschutz</b>				
JBF1205	Anti-Kippräder		◆	
<b>Licht</b>				
JBF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆	
<b>Heckmarkierungstafel</b>				
JBF1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		○	
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>				
<b>Bordsteinheber</b>				
JBF1244	Bordsteinheber, einklappbar (nur mit elektrischer Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung)			462,00
<b>Transportbefestigung</b>				
JBF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)			993,00
JBF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○	
JBF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆	
<b>Transportbefestigungspunkte</b>				
JBF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl			266,00



<b>Haltegurt</b>			
JBF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		139,00
JBF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		139,00
<b>Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)</b>			
JBF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		254,00
JBF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		254,00
JBF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		185,00
JBF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JBF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JBF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00
<b>Rückspiegel</b>			
JBF1415	Rückspiegel rechts		91,00
JBF1339	Rückspiegel links		91,00
<b>WEITERES ZUBEHÖR</b>			
<b>Halterungen</b>			
JBF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		162,00
<b>Stockhalter</b> (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JBF1312	Stockhalter rechts		65,00
JBF1363	Stockhalter links		65,00
<b>Radspritzschutz</b>			
JBF1416	Radspritzschutz vorne		○
JBF1417	Radspritzschutz hinten		○
<b>Tisch</b>			
JBF1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JBF1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
<b>Werkzeugset</b>			
JBF1333	Werkzeugset		54,00
<b>Programmierschlüssel</b>			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>			
JBF3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
<b>BEMERKUNGEN</b>			



1404 / 1405



SP1602886