

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

**Invacare® AVIVA RX40** **mit Sitzlifter** **CE**  
Produktlinie (PLn): 1160  
Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich mit motorisch betriebener Hubvorrichtung. Benutzergewicht: max. 136 kg  
**Grundpreis: 17.107,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:


Kommission:













Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JCG0011	Invacare AVIVA RX40 mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)	17.107,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
<b>CHASSIS</b>		
JCG2810	Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCG2100	<b>SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen</b>	◆
<b>Sitzrahmen</b>		
JCG2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
<b>Sitzbreiteneinstellung</b>		
JCG2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	○
JCG2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
JCG2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	○
JCG2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○
<b>Rückenaufnahme</b>		
JCG2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	108,00
<b>Sitztiefeinstellung</b> (stufenlos einstellbar)		
JCG2132	410 mm <sup>1)</sup>	○
JCG2134	460 mm <sup>2)</sup>	◆
JCG2136	510 mm <sup>3)</sup>	○
<p>1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsgurte</p> <p>2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen</p> <p>3) NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen</p>		
<b>Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)</b>		
JCG2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
JCG2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	434,00
JCG2147	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	686,00
JCG2144	Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	896,00
<b>1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA</b>		
JCG1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	84,00
JCG1981	Abduktionskeil	71,00
JCG1982	Seitlicher Keil	59,00
JCG1983	Vorderer Keil	97,00
<b>2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA</b>		
JCG1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	84,00



JCG1981	Abduktionskeil		71,00	
JCG1982	Seitlicher Keil		59,00	
JCG1983	Vorderer Keil		97,00	
<b>Zubehör für Invacare Matrix® Vi</b>				
JCG1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		120,00	
<b>Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe</b>				
JCG2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)		◆	
JCG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
<b>Rückenrahmen ohne Schiebegriffe</b>				
JCG2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○	
<b>Rückenbespannung</b>				
JCG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, elektrische Sitzwinkelverstellung)		◆	
JCG2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		324,00	 2171
JCG2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		219,00	 2179
JCG2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		289,00	
JCG2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		966,00	 2172 / 2173
JCG2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		966,00	
JCG2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.062,00	 2174 / 2175
JCG2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.205,00	 2177 2178
JCG2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		829,00	 2168 2169
JCG2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		849,00	
<b>Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC Positionierungsrücken</b>				
<b>Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC</b>				
JCG2380	405 mm		○	
JCG2381	455 mm		○	
JCG2382	505 mm		○	
JCG2383	560 mm		○	
<b>Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC</b>				
JCG2385	90 mm		139,00	
JCG2386	150 mm		149,00	
JCG2387	230 mm		149,00	
<b>Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC</b>				
JCG2389	90 mm		139,00	
JCG2390	150 mm		149,00	
JCG2391	230 mm		149,00	
<b>Rückenbreite Invacare Matrix® MAC</b>				
JCG2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○	
JCG2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○	
JCG2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○	
<b>Polsterfarbe</b>				
JCG2151	Schwarz Nylon		◆	
JCG2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○	
JCG2155	Schwarz atmungsaktiv		○	
<b>Seitenteile</b>				
JCG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	 2191

JCG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JCG2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		187,00	
JCG2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		134,00	
JCG2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		543,00	
JCG2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		679,00	
JCG2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		679,00	
<b>Armlehnenpolster</b>				
JCG2195	Standard (325 mm)		◆	
JCG2196	Verlängert (375 mm)		○	
JCG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00	
JCG2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		134,00	
<b>Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen</b> (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCG2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00	
JCG2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00	
JCG2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00	
<b>Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen</b> (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCG2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00	
JCG2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00	
JCG2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00	
<b>Montage-Material für seitliche Führungen</b>				
JCG2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	
JCG2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
<b>Kopfstütze</b> (NC: Kopfsteuerungen)				
JCG1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		353,00	
JCG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		441,00	
JCG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		504,00	
JCG2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		681,00	
JCG2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		716,00	
JCG2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		1.028,00	
JCG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	
<b>Sitzzubehör</b>				
<b>Pelotten</b> (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken)				
JCG1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		434,00	
<b>Sitzverstellungen</b>				
<b>Sitzwinkelverstellung</b>				
JCG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆	
JCG2053	Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° - 45°) mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		1.350,00	
<b>Sitzhöhenstellung</b> (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCG2857	435 mm		○	
JCG2858	460 mm		◆	
JCG2859	485 mm		○	
<b>Rückenwinkelverstellung</b>				
JCG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	

JCG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00	
<b>BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN</b>				
<b>Zentral montierte Beinstütze</b>				
JCG0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), nur mit winkel- und breitenverstellbaren Fußplatten <sup>1)</sup>		404,00	
JCG0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm), (nur mit 8" Vorderräder) <sup>1)</sup>		2.650,00	
JCG2855	Ohne zentrale Beinstütze		◆	
1) NC: Bordsteinheber				
<b>Fußauflagen</b>				
JCG2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○	
JCG0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆	0555 / 0554
JCG0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○	
JCG0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○	
<b>Beinstützenoberteile links</b>				
JCG0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCG0555	Amputationsbeinstütze links <sup>1)</sup>		289,00	
JCG0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		○	
JCG0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		168,00	0537 / 0547
JCG0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.415,00	
JCG0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
1) NC: Vari F, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links				
<b>Beinstützenoberteile rechts</b>				
JCG0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCG0554	Amputationsbeinstütze rechts <sup>1)</sup>		289,00	
JCG0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>		○	
JCG0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		168,00	
JCG0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2) 3)</sup>		1.415,00	
JCG0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
1) NC: Vari F, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts				
<b>Fußauflagen links</b>				
JCG0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCG0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links		207,00	
<b>Fußauflagen rechts</b>				
JCG0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCG0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts		207,00	0511 / 0508
<b>FAHRPULT</b>				
<b>Fahrpult LiNX</b>				
JCG2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kopfsteuerung)		◆	
JCG2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00	
JCG2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.633,00	
JCG2270	Kippschaltermodul für REM400		601,00	
<b>Fahrpulthalter für REM216 oder REM400</b>				
JCG1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) <sup>1)</sup>		◆	
JCG1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) <sup>2)</sup>		○	
JCG1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts <sup>1)</sup>		○	2206 2270
JCG1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links <sup>2)</sup>		○	

JCG1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)	559,00
JCG1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)	559,00
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>3)</sup>	1.224,00
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>4)</sup>	1.224,00
JCG2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts <sup>5)</sup>	507,00
JCG2228	Fahrpulhalter für Begleitperson links <sup>6)</sup>	507,00
JCX2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

- 1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts  
 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links  
 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar  
 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar  
 5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts  
 6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links

**Fahrpulhalter für REM500**

JCG2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar <sup>1) 3)</sup>	○
JCG2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar <sup>2) 4)</sup>	○
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>1) 3) 4)</sup>	1.224,00
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>2) 3) 4)</sup>	1.224,00
JCX2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

- 1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts  
 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links  
 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts  
 4) NC: Tisch abschwenkbar links

**Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter**

JCG2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter	816,00
JCG2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter	1.358,00
JCG2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts <sup>1)</sup>	◆
JCG2260	Standard-Halter für Begleitperson links <sup>2)</sup>	○
JCG1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts <sup>1)</sup>	◆
JCG1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links <sup>2)</sup>	○

- 1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts  
 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links

**Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)**

Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).

JCG2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400	1.088,00
JCG2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	1.293,00
JCG2207	Montage rechts <sup>1) 3)</sup>	○
JCG2208	Montage links <sup>2) 4)</sup>	○
JCG2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>1) 3) 4) 5)</sup>	1.259,00
JCG2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) <sup>2) 3) 4) 6)</sup>	1.259,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

- 1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts  
 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links  
 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts  
 4) NC: Tisch abschwenkbar links  
 5) NC: Rückspiegel rechts  
 6) NC: Rückspiegel links

**Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)**

JCG2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel <sup>1)</sup>	7.970,00
JCG2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel <sup>1)</sup>	9.259,00

- 1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick



2219



2245



2231



2232



2230



2247

<b>Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
JCG2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00
JCG2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	1.271,00
<b>Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)</b>		
JCG2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) <sup>1)</sup>	6.584,00
JCG2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 <sup>1)</sup>	3.350,00
JCG2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts <sup>2)</sup>	820,00
JCG2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links <sup>3)</sup>	820,00
JCG2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	1.259,00
JCG2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	1.259,00
JCG2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar <sup>2)</sup>	2.067,00
JCG2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar <sup>3)</sup>	2.067,00
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links		
<b>LiNX Zubehör</b>		
<b>Extra Bedieneinheit</b>		
JCG2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkestecker)	749,00
JCG2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○
JCG2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○
JCG2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○
JCG2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○
JCG2225	Ohne feste Montageposition	○
<b>USB-Ladeanschluss</b>		
JCG2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)	338,00
JCG2281	Montage rechts	○
JCG2282	Montage links	○
<b>Weitere Komponenten / Zubehör</b>		
JCG2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	○
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage
<b>Buddy Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)</b>		
JCG1685	Buddy Button Rot	196,00
JCG1686	Buddy Button Gelb	196,00
JCG1687	Buddy Button Grün	196,00
JCG1690	Buddy Button Blau	196,00
<b>Eierförmiger Button (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)</b>		
JCG2254	Eierförmiger Button Schwarz	196,00
<b>Piko Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)</b>		
JCG1711	Piko Button Rot	214,00
JCG1712	Piko Button Gelb	214,00
JCG1713	Piko Button Grün	214,00
JCG1714	Piko Button Orange	214,00
JCG1715	Piko Button Blau	214,00
JCG1716	Piko Button Schwarz	214,00
<b>Bodypoint Joystickaufsätze</b>		
JCG2721	Tetragabel, 76 mm breit	196,00
JCG2722	Tetragabel, 102 mm breit	196,00
JCG2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser	196,00
JCG2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser	196,00



2249 2250



2233 2240



2251



2253



1685 / 1686 / 1687 / 1690








2721 / 2722



2724

2723

FAHREINHEIT			
<b>Rahmenfarbe</b>			
JCG2871	Galaxie-Grau		◆
JCG2872	Merkur-Silber		○
JCG2873	Mars-Rot		○
JCG2874	Neptun-Blau		○
JCG2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
<b>Farbwahl Felgeneinsatz</b>			
JCG2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCG2883	Merkur-Silber		○
JCG2884	Mars-Rot		○
JCG2885	Neptun-Blau		○
JCG2886	Weltall-Violett		○
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
<b>Vorderradgabel</b>			
JCG2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		566,00
JCG2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
<b>Vorderräder</b>			
JCG0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCG0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		219,00
JCG0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		289,00
JCG0828	8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: 12 km/h Ultra High Speed Motoren)		○
<b>Verriegelung für Vorderräder</b>			
JCG1490	Verriegelung für Vorderräder		207,00
<b>Hinterräder</b>			
JCG0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCG0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		243,00
JCG0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		312,00
<b>Federung</b>			
JCG2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
<b>Federungseinstellung</b>			
JCG1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCG1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
<b>Motor</b>			
JCG1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		○
JCG1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		◆
JCG1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		○
<b>Batterien</b>			
JCG1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JCG1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		543,00
<b>Stabilitätsprogramm</b>			
JCG1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		1.675,00
<b>Ladegerät</b>			
JCG1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>			
<b>Kippschutz</b>			
JCG1205	Anti-Kippräder		◆
<b>Licht</b>			
JCG1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
<b>Heckmarkierungstafel</b>			
JCG1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		○



<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>		
<b>Bordsteinheber</b>		
JCG1244	Bordsteinheber, einklappbar	520,00
<b>Transportbefestigung</b>		
JCG1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)	993,00
JCG1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)	○
JCG1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19	◆
<b>Transportbefestigungspunkte</b>		
JCG2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl	266,00
<b>Haltegurt</b>		
JCG1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken	139,00
JCG2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen	139,00
<b>Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)</b>		
JCG2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	254,00
JCG2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	254,00
JCG2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	185,00
JCG2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	185,00
JCG2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	150,00
JCG2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	150,00
<b>Rückspiegel</b>		
JCG1415	Rückspiegel rechts	91,00
JCG1339	Rückspiegel links	91,00
<b>WEITERES ZUBEHÖR</b>		
<b>Halterungen</b>		
JCG2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)	162,00
<b>Stockhalter</b> (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)		
JCG1312	Stockhalter rechts	65,00
JCG1363	Stockhalter links	65,00
<b>Radspritzschutz</b>		
JCG1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)	○
JCG1417	Radspritzschutz hinten	○
<b>Tisch</b>		
JCG1404	Tisch abschwenkbar, rechts	518,00
JCG1405	Tisch abschwenkbar, links	518,00
<b>Werkzeugset</b>		
JCG1333	Werkzeugset	54,00
<b>Programmierschlüssel</b>		
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX	250,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>		
JCG3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	250,00
<b>BEMERKUNGEN</b>		



1404 / 1405



SP1602886