

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® AVIVA RX40



Produktlinie (PLn): 1160
Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 13.302,00 CHF

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JCF0001	Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul)	13.302,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS		
JCF2810	Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCF2100	SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen	◆
Sitzrahmen		
JCF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
Sitzbreiteinstellung		
JCF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	○
JCF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
JCF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	○
JCF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○
Rückenaufnahme		
JCF2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	108,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)		
JCF2132	410 mm ^{1) 2)}	○
JCF2134	460 mm ²⁾	◆
JCF2136	510 mm ³⁾	○
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsgurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG		
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)		
JCF2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆
JCF2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	434,00
JCF2147	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	686,00
JCF2144	Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	686,00
1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA		
JCF1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	84,00
JCF1981	Abduktionskeil	71,00
JCF1982	Seitlicher Keil	59,00
JCF1983	Vorderer Keil	97,00
2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA		
JCF1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	84,00



2142



2143



























2147




2144

JCF1981	Abduktionskeil		71,00
JCF1982	Seitlicher Keil		59,00
JCF1983	Vorderer Keil		97,00
Zubehör für Invacare Matrix® Vi			
JCF1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		120,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JCF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)		◆
JCF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JCF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○
Rückenbespannung			
JCF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, elektrische Sitzwinkelverstellung)		◆
JCF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		324,00
JCF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		219,00
JCF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		289,00
JCF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		966,00
JCF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		966,00
JCF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.062,00
JCF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.205,00
JCF2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		829,00
JCF2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		849,00
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC			
Positionierungsrücken			
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC			
JCF2380	405 mm		○
JCF2381	455 mm		○
JCF2382	505 mm		○
JCF2383	560 mm		○
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC			
JCF2385	90 mm		139,00
JCF2386	150 mm		149,00
JCF2387	230 mm		149,00
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC			
JCF2389	90 mm		139,00
JCF2390	150 mm		149,00
JCF2391	230 mm		149,00
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC			
JCF2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
JCF2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○
JCF2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
Polsterfarbe			
JCF2151	Schwarz Nylon		◆
JCF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCF2155	Schwarz atmungsaktiv		114,00



Seitenteile				
JCF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JCF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JCF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)	187,00		
JCF2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)	134,00		
JCF2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)	543,00		
JCF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)	679,00		
JCF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)	679,00		
Armlehnenpolster				
JCF2195	Standard (325 mm)		◆	
JCF2196	Verlängert (375 mm)		○	
JCF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)	76,00		
JCF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)	134,00		
Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	307,00		
JCF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	307,00		
JCF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)	320,00		
Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	307,00		
JCF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	307,00		
JCF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	320,00		
Montage-Material für seitliche Führungen				
JCF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	
JCF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)				
JCF1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	353,00		
JCF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	441,00		
JCF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	504,00		
JCF2324	Invacare Matr ^x ® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung	681,00		
JCF2325	Invacare Matr ^x ® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung	716,00		
JCF2327	Invacare Matr ^x ® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung	1.028,00		
JCF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○	
Sitzzubehör				
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare Matr^x® Positionierungsrücken)				
JCF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar	434,00		
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JCF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JCF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)	1.559,00		
JCF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung	2.298,00		
JCF2052	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)	2.990,00		
SitzhöhenEinstellung (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCF2857	435 mm		○	

JCF2858	460 mm		◆	
JCF2859	485 mm		○	
Rückenwinkelverstellung				
JCF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)			1.906,00
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN				
Beinstützenoberteile links				
JCF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCF0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾			289,00
JCF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○	
JCF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			168,00
JCF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			1.415,00
JCF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links				
Beinstützenoberteile rechts				
JCF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCF0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾			289,00
JCF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○	
JCF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			168,00
JCF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}			1.415,00
JCF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts				
Fußauflagen links				
JCF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCF0511	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, links			207,00
Fußauflagen rechts				
JCF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCF0508	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, rechts			207,00
FAHRPULT				
Fahrpult LiNX				
JCF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kopfsteuerung)		◆	
JCF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen			1.020,00
JCF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen (NC: Fahrpulhalter Maxx Resolve)			1.633,00
JCF2270	Kippschaltermodul für REM400			601,00
Fahrpulhalter für REM216 oder REM400				
JCF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆	
JCF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○	
JCF1707	Rhomboid-Halter abschwinkbar rechts ¹⁾		○	
JCF1708	Rhomboid-Halter abschwinkbar links ²⁾		○	
JCF1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwinkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwinkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwinkbar, rechts)			559,00
JCF1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwinkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwinkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwinkbar, links)			559,00
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwinkbar ³⁾			1.224,00
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwinkbar ⁴⁾			1.224,00
JCF2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts ⁵⁾			507,00



JCF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾	507,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links		
Fahrpulthalter für REM500		
JCF2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}	○
JCF2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}	○
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}	1.224,00
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}	1.224,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links		
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter		
JCF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter	816,00
JCF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter	1.358,00
JCF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾	◆
JCF2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾	○
JCF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾	◆
JCF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾	○
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links		
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).		
JCF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400	1.088,00
JCF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	1.293,00
JCF2207	Montage rechts ^{1) 3)}	○
JCF2208	Montage links ^{2) 4)}	○
JCF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}	1.259,00
JCF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}	1.259,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links		
Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾	7.970,00
JCF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾	9.529,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick		
Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00
JCF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	1.271,00
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾	6.584,00
JCF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾	3.350,00



2219

2245



2231



2232



2230



2247



2249



2250





2233



2240

JCF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾	820,00	
JCF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾	820,00	
JCF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	1.259,00	
JCF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾	1.259,00	
JCF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	2.067,00	
JCF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾	2.067,00	
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links			
LINX Zubehör			
Extra Bedieneinheit			
JCF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker)	749,00	
JCF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○	 2251
JCF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○	
JCF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○	
JCF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○	
JCF2225	Ohne feste Montageposition	○	
USB-Ladeanschluss			
JCF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)	338,00	
JCF2281	Montage rechts	○	 2253
JCF2282	Montage links	○	
Weitere Komponenten / Zubehör			
JCF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	○	
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage	
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1685	Buddy Button Rot	196,00	
JCF1686	Buddy Button Gelb	196,00	
JCF1687	Buddy Button Grün	196,00	
JCF1690	Buddy Button Blau	196,00	 1685 / 1686 / 1687 / 1690
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF2254	Eierförmiger Button Schwarz	196,00	
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1711	Piko Button Rot	214,00	
JCF1712	Piko Button Gelb	214,00	
JCF1713	Piko Button Grün	214,00	
JCF1714	Piko Button Orange	214,00	
JCF1715	Piko Button Blau	214,00	
JCF1716	Piko Button Schwarz	214,00	
Bodypoint Joystickaufsätze			
JCF2721	Tetragabel, 76 mm breit	196,00	
JCF2722	Tetragabel, 102 mm breit	196,00	
JCF2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser	196,00	
JCF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser	196,00	
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCF2871	Galaxie-Grau	◆	
JCF2872	Merkur-Silber	○	
JCF2873	Mars-Rot	○	
JCF2874	Neptun-Blau	○	
JCF2875	Weltall-Violett	○	
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)	auf Anfrage	

Farbwahl Felgeneinsatz			
JCF2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCF2883	Merkur-Silber		○
JCF2884	Mars-Rot		○
JCF2885	Neptun-Blau		○
JCF2886	Weltall-Violett		○
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JCF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		566,00
JCF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
Vorderräder			
JCF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		219,00
JCF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		289,00
Verriegelung für Vorderräder			
JCF1490	Verriegelung für Vorderräder		254,00
Hinterräder			
JCF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		243,00
JCF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		312,00
Federung			
JCF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JCF1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCF1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCF1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCF1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JCF1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		○
JCF1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		◆
JCF1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		○
Batterien			
JCF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JCF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		543,00
Stabilitätsprogramm			
JCF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		1.675,00
Ladegerät			
JCF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JCF1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JCF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
Heckmarkierungstafel			
JCF1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		○
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar		520,00
Transportbefestigung			
JCF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		993,00
JCF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○



2631

2632

1490

1205

JCF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Transportbefestigungspunkte			
JCF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		266,00
Haltegurt			
JCF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		139,00
JCF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		139,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)			
JCF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		254,00
JCF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		254,00
JCF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		185,00
JCF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JCF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JCF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00
Rückspiegel			
JCF1415	Rückspiegel rechts		91,00
JCF1339	Rückspiegel links		91,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JCF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		162,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCF1312	Stockhalter rechts		65,00
JCF1363	Stockhalter links		65,00
Radspritzschutz			
JCF1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		○
JCF1417	Radspritzschutz hinten		○
Tisch			
JCF1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JCF1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
Werkzeugset			
JCF1333	Werkzeugset		54,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JCF3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			



1404 / 1405



SP1602886