

Rea® Azalea® Base

CE

Benutzergewicht: max. 135 kg (inkl. individueller Sitzschale)

Grundpreis: 3.135,00 CHF


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:


Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = Beschreibung	kg	CHF
BQA0010	Rea® Azalea® Base		3.135,00
BQA8000	Sonderbau		auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION			
BQA0020	16" Transiträder mit fester Achse inkl. Trommelbremse für Begleitperson		446,00
BQA0030	22" / 24" Hinterräder inkl. Standardbremse		◆
BQA0040	22" / 24" mit Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson		401,00
SITZ			
SITZBREITE			
BQA0050	Sehr schmal 340 mm, nur mit 140-150 mm Vorderräder (NC: ST 430-500 mm zentrale Beinstütze, 90°-Beinstützen, Beinstützenaufnahme hoch, 50 mm Rahmenverlängerung, Einhandbremse, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, Alber Anbauhalterungen, Infusionsständer		300,00
BQA0060	Schmal 390 mm (NC: ST 380-450 mm)		○
BQA0070	Mittel 440 mm (NC: ST 380-450 mm)		◆
BQA0080	Breit 490 mm (NC: ST 380-450 mm)		○
SITZBREITENVERSTELLUNG			
BQA0090	Sitzbreitenverstellung + 50 mm		◆
BQA0100	Sitzbreitenverstellung +100 mm (nur mit 16" Transiträdern), (NC: Einhandbremse)		○
SITZTIEFE			
BQA0110	380 - 450 mm (nur mit Sitzbreite 340 mm)		○
BQA0120	430 - 500 mm		◆
SITZHÖHE			
BQA0130	400 mm, nur mit 140-150 mm Vorderräder (NC: zentrale Beinstütze, Fußplatten mit langem Einsteckrohr, 24" Hinterräder; Alber Anbauhalterungen)		○
BQA0140	450 mm (NC: 22" Hinterräder)		◆
SITZWINKEL			
BQA0145	Optionaler Sitzwinkel +1° bis +25° (Std. -1° bis +23°)		○
SITZADAPTER Sitzrahmen standardmäßig mit Adapterschiene, die eine Montage der marktüblichen Adaptionssysteme erlaubt (z.B. Trapezadapter).			
BQA0150	Sitzplatte 0° (montiert auf Sitzrahmen mit Befestigungsschiene)		○
BQA0155	Sitzplatte mit zusätzlichem Sitzwinkel (± 5°) (montiert auf Sitzrahmen mit Befestigungsschiene)		○
BQA0170	Ohne Sitzplatte, Sitzrahmen mit Befestigungsschiene		-67,00
RÜCKENVERSTELLUNG			
BQA0160	Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder		465,00
BQA0161	Rückenwinkelverstellung mit Stellschraube		◆
VERRIEGELUNG			
BQA0932	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung		○
SCHIEBEGRIFFE			
BQA0174	Schiebegriffe mit Bügel inkl. Aufnahme für Rea-Kopfstützen		◆
BQA0176	Schiebebügel winkeleinstellbar		205,00



BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN			
EINTEILIGE BEINSTÜTZE			
BQA0180	Zentrale Beinstütze inkl. Wadenpolster und Fußplatte (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, Schutzbezug für Fußauflage, Klinik-Kit, Set mit Schnellverschlusschrauben)		436,00
BEINSTÜTZENAUFNAHME			
BQA0185	Niedrig, Standard		◆
BQA0186	Hoch, für lange Beinlängen		○
BQA0188	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		○
BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS			
BQA0190	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr)		133,00
BQA0200	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar, links, Alu 2003 (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○
BQA0210	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar, links Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr und 140 mm bzw. 150 mm Vorderräder (NC: Schutzbezug für Fußauflage, 50 mm Rahmenverlängerung)		110,00
BQA0220	Amputationsbeinstütze, links		420,00
BQA0230	Ohne Beinstütze, links		◆
BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS			
BQA0240	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr)		133,00
BQA0250	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar, rechts, Alu 2003 (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○
BQA0260	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar, rechts Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr und 140 mm bzw. 150 mm Vorderräder (NC: Schutzbezug für Fußauflage, 50 mm Rahmenverlängerung)		110,00
BQA0270	Amputationsbeinstütze, rechts		420,00
BQA0280	Ohne Beinstütze, rechts		◆
EINTEILIGE FUSSPLATTE			
BQA0290	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar, inkl. Wadenband (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		212,00
FUSSKASTEN, GEPOLSTERT			
BQA0295	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		1.109,00
FUSSPLATTEN LINKS			
BQA0300	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○
BQA0310	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)		100,00
BQA0330	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○
BQA0340	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)		100,00
FUSSPLATTEN RECHTS			
BQA0360	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○
BQA0370	Fußplatte fest, tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)		100,00
BQA0390	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Schutzbezug für Fußauflage)		○
BQA0400	Fußplatte fest, tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)		100,00
ARMLEHNEN / SEITENTEILE			
ARMLEHNEN LINKS			
BQA0420	Höhenverstellbare Armlehne, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○
BQA0425	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		90,00
BQA0430	Höhenverstellbare Armlehne, breit, gepolstert, links (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch links)		90,00
BQA0435	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links)		167,00




0180



0190/0240




0200/0250



0220/0270



0290



0295



Fußplatte fest




Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil







Fußplatte verstellbar für hochschwenkbares Beinstützenoberteil



0420



0430

BQA0440	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		122,00	 <p>0425 / 0475</p>
BQA0450	Hemi-Armauflage, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		222,00	
BQA0460	Ohne Armlehne, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		◆	
ARMLEHNEN RECHTS				
BQA0470	Höhenverstellbare Armlehne, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	
BQA0475	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		44,00	
BQA0480	Höhenverstellbare Armlehne, breit, gepolstert, rechts (nur mit 16" Transiträdern), (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		90,00	
BQA0485	Armlehne verstärkt, extra hoch (+ 60 mm) höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: Therapietisch Plexiglas oder Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts)		167,00	
BQA0490	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		122,00	
BQA0500	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		334,00	
BQA0510	Ohne Armlehne, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, wegschwenkbarer Therapietisch ohne und mit Ellenbogenpolster, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)		◆	
SITZUBEHÖR				
ARMLEHNENZUBEHÖR				
BQA0520	Seitenteilbezug		90,00	 <p>0540</p>  <p>0550</p>  <p>0560</p>
BQA0530	Innenkissen für Seitenteilbezug		41,00	
RÜCKENZUBEHÖR				
BQA0540	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar			
BQA0550	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, inkl. Kinnunterstützung		222,00	
BQA0545	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)		46,00	
BQA0560	Nackenstütze einstellbar		○	
BQA0570	Klinik-Kit für Kopf-/Nackenstütze		○	
BEINSSTÜTZENZUBEHÖR				
BQA0572	Schutzbezug für Fußauflage (NC: Fußplattenverlängerungen)		55,00	
BQA0580	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte)		44,00	
BQA0590	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte)		44,00	
BQA0595	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○	
RAHMEN				
RAHMENFARBE				
BQA0591	Perlgrau		◆	
BQA0592	Mitternachtsblau		○	
BQA0593	Sandfarben (Special)		○	
BQA0594	Limetten-Grün (Special)		○	
BQA0596	Rot-Metallic (Special)		○	
RAHMENVERLÄNGERUNG				
BQA0600	Rahmenverlängerung 50 mm		167,00	
VORDERRADBEFESTIGUNG				
BQA0610	Fest		◆	
VORDERRÄDER				
BQA0638	140 x 40 (5,5") mittelhart, Schwarz		○	
BQA0645	150 x 30 (6") mittelhart, Schwarz		○	

BQA0665	200 x 30 (8") pannensicher, Schwarz		○	
BQA0672	200 x 32 (8") Luftbereifung, Schwarz		○	
BQA0675	200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz		◆	
HINTERRADGRÖSSE				
BQA0702	16", mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterradausführung für Trommelbremse und 1 3/8" pannensicherer Bereifung), (NC: Einhandbremsen)		○	
BQA0705	22", mit Steckachse		○	
BQA0715	24", mit Steckachse		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
BQA0722	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: Greifreifen kunststoffbezogen)		◆	
BQA0724	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)	167,00		
BQA0726	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)		○	
HINTERRADBEREIFUNG				
BQA0745	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
BQA0775	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
BQA0785	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
GREIFREIFEN				
BQA0790	Aluminium		◆	
BQA0810	Kunststoffbezogen	200,00		
RADZUBEHÖR				
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ				
BQA0850	Hand- und Speichenschutz, gefrostet	233,00		
SICHERHEIT				
BREMSENTYP				
BQA0860	Standardbremse		◆	
BQA0863	Einhandbremse links	460,00		
BQA0867	Einhandbremse rechts	460,00		
ZUBEHÖR				
BQA0870	Haltegurt	110,00		
BQA0900	Therapietisch Plexiglas inkl. Montage-Kit	324,00		
BQA0902	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit	324,00		
BQA0903	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalen Polster) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)	324,00		
BQA0904	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalen Polster) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)	324,00		
BQA0910	Wegschwenkbarer Therapietisch (nur in Verbindung mit höhenverstellbaren Armlehnen, gepolstert), (NC: Verriegelung für Therapietisch)	491,00		
BQA0915	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch)	491,00		
BQA0905	Auflagekissen für Therapietisch	196,00		
BQA0907	Polster für halbseitigen Therapietisch	77,00		
BQA0920	Verriegelung für Therapietisch	39,00		
BQA0936	Anbauhalterung Viamobil® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)	402,00		
BQA0938	Anbauhalterung Viamobil Plus® (Befestigungsbolzen bitte separat über die Firma Alber bestellen)	402,00		
BQA0960	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)	77,00		
BQA0965	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung	53,00		
BQA0970	Befestigung für H-Haltegurt	64,00		
BQA0980	Infusionsständer	118,00		
	Summe			



0775

0745

0785



0870



0900