



Standard

Options

Champs obligatoires:

Sans informations, aucune modification n'est possible!

COMMANDE

OFFRE

via GO 1595002 **2.700,00 CHF**
Aide à la poussée V24

équipement de base

- Capacité de montée max. 16 % (9°)
- batterie lithium-ion intégrée avec une autonomie allant jusqu'à 16 km
- 36 V ; 4,5 Ah, ne coule pas et ne nécessite aucun entretien
- Temps de charge 0 - 100 % env. 5 heures
- Certificat IATA - adapté au transport aérien
- Vitesse réglable en continu de 1,5 à 5,5 km/h
- Unité d'entraînement/batterie et chargeur inclus
- Commande manuelle standard incluse
- Dimensions (L x l x H) 270 x 170 x 240 mm
- Ultra léger: 6 kg

Poids maximal de l'utilisateur 150kg max.
Poids total autorisé 170 kg



via GO[®]

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)

Nr. de client

Contact

Commission

Livraison Standard 21,50 CHF

Type de commande

Montage soi-même² Veuillez remplir intégralement la section « Informations sur le fauteuil roulant»!

Montage du via Go chez Invacare AG³ DL10031 **380,00 CHF**

Type de fauteuil roulant

Fabricant (z.B. Meyra)

Modèle (z. B. Eurochair, 1.850)

Année de fabrication

Variante (z.B. Hemi)

Largeur d'assise
(Tube de selle mesuré à l'extérieur) cm



Hauteur d'assise
(Bord inférieur de la couverture mesuré) cm



Informations complémentaires

- Frein à tambour disponible anti-
- bascules disponible
- un système accroche taxi disponible
- une extension de l'empattement disponible

Position actuelle de la roue

- 1 = à l'arrière
- 2 = au centre
- 3 = à l'avant



! Accessoires

Support standard pour le montage sur les fauteuils avec un diamètre de tube de 25 mm 1595020 **170,00 CHF**

Support spécial pour montage sur fauteuils roulant avec différents diamètres de tube (Clematis Pro) 1595019 **170,00 CHF**

Support de commande et vis inclus pour fauteuils roulants sans frein tierce personne ni barre de poussée 1595080 **30,00 CHF**

Support de commande arthrite **NOUVEAU** 1596027 **125,00 CHF**



Remarques (Montage, livraison etc.)

Date / /

Signature

01.03.2026. Les conditions générales d'Invacare AG s'appliquent, sous réserve de modifications.

1) Afin de traiter votre commande rapidement et sans encombre, nous avons besoin de toutes les informations demandées dans les champs sur fond bleu.

2) Les kits de montage ne peuvent être envoyés qu'à des revendeurs spécialisés formés (formation au montage).

3) Veuillez envoyer le fauteuil roulant avec une copie de cette commande dès que possible et sans frais de transport à Invacare AG.