

Standard

Champs obligatoires : ¹⁾

Aucun traitement n'est possible sans information!

Options



Prix en CHF
exkl. TVA



COMMANDE

OFFRE

Erivo

Équipement de base

- Grandes roues motrices à ressorts de 12,5 » (pneus pneumatiques), roues avant de 8 » (PU)
- Moteur puissant de 250 W chacun
- Technologie de pliage intelligent, avec mécanisme de verrouillage
- Plaque de siège fixe, pour une assise ergonomiquement confortable
- Accoudoirs pivotants vers le haut pour faciliter le réajustement
- Bras pivotant pour faire pivoter l'unité de contrôle
- Repose-pieds pivotant et ajustable en hauteur en 3 directions
- Poche pratique à l'arrière avec rabat pour fermer
- Guidon recouvert de mousse

erivo R10

Fauteuil roulant électrique pliable, 6 km/h, 11 Ah/285 Wh, batterie (environ 17 km d'autonomie), commande joystick LiNX DLX REM060, SB 45 cm, ST 44 cm, RH 48 cm, coussin de selle, chargeur 2 A

- Pneus pneumatiques 1594813
 - Pneus étanches à la crevaisson avec insert en PU 1595187
- LVP Netto **3.700,00 CHF**

erivo pro R11

Fauteuil roulant électrique pliable, 6 km/h, bloc-batterie de 30,15 Ah / 760 Wh (environ 35 km d'autonomie), éclairage selon STVZO, commande joystick LiNX DLX REM060, SB 45 cm, ST 44 cm, RH 48 cm, coussin de siège, chargeur 6 A

- Pneus pneumatiques 1594814
 - Pneus étanches à la crevaisson avec insert en PU 1595188
- LVP Netto **4.165,00 CHF**



Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)

Nr. - client

Contact

Commission

Livraison Standard 21,00 CHF

Accessoires

- Commande - LiNX DLX-REM050** 1602792
LVP Netto 278,00 CHF
- Support de la commande** 1594974
sur le dos, y compris le câble bus pour la connexion au module **d'alimentation (en combinaison avec le nouvel appareil, 0,00 CHF)**
LVP Netto **407,00 CHF**
- Kit d'éclairage** 1594975
déjà inclus dans l'Erivo pro R11
LVP Netto **323,00 CHF**
- Kit de conversion conduite à gauche** 1595090
y compris câble BUS de 120 cm et 3x clips
LVP Netto **129,00 CHF**
- Kit de porte-canne** 1595089
LVP Netto **49,00 CHF**
- Batterie de recharge, 11,0 Ah/285 Wh** 1594679
Pour les voyages en avion. IATA agréé
LVP Netto **898,00 CHF**
- Batterie de recharge, 30,15 Ah/760 Wh** 1594680
LVP Netto **1.099,00 CHF**

Remarques (livraison etc.)

Date / /

Signature

01.04.2026. Les conditions générales d'Invacare AG s'appliquent, sous réserve de modifications.

1) Afin de traiter votre commande rapidement et sans délai, nous avons besoin de toutes les informations demandées dans les champs sur fond bleu

