



☐ Commande

☐ Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF
excl. TVA

Invacare® AVIVA RX10



Fauteuil roulant électrique pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Poids de l'utilisateur: max. 136 kg

Prix: à partir de 9.990,00 CHF

Nr.-Client.:

Contact:

Commission:

☐ Veuillez cocher les options souhaitées; à défaut, la version standard sera livrée

◆ Option standard

○ Option sans supplément

Nr.-Art.	Poids de client = kg	Description
		Invacare AVIVA RX10 Équipement de base: Châssis de siège standard avec plateau de 430 mm ou 480 mm, largeur d'assise réglable de 25 mm de chaque côté, Profondeur d'assise standard 460mm (réglable par étapes de 25mm de 410 à 510mm) Coussin d'assise standard 50 mm, ceinture abdominale avec verrouillage, Hauteur d'assise 450 mm (réglable en hauteur jusqu'à 470 mm), Revêtement du dossier réglable, Flancs démontables (réglables en hauteur de 240 à 315 mm), Accoudoirs courts 325mm, Repose-jambes standard (paire), Longueur de la jambe: 350-450 mm, Repose-pieds fixes (paire) Système de commande LINX Support pivotant, Couleur du cadre: noir, Roues avant 9" (225 mm) x 2,3" (60 mm) avec pneus anti-crevaisson, roues motrices anti-crevaisson 14" (355 mm) x 3" (75 mm), suspension réglable manuellement, roues anti-basculement, moteurs 6 km/h, 2 pôles, batteries gel 51 Ah, éclairage LED, fixation de transport à 4 points conforme à la norme ISO 7176-19



Largeur d'assise	Appui-tête réglable en Profondeur	Réglage de l'inclinaison de l'assise 0° - 20°	Réglage de l'inclinaison du dossier 90° - 120°	LINX Système de commande	Nr.- Art.	Prix	Choix
430 mm	-	manuel	manuel	DLX-REM150 ¹	1680061	9.990,00	☐
480 mm	-	manuel	manuel	DLX-REM150 ¹	1680062	9.990,00	☐
430 mm	X	électrique	manuel	DLX-REM215 ²	1680071	11.390,00	☐
480 mm	X	électrique	manuel	DLX-REM215 ²	1680072	11.390,00	☐
430 mm	X	électrique	électrique	DLX-REM215 ²	1680349	12.990,00	☐
480 mm	X	électrique	électrique	DLX-REM215 ²	1680395	12.990,00	☐

1 pour la fonction de conduite et l'éclairage

2 pour la fonction de conduite, l'éclairage et réglages électriques