

Commande



Formulaire de commande 2026

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF
hors TVA

Invacare® **Action^{®2} NG Transit Lite**

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon

Poids max. de l'utilisateur: **max. 125 kg**



Numéro de client:

Personne de contact:

Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix
Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	CHF
	Invacare® Action2 NG Transit Lite	729,00
	Description: Hauteur d'assise 485 / 510 mm Dossier pliant à mi-hauteur livré hauteur 430 mm Profondeur d'assise 400 mm Largeur HT = largeur d'assise + 100 mm Longueur HT 995mm Roues arrière 12" bandage noir axes fixes Roues avant 7" bandage noir Freins tambour tierce-personne avec fonction parking et freins utilisateurs Accoudoirs crantés, relevables et amovibles Tubes anti-basculer	



VARIANTENMATRIX					
	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Code	Nombre	
Transit Lite	405 mm	400 mm	BRI673114		
	430 mm	400 mm	BRI673115		
	455 mm	400 mm	BRI673116		
	480 mm	400 mm	BRI673117		
Total					

ACCESSOIRES			
Coussin d'assise en mousse 60 mm - Housse en nylon avec dessous antidérapant			
I564267	Coussin standard- SW 405 mm/430 mm (412 mm x 412 mm)		73,00
I564268	Coussin standard - SW 455 mm/505 mm (462 mm x 412 mm)		73,00
AP0572-02056	Porte-canne		54,00
I442990	Support amputé droite		298,00
I442991	Support amputé gauche		298,00
SP60131874	Ceinture standard avec kit de fixation		34,00
SP60132725	Ceinture longue avec kit de fixation		38,00