

Commande



Yes, you can.®

Offre

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF
hors TVA

KÜSCHALL CHAMPION



Fauteuil roulant pliant.

N° de prestation AI 30.109.010

Poids utilisateur: **max. 120 kg****Prix de base: 3.845,00 CHF**

Numéro de client:

Personne de contact:


Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix

Art.-Nr.	Poids de l'utilisateur = Description	kg	Prix CHF
DHA0031	KÜSCHALL CHAMPION Configuration standard: • Châssis aluminium 75° • Choix de 7 largeurs d'assise (360-480 mm), 8 profondeurs d'assise (340-480 mm), 12 hauteurs de dossier (300-465 mm), 10 hauteurs d'assise avant (450-540 mm), 11 hauteurs d'assise arrière (390-480 mm) et 19 longueurs de jambe (320-500 mm) • dossier réglable en angle, rabattable vers l'avant • dossier ajustable, rembourré, réglable • poignées de poussée standard, fixes, courtes • toile d'assise standard • palette relevable, réglable en angle, avancée • sangle mollets, montée sur le support • roue arrière Küschall Starec 24" à rayons croisés avec pneus Maxxis Lite Guard et mains-courantes acier inox poli • bandes de fixation et aide au dépliage • frein standard, levier de frein courbé • réflecteurs / éclairage passif, montés sur les rayons		3.845,00
DHA0000	UNIQUE: Offre individuelle selon les besoins du client		sur demande
UHA0001	UNIQUE: Selon la demande individuelle du client (voir le formulaire de commande séparé)		sur demande
CHÂSSIS			
CHÂSSIS ALUMINIUM			
DHA1150	Châssis standard aluminium 75° (NC: SW 480 mm)		◆
DHA1160	Châssis compact aluminium 90° (NC: SW 480 mm)		53,00
DHA1170	Châssis à adduction aluminium 75° (NC: SW 360-380 mm)		216,00
DHA1180	Châssis à adduction aluminium 90° (NC: SW 360-380 mm)		267,00
CHÂSSIS CARBONE			
DHA1185	Châssis standard carbone 75° (NC: SW 480 mm)		894,00
DHA1190	Châssis compact carbone 90° (NC: SW 480 mm)		1.140,00
CHÂSSIS AVANT OPTIONNEL			
DHA1250	Champion SK (swiss-knife): Châssis avant pliable (NC: châssis à adduction, châssis carbone, SW 480 mm, LLL 320-370 mm, élément de design Styling)		534,00
OPTION CHAMPION SL			
UHA1260	Champion SL: centre de gravité fixe et fourches soudées (poids utilisateur jusqu'à 100 kg) (NC: accoudoir réglable en hauteur, 9e position de roue arrière, châssis carbone)		550,00
CONFIGURATION D'ASSISE			
LARGEUR D'ASSISE (SW) 360 - 480 mm			
DHA1320	SW 360 mm (NC: coussins Invacare Flo-tech Lite et ContourVisco NG)		○
DHA1325	SW 380 mm		○
DHA1330	SW 400 mm		○
DHA1335	SW 420 mm		○
DHA1340	SW 440 mm		○
DHA1345	SW 460 mm		○
DHA1350	SW 480 mm (uniquement avec châssis à adduction), (NC: dossier Invacare Matrx MX2, dossier Invacare Matrx Elite E2 hauteur 360 mm, toile d'assise ajustable)		○
PROFONDEUR D'ASSISE (SD) 340 - 480 mm			
DHA1405	SD 340 mm ^{1) 2) 3)}		○
DHA1415	SD 360 mm ^{1) 2) 3)}		○
DHA1425	SD 380 mm ²⁾		○
DHA1435	SD 400 mm		○
DHA1445	SD 420 mm		○
DHA1460	SD 440 mm		○





Largueur d'assise mesurée sur le fauteuil roulant du bord extérieur du cadre au bord extérieur du cadre.



Profondeur d'assise mesurée du tube du dossier du fauteuil roulant au bord avant de la toile d'assise.

Veuillez noter que toutes les dimensions demandées dans ce formulaire d'adaptation doivent être indiquées avec précision. Des adaptations ultérieures peuvent, selon la configuration, entraîner un surcroît de travail. Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm pour les dimensions suivantes : largeur d'assise, hauteur de dossier, hauteur d'assise avant, hauteur d'assise arrière et longueur de jambe.


DHA1470	SD 460 mm		☐
DHA1480	SD 480 mm ¹⁾		☐
1) NC: coussins Invacare Flo-tech Lite et ContourVisco NG 2) NC: Invacare Matrix Libra 3) NC: ceintures de positionnement Bodypoint			
HAUTEUR DE DOSSIER (BH) 300 - 465 mm			
DHA1600	Avec un dossier Invacare Matrix, la hauteur de dossier dépend du dossier de positionnement choisi – veuillez sélectionner cette option (DHA1600) si un dossier Invacare Matrix ou un pack de positionnement est choisi.		☐
DHA1615	BH 300 mm ¹⁾		☐
DHA1620	BH 315 mm ¹⁾		☐
DHA1625	BH 330 mm		☐
DHA1630	BH 345 mm		☐
DHA1635	BH 360 mm		☐
DHA1640	BH 375 mm		☐
DHA1645	BH 390 mm		☐
DHA1650	BH 405 mm		☐
DHA1655	BH 420 mm		☐
DHA1660	BH 435 mm		☐
DHA1665	BH 450 mm		☐
DHA1670	BH 465 mm		☐
1) NC: housse de dossier standard, sans poignées de poussée			
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF) 450 - 540 mm			
DHA1740	FSTF 450 mm		☐
DHA1745	FSTF 460 mm		☐
DHA1750	FSTF 470 mm		☐
DHA1755	FSTF 480 mm		☐
DHA1760	FSTF 490 mm		☐
DHA1765	FSTF 500 mm		☐
DHA1770	FSTF 510 mm		☐
DHA1775	FSTF 520 mm		☐
DHA1780	FSTF 530 mm		☐
DHA1785	FSTF 540 mm		☐
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (RSTF) 390 - 480 mm			
Différence possible de hauteur d'assise entre FSTF et RSTF: châssis 75°: 0-70 mm / châssis 90°: 30-100 mm			
DHA1815	RSTF 390 mm		☐
DHA1820	RSTF 400 mm		☐
DHA1825	RSTF 410 mm		☐
DHA1830	RSTF 420 mm		☐
DHA1835	RSTF 430 mm		☐
DHA1840	RSTF 440 mm		☐
DHA1845	RSTF 450 mm		☐
DHA1850	RSTF 460 mm		☐
DHA1855	RSTF 470 mm		☐
DHA1860	RSTF 480 mm		☐
LONGUEUR DE JAMBE (LLL) 320 - 500 mm			
Longueur de jambe maximale: FSTF - 30 mm avec châssis 75°, FSTF - 40 mm avec châssis 90°			
 Détermination de la longueur de jambe (LLL): 1) mesurer la longueur de jambe de l'utilisateur sans coussin d'assise 2) soustraire l'épaisseur du coussin utilisé de la longueur mesurée 3) inscrire le résultat comme LLL Selon la configuration, la palette doit éventuellement être montée en position haute. Par ex.: FSTF > 500 mm et LLL < 400 mm ou FSTF ≤ 500 mm et LLL ≤ 350 mm. LLL < 320 mm disponible via Service UNIQUE			
DHA1924	LLL 320 mm ¹⁾		☐
DHA1926	LLL 330 mm ¹⁾		☐
DHA1928	LLL 340 mm ¹⁾		☐
DHA1930	LLL 350 mm ¹⁾		☐
DHA1932	LLL 360 mm ¹⁾		☐
DHA1934	LLL 370 mm ¹⁾		☐
DHA1936	LLL 380 mm ²⁾		☐
DHA1938	LLL 390 mm ³⁾		☐
DHA1940	LLL 400 mm		☐
DHA1942	LLL 410 mm		☐



Hauteur du dossier
Cadre du siège
du fauteuil roulant
jusqu'au bord
supérieur de la toile
du dossier.

FSTF / Taille de roue avant


3": 450 - 520 mm
4": 450 - 530 mm
5": 450 - 540 mm



Hauteur
d'assise avant
mesurée du
bord supérieur
du tube de
selle avant
au sol.

RSTF / Taille de roue arrière

24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 480 mm



Hauteur
d'assise arrière
mesurée du
bord supérieur
du tube de
selle avant
au sol.



DHA1944	LLL 420 mm		○
DHA1946	LLL 430 mm		○
DHA1948	LLL 440 mm		○
DHA1950	LLL 450 mm		○
DHA1952	LLL 460 mm		○
DHA1954	LLL 470 mm		○
DHA1956	LLL 480 mm		○
DHA1958	LLL 490 mm		○
DHA1960	LLL 500 mm		○
1) NC: châssis avant pliable			
2) châssis avant pliable uniquement en combinaison avec SD ≥ 400 mm			
3) châssis avant pliable uniquement en combinaison avec SD ≥ 380 mm			
CONFIGURATION DU DOSSIER			
TYPE DE DOSSIER			
DHA2140	Dossier réglable en angle et rabattable, avec verrouillage passif sur l'assise		◆
GARNITURE DE DOSSIER			
DHA2200	Housse de dossier standard, légèrement rembourrée (NC: BH < 330 mm, poignées de poussée réglables en hauteur, en retrait)		○
DHA2220	Dossier ajustable, rembourré, en tension par scratch, noir		326,00
DHA2230	Dossier Aero, respirant, réglable par bandes scratch		326,00
DHA2240	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé (NC: poignées de poussée réglables en hauteur, en retrait)		○
DOSSIERS INVACARE MATRX (NC: tubes d'accoudoir)			
DHA2300	Dossier Invacare Matrx MX2, hauteur 150 mm, incl. fixation à démontage rapide ¹⁾ (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DHA2305	Dossier Invacare Matrx MX2, hauteur 230 mm, incl. fixation à démontage rapide ¹⁾ (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DHA2310	Dossier Invacare Matrx MX2, hauteur 305 mm, incl. fixation à démontage rapide ¹⁾ (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DHA2315	Dossier Invacare Matrx MX2, hauteur 405 mm, incl. fixation à démontage rapide ¹⁾ (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DHA2316	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 160 mm, incl. fixation mini-set		1.081,00
DHA2317	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 210 mm, incl. fixation mini-set		1.081,00
DHA2318	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 260 mm, incl. fixation mini-set		1.081,00
DHA2320	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 310 mm, incl. fixation mini-set		1.081,00
DHA2322	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 360 mm, incl. fixation mini-set		1.081,00
DHA2325	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 410 mm, incl. fixation mini-set		1.081,00
DHA2330	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 460 mm, incl. fixation easy-set		1.081,00
DHA2331	Dossier Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 510 mm, incl. fixation easy-set		1.081,00
DHA2332	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 160 mm, incl. fixation mini-set		924,00
DHA2334	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 210 mm, incl. fixation mini-set		924,00
DHA2335	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 260 mm, incl. fixation mini-set		924,00
DHA2340	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 310 mm, incl. fixation mini-set		924,00
DHA2345	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 360 mm, incl. fixation mini-set ¹⁾		924,00
DHA2350	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 410 mm, incl. fixation mini-set		924,00
DHA2355	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 460 mm, incl. fixation easy-set		924,00
DHA2357	Dossier Invacare Matrx Elite E2, hauteur 510 mm, incl. fixation easy-set		924,00
1) NC: SW 480 mm			
LARGEUR DU DOSSIER INVACARE MATRX (voir tableau de configuration 7)			
DHA2360	360 mm (largeur de buste indic. 265 mm)		○
DHA2362	380 mm (largeur de buste indic. 290 mm)		○
DHA2364	410 mm (largeur de buste indic. 315 mm)		○
DHA2366	430 mm (largeur de buste indic. 340 mm)		○
DHA2368	460 mm (largeur de buste indic. 370 mm)		○
DHA2370	480 mm (largeur de buste indic. 390 mm)		○
DHA2372	510 mm (largeur de buste indic. 420 mm)		○
POIGNÉES À POUSSER			
DHA2400	Sans poignée ¹⁾		○
DHA2410	Poignées de poussée standard, fixes, courtes		◆
DHA2420	Poignées de poussée standard, fixes, longues ³⁾		○
DHA2430	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes ^{2) 4)}		322,00
DHA2440	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées		298,00
DHA2450	Poignées de poussée rabattables		198,00
1) NC: BH < 330 mm			
2) NC: dossier Invacare Matrx			
3) NC: housse de dossier standard			
4) NC: tubes d'accoudoir			



2200

2220



2230



2300-2315



2316-2331




2332-2357



2410

2420

2430



2450



2440

ANGLE DE DOSSIER par rapport à l'assise (BA)

DHA2510	76°		○
DHA2530	80,5°		○
DHA2550	85°		◆
DHA2570	89,5°		○
DHA2590	94°		○

ASSISE**TOILE D'ASSISE**

DHA2600	Toile d'assise standard avec une bande scratch centrale, souple		◆
DHA2601	Toile d'assise avec une bande scratch centrale, souple, et deux bandes scratch latérales, rugueuses		○
DHA2610	Toile d'assise ajustable avec une bande scratch centrale, souple		190,00

COUSSIN D'ASSISE

DHA2700	Coussin standard 60 mm (mousse standard + mousse viscoélastique), à fixer sur la housse d'assise par bandes scratch		134,00
DHA2710	Coussin Invacare Flo-tech Lite, hauteur 75 mm		175,00
DHA2720	Coussin Invacare Matrx Libra, hauteur 83 mm (voir tableau ci-dessous)		692,00
DHA2748	Coussin Invacare Flo-tech ContourVisco NG, hauteur 100 mm		413,00

Invacare® Matrx® Libra , combinaisons SW-SD possibles								
Largeur d'assise en mm	Profondeur d'assise en mm							
	340	360	380	400	420	440	460	480
360	X	X	X	✓	✓	X	X	X
380	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

POCHETTE D'ASSISE

DHA2800	Pochette d'assise amovible		195,00
---------	----------------------------	--	--------

PALETTES

DHA3240	Palette relevable, réglable en angle, avancée ¹⁾		◆
DHA3250	Palette relevable, réglable en angle, reculée ¹⁾		○

1) Avec châssis standard, la palette montée en position haute n'est pas possible pour SW 360 mm; avec châssis à adduction, la palette montée en position haute n'est pas possible pour SW 360-400 mm

SANGLE APPUI-MOLLET

DHA3320	Montée sur le support des roues avant		◆
DHA3330	Positionnée autour du châssis		○

ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS**PROTEGE-VÊTEMENTS ET GARDE-BOUE**

DHA3405	Protège-vêtements relevables, en composite Réduit la largeur d'assise de 0 à +10mm ¹⁾		◆
DHA3420	Protège-vêtements relevables carbone, escamotable vers l'arrière, augmente la largeur d'assise de 0 à 5 mm		164,00
DHA3425	Garde-boue fixes, en composite, augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm ^{1) 2) 3)}		109,00
DHA3430	Garde-boue fixes, en carbone Augmente la largeur d'assise de 0 à +10mm ²⁾		164,00
DHA3440	Garde-boue amovibles, en carbone Réduit la largeur d'assise de 0 à +10mm ²⁾		218,00
DHA3450	Garde-boue amovibles, en composite Réduit la largeur d'assise de 0 à +10mm ^{1) 2) 3)}		164,00

1) NC: roues arrière 26"

2) NC: accoudoir réglable en hauteur



3) NC: plaque adaptatrice Alber

ACCOUDOIRS


DHA3480	Tubes d'accoudoir, non verrouillants, réglables en hauteur; amovibles, escamotables latéralement, rembourrés (NC: dossier Invacare Matrx)		315,00
DHA3490	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		353,00

COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION**COLORIS DE CHÂSSIS**


DHA4000	Noir Spatial (RAL 9005) ¹⁾		○
DHA4010	Gris anthracite (RAL 7016) ¹⁾		○
DHA4020	Blanc éclatant (RAL 9016), (NC: DÉCALCOMANIE BOLD en gris clair) ¹⁾		○
DHA4030	Rouge carmin (RAL 3002) ¹⁾		○
DHA4040	Bleu azur (RAL 5017) ¹⁾		○
DHA4060	Jaune flashy (RAL 1016) ^{1) 2)}		316,00
DHA4100	Noir brillant (RAL 9005) ^{1) 2)}		316,00
DHA4130	Gris argent (RAL 9006) ^{1) 2)}		316,00
DHA4145	Bleu nuit nacré (RAL 5026) ^{1) 2)}		316,00




Coloris de châssis à surface mate :



Autres coloris de châssis :



DHA4150	Rouge rubis (RAL 3003) ^{1) 2)}		316,00
DHA4170	Orange Dynamite ^{1) 2)}		316,00
DHA4180	Vert forêt (RAL 6029) ^{1) 2)}		316,00
DHA4050	Coloris spécial selon souhait du client (veuillez indiquer la teinte RAL souhaitée!)		sur demande
1) NC: châssis carbone			
2) Le délai de livraison est prolongé de 15 jours			
STYLE DE DÉCALCOMANIE			
DHA4190	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis (NC: châssis carbone)		164,00
DHA4195	Tag (Elégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD			
DHA4200	Noir		○
DHA4210	Gris foncé		○
DHA4220	Gris clair		○
DHA4230	Rouge		○
DHA4240	Bleu		○
DHA4250	Doré		○
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG			
DHA4300	Noir (NC: châssis carbone)		○
DHA4310	Rouge		○
ROUES AVANT			
DHA5000	3" roue Skate (largeur 24 mm) ¹⁾		○
DHA5050	4" x 29 mm - Every day - bandage noir ²⁾		○
DHA5100	4" Bandage Soft noir ²⁾		○
DHA5200	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante noire ²⁾		121,00
DHA5250	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante grise ²⁾		121,00
DHA5300	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○
DHA5350	5" Bandage Soft noir		○
DHA5400	5" x 31 mm - Starec, bandage noir; jante noire		121,00
DHA5450	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante noire		121,00
DHA5500	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante grise		121,00
1) NC: FSTF 530 - 540 mm			
2) NC: FSTF 540 mm			
ROUES ARRIÈRE			
POSITION DES ROUES ARRIÈRE / POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ			
DHA6100	102 mm (1re position depuis l'avant), (position la plus active)		○
DHA6110	90,5 mm (2e position depuis l'avant)		○
DHA6120	79 mm (3e position depuis l'avant)		○
DHA6130	67,5 mm (4e position depuis l'avant)		○
DHA6140	56 mm (5e position depuis l'avant)		◆
DHA6150	44,5 mm (6e position depuis l'avant)		○
DHA6160	33 mm (7e position depuis l'avant)		○
DHA6170	21,5 mm (8e position depuis l'avant)		○
DHA6180	10 mm (9e position depuis l'avant), (position la moins active)		○
TETRA-CLIP			
DHA6300	Axes à démontage rapide Tetra-clip (NC: roues arrière Spinergy LXX, kit de montage Alber)		152,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE			
DHA6410	24"		◆
DHA6420	25"		○
DHA6430	26"		○
TYPE DES ROUES ARRIÈRE			
DHA6510	24", 26" roue arrière Küschall Starec, à rayons croisés, moyeu noir et jante noire		◆
DHA6520	24", 25" roue arrière High-Performance, moyeu et jante en noir (NC: pneus anti-crevaison)		324,00
DHA6550	24", 25" roue arrière Spinergy LXX, moyeu, jante et rayons en noir (NC: pneus anti-crevaison, protège-mains et rayons noir)		784,00
PNEUS DES ROUES ARRIÈRE			
DHA6600	24" Maxxis Lite Guard: pneu léger à profil chevrons classique et protection anti-crevaison SilverShield en toile polyfibre 0,45 mm		◆
DHA6625	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: pneu polyvalent et robuste avec protection anti-crevaison en toile polyfibre ultralégère		121,00
DHA6630	24" MBL Speedlite: pneus très légers à haute protection anti-crevaison		○
DHA6660	24" anti-crevaison, noir (NC: frein Performance)		121,00
Les roues arrière VTT peuvent être saisies comme 2e jeu de roues avec l'option DHA8680 sous « Autres accessoires ».			



MAINS-COURANTES			
DHA6700	24", 26" Supergripp, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		251,00
DHA6710	24", 26" acier inoxydable, écartement 30 mm		◆
DHA6720	24" titane, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		238,00
DHA6740	24", 25" Carbolife « Gekko », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		501,00
DHA6750	24", 25" Carbolife « Gekko S », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		501,00
DHA6760	24" Carbolife « Curve L », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		501,00
DHA6770	24" Carbolife « Quadro », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		534,00
DHA6775	24" Carbolife « Curve L Tetra-Grip », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		455,00
DHA6780	24", 25", 26" aluminium léger; anodisé, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		○
DHA6790	24", 25", 26" aluminium léger; noir; thermolaqué, écartement 30 mm		○
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE			
DHA6820	0°		◆
DHA6830	1° (NC: kit de montage Alber)		○
DHA6840	3° (NC: frein Performance)		○
PROTÈGE-RAYONS, LA PAIRE (avec une main-courante Carbolife, l'écartement est toujours de 40 mm)			
DHA6900	24", 26" transparent		228,00
DHA6910	24", 26" noir		228,00
KIT DE MONTAGE ALBER			
DHA6950	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25, inclus 2 roulettes anti-bascule alber (uniquement avec roue arrière 24", avec carrossage 3° le poids max. utilisateur est de 100 kg), (NC: leviers de bascule, porte-cannes)		1.145,00
SÉCURITÉ			
DHA7000	Bandes de fixation (NC: SW 360-380 mm)		◆
DHA7010	Clips de fixation, fixent le fauteuil en toute sécurité à l'état plié (NC: châssis à adduction)		○
DHA7100	Aide au dépliage, pour ouvrir le mécanisme de pliage par l'avant		◆
FREINS			
DHA7200	Frein à tirer		○
DHA7210	Frein standard, levier de frein courbé		◆
DHA7220	Frein standard, levier de frein droit		○
DHA7230	Frein Performance (NC: ceintures de positionnement Bodypoint)		108,00
DHA7240	Frein actifs		108,00
DHA7250	Frein actifs, légers		108,00
DHA7300	Leviers de freins rallongés (NC: frein Performance, frein actifs)		64,00
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ			
DHA7500	Anti-bascule, escamotable, droite		173,00
DHA7510	Anti-bascule, escamotable, gauche		173,00
DHA7520	Anti-bascule, escamotable, des deux côtés		354,00
CEINTURES DE POSITIONNEMENT			
DHA7800	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		86,00
DHA7810	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, (poids utilisateur 25-50 kg)		207,00
DHA7820	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Medium, Flat-Mount - poids max util : 75 kg		207,00
DHA7830	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Duralatch, Large, (poids utilisateur 75-100 kg)		207,00
CATADIOPTRES			
DHA7900	Catadioptrés / éclairage passif, montés sur les rayons		◆
DHA7910	Catadioptrés / éclairage passif, fournis séparément		○
AUTRES ACCESSOIRES (max. 2 adaptations (anti-bascule, levier de bascule, porte-cannes, roues de transit) par côté)			
DHA8010	Protège-châssis avant, paire (amovible, avec scratch)		64,00
DHA8100	Tube basculeur à droite		64,00
DHA8200	Porte canne à droite		108,00
DHA8300	Roues de transit 3" (uniquement avec anti-bascule des deux côtés)		282,00
DHA8550	Trousse à outils		0,00
DHA8650	Sac de transport des roues arrière		82,00
DHA8680	24" roues arrière VTT avec sac (avec mains-courantes aluminium anodisé et axe à démontage rapide)		749,00
DHA8700	Sac de transport pour Champion (les roues peuvent rester montées sur le fauteuil)		293,00
DHA8750	Sac de transport pour Champion avec option châssis avant pliable (le sac n'est disponible qu'en taille standard; il est donc déconseillé de l'utiliser si un garde-boue carbone fixe, des poignées de poussée fixes, des poignées de poussée réglables en hauteur (en retrait et intégrées) ou un dossier et coussin Invacare Matrix ont été choisis)		435,00
DHA8800	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		164,00
DHA8850	Sac Mobility Bodypoint®		174,00



6700 6710 6720



6780 6790 6740



6750 6760



7010 6770



7200 7210 7220 7230



7240 7300 7250



7500/7510 7800




7810 7820/7830



7900/7910 8010 8300



8680 8800



8550 8650 8750 8850

FORFAIT DE SERVICE			
I607806	Forfait de service accompagnement d'essai par un collaborateur Invacare (non remisable)		200,00
REMARQUES			




Tableau I : Aperçu de la position de montage du protège-vêtements en fonction de la taille de roue arrière et de la hauteur d'assise arrière

Garde-boue carbone avec roue arrière 24"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
480 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
490 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Garde-boue carbone avec roue arrière 26"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
420 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
430 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
440 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Garde-boue carbone avec roue arrière 25"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
410 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Protège-vêtements carbone avec roue arrière 24"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
480 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
490 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Protège-vêtements carbone avec roue arrière 25"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Protège-vêtements carbone avec roue arrière 26"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
420 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
430 mm	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Protège-vêtements ou garde-boue plastique avec roue arrière 24"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
480 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Protège-vêtements ou garde-boue plastique avec roue arrière 25"									
Hauteur d'assise arrière	Position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
390 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2 : Aperçu de la position de montage de la palette en fonction du type de châssis et de la largeur d'assise

Châssis Standard							
Position de la palette	SW 360 mm	SW 380 mm	SW 400 mm	SW 420 mm	SW 440 mm	SW 460 mm	SW 480 mm
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
monté en position haute	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Châssis à adduction							
Position de la palette	SW 360 mm	SW 380 mm	SW 400 mm	SW 420 mm	SW 440 mm	SW 460 mm	SW 480 mm
Standard	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
monté en position haute	x	x	x	✓	✓	✓	✓

Tableau 3 : Aperçu de la position de montage de la palette en fonction de la longueur de jambe (UL), du type de châssis, de l'angle et de la profondeur d'assise

		Configuration possible				STD				Palette en position standard			
		Configuration possible avec châssis avant pliable				H				Palette montée en position haute			
		X								Configuration non possible			
	LLL (mm)	75° - Châssis Standard et châssis à adduction, court				75° - Châssis Standard et châssis à adduction, long				90° - Châssis Standard et châssis à adduction, court			
		Profondeur d'assise (mm)				Profondeur d'assise (mm)				Profondeur d'assise (mm)			
		340	360	380	400 - 480	340	360	380	400 - 480	340	360	380	400 - 480
Palette avancée	320	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	330	H	H	H	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	340	H	H	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	350	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	360	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	370	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	380	STD	STD	STD	STD	H	H	H	STD	H	H	H	STD
	390	STD	STD	STD	STD	H	H	STD	STD	H	STD	STD	STD
	400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	440	STD	STD	STD	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	450	STD	STD	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	460	X	X	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	470	X	X	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	480	X	X	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	490	X	X	X	X	STD	STD	STD	X	STD	STD	X	X
	500	X	X	X	X	STD	STD	X	X	X	X	X	X
Palette reculée	320	H	H	H	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	330	H	H	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	340	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	350	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	360	STD	STD	STD	STD	H	H	H	H	H	H	H	H
	370	STD	STD	STD	STD	H	H	H	STD	H	H	H	H
	380	STD	STD	STD	STD	H	H	STD	STD	H	H	H	STD
	390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	H	STD	STD	STD
	400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	430	STD	STD	STD	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	440	STD	STD	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	450	X	X	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	460	X	X	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	470	X	X	X	X	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
	480	X	X	X	X	STD	STD	STD	X	STD	STD	STD	X
	490	X	X	X	X	STD	STD	X	X	STD	STD	X	X
	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tableau 4 : Montage possible de la palette en combinaison avec l'angle d'assise et la taille de roue avant

		Palette avancée						Palette reculée					
		SD 340 - 380 mm			SD 400 - 480 mm			SD 340 - 380 mm			SD 400 - 480 mm		
	Angle d'assise (FSTF-RSTF)	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	10 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	30 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Châssis 90°	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	40 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	70 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	80 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	100 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Si UL < FSTF - 100 mm, toutes les configurations sont possibles.

Tableau 5 : Hauteur d'assise avant (FSTF) en combinaison avec le châssis avant et la taille de roue avant

		Châssis long						Châssis court					
		SD 340 - 380 mm			SD 400 - 480 mm			SD 340 - 380 mm			SD 400 - 480 mm		
	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	540 mm	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	530 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
	490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Châssis 90°	540 mm	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	530 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
	490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tableau 6 : Taille de roue arrière en combinaison avec le type de frein, la profondeur d'assise et la position de roue arrière

Frein actif avec châssis 75° ou 90°				Frein Performance avec châssis 75° ou 90°		
Taille de roue	SD 340 - 400 mm	SD 420 mm	SD 440 - 480 mm	Taille de roue	SD 340 - 400 mm	SD 420 - 480 mm
24"	3 - 9	1 - 9	1 - 9	24"	1 - 9	1 - 9
25"	4 - 9	2 - 9	1 - 9	25"	2 - 9	1 - 9
26"	5 - 9	3 - 9	1 - 9	26"	3 - 9	1 - 9




Tableau 7 : Largeur d'assise en combinaison avec la largeur de dossier pour dossiers Invacare Matrx®

Largeur d'assise en mm	Sélection de la largeur de dossier Invacare Matrx® Elite E2 / Elite E2 Deep						
	360	380	410	430	460	480	510
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Largeur d'assise en mm	Sélection de la largeur de dossier Invacare Matrx® MX2						
	360	380	410	430	460	480	510
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗