



Commande

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF
hors TVA

KÜSCHALL ELEMENT

CE

Fauteuil roulant châssis rigide
Poids utilisateur: **max. 100 kg**

Prix de base: 14.800,00 CHF





Numéro de client:

Personne de contact:


Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

Art.-Nr.	Poids de l'utilisateur = Description	kg	CHF
DWA0001	KÜSCHALL ELEMENT Configuration standard: - Châssis en bois de frêne avec pièces de liaison noires (RAL 9005), surface laquée et inclinaison de 90° par rapport à l'assise (82° par rapport au sol) - Dossier en bois fixe avec coussin rembourré et housse, incl. bandes velcro - Coussin rembourré avec housse et bandes velcro pour la fixation - Angle de dossier 85° par rapport à l'assise - Coussin d'assise standard 60 mm (mousse standard + mousse viscoélastique) - Palette avec habillage carbone - Protège-vêtements carbone fixe - Roues avant FrogLeg 4" noires, roulements céramique - Position de roue arrière 95 mm - Taille de roue arrière 24" - Carrossage 3° - Roue arrière 24" Spinergy CLX, moyeu aluminium noir; jante carbone, rayons radiaux - Pneus arrière 35 mm (1"3/8") Schwalbe Marathon Plus, pneumatiques, anti-crevaison - Mains-courantes 24" aluminium léger, noires, deux positions avec écartement de 8 mm - Frein actif, léger		14.800,00
DWA0000	UNIQUE: Offre individuelle selon les besoins du client		sur demande
CHÂSSIS			
DWA1040	Châssis en bois avec inclinaison de 90° par rapport à l'assise (82° par rapport au sol)		☒
CONFIGURATION D'ASSISE			
PENTE D'ASSISE			
DWA1200	Inclinaison 8°		☐
DWA1210	Inclinaison 12° (influence la hauteur d'assise avant et la longueur de jambe: + 20 mm)		☐
LARGEUR D'ASSISE (SW) 340 - 420 mm			
DWA1315	SW 340 mm		☐
DWA1320	SW 360 mm		☐
DWA1325	SW 380 mm		☐
DWA1330	SW 400 mm		☐
DWA1335	SW 420 mm		☐
PROFONDEUR D'ASSISE (SD) 410 - 460 mm (mesurée avec un coussin de dossier de 30 mm d'épaisseur)			
DWA1440	SD 410 mm		☐
DWA1455	SD 435 mm		☐
DWA1470	SD 460 mm		☐
HAUTEUR DE DOSSIER (BH) 300 - 360 mm (mesurée sans coussin d'assise)			
DWA1615	BH 300 mm		☐
DWA1620	BH 315 mm		☐
DWA1625	BH 330 mm		☐
DWA1630	BH 345 mm		☐
DWA1635	BH 360 mm		☐
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF) 480 - 500 mm (mesurée sans coussin d'assise)			
DWA1755	FSTF 480 mm (RSTF 415 mm ±5 mm), (NC: longueur de jambe 450 mm et 460 mm)		☐
DWA1760	FSTF 490 mm (RSTF 425 mm ±5 mm), (NC: longueur de jambe 390 mm et 460 mm)		☐
DWA1765	FSTF 500 mm (RSTF 435 mm ±5 mm), (NC: longueur de jambe 390 mm et 400 mm)		☐



Veuillez noter que toutes les dimensions demandées dans ce formulaire d'adaptation doivent être indiquées avec précision. Des adaptations ultérieures peuvent, selon la configuration, entraîner un surcroît de travail. Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm pour les dimensions suivantes : largeur d'assise, hauteur de dossier, hauteur d'assise avant, hauteur d'assise arrière et longueur de jambe.

LONGUEUR DE JAMBE (LLL) 390 - 460 mm

$$UL = UL_{\text{patient}} - SK$$

Détermination de la longueur de jambe (LLL):

- 1) mesurer la longueur de jambe de l'utilisateur sans coussin d'assise
- 2) soustraire l'épaisseur du coussin utilisé de la longueur mesurée
- 3) inscrire le résultat comme LLL

DWA1938	LLL 390 mm		☐
DWA1940	LLL 400 mm		☐
DWA1942	LLL 410 mm		☐
DWA1944	LLL 420 mm		☐
DWA1946	LLL 430 mm		☐
DWA1948	LLL 440 mm		☐
DWA1950	LLL 450 mm		☐
DWA1952	LLL 460 mm		☐

DOSSIER**TYPE DE DOSSIER**

DWA2160	Dossier fixe en bois		☒
---------	----------------------	--	-------------------------------------

HOUSSE DE DOSSIER

DWA2205	Coussin rembourré en tissu mesh noir avec housse et bandes de fixation		☒
---------	--	--	-------------------------------------

ANGLE DE DOSSIER

DWA2545	Angle de dossier fixe de 85° par rapport à l'assise		☒
---------	---	--	-------------------------------------

ASSISE**COUSSIN D'ASSISE**

DWA2705	Sans coussin d'assise		☐
DWA2700	Coussin d'assise standard 60 mm (mousse standard + mousse viscoélastique)		☒

PALETTES**REPOSE-PIEDS**

DWA2410	Socle de repose-pieds en carbone		☒
---------	----------------------------------	--	-------------------------------------

SANGLES

DWA3305	Sangle mollets		☐
---------	----------------	--	-----------------------

GARDE-BOUE**GARDE-BOUE SANS COUSSIN D'ACCOUDOIR**

DWA3430	Garde-boue en carbone fixe		☒
---------	----------------------------	--	-------------------------------------

COLORIS

DWA3500	Châssis en bois naturel, pièces de liaison noires (RAL 9005), finitions vernies		☒
---------	---	--	-------------------------------------

ROUES AVANT**TAILLE DE ROUE AVANT**

DWA5200	4" FrogLeg avec moyeu noir, pneu noir et roulements céramique		☒
---------	---	--	-------------------------------------

ROUES ARRIÈRE**POSITION DES ROUES ARRIÈRE**

DWA6130	95 mm		☒
---------	-------	--	-------------------------------------

DIMENSION DES ROUES ARRIÈRE

DWA6410	24"		☒
---------	-----	--	-------------------------------------

ANGLE DE CARROSSAGE

DWA6210	3°		☒
---------	----	--	-------------------------------------

TYPE DE ROUES ARRIÈRE

DWA6554	24" Spinergy CLX, moyeu aluminium noir, fibre de carbone, rayonnage radial (NC: mains-courantes Corima Carbon)		☒
DWA6555	24" Corima Carbon, 4 rayons		809,00

PNEUS DES ROUES ARRIÈRE

DWA6655	35 mm (1"3/8") pneus Schwalbe Marathon Plus, anti-crevaison		☒
---------	---	--	-------------------------------------

MAINS-COURANTES (NC: roue arrière standard 24")



DWA6790	24" aluminium léger; noires, deux positions avec écartement de 8 mm		☒
DWA6740	24" Carbolife Gekko, deux positions avec écartement de 8 mm		☐
DWA6750	24" Carbolife Gekko S, deux positions avec écartement de 8 mm		☐
DWA6760	24" Carbolife Curve L, deux positions avec écartement de 8 mm		☐
DWA6770	24" Carbolife Quadro, deux positions avec écartement de 8 mm		☐
DWA6795	24" mains-courantes Corima Carbon		544,00

SÉCURITÉ**FREIN**

DWA7250	Frein actif, léger		☒
---------	--------------------	--	-------------------------------------

ANTI-BASCULE

DWA7510	Anti-basculé, gauche		☐
---------	----------------------	--	-----------------------



CEINTURES DE POSITIONNEMENT			
DWA7810	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™		207,00
DWA7820	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™		207,00
DWA7830	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™		207,00
AUTRES OPTIONS			
SAC DE TRANSPORT			
DWA8650	24" Sac de transport pour roues arrière, idéal pour le transport ou le voyage		162,00
Remarques:			