

KÜSCHALL K-SERIES



Fauteuil roulant à châssis rigide
N° de prestation AI 30.109.012
Poids utilisateur: **max. 130 kg**

Prix de base: 4.065,00 CHF

Numéro de client:

Personne de contact:

Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix


	Poids de l'utilisateur =	kg	
Art.-Nr.	Description		Prix CHF
DKA0067	KÜSCHALL K-SERIES Configuration standard: • Châssis aluminium 75° • Choix de 10 largeurs d'assise (320-500 mm), 8 profondeurs d'assise (350-525 mm), 15 hauteurs de dossier (270-480 mm), 8 hauteurs d'assise avant (450-520 mm), 11 hauteurs d'assise arrière (390-490 mm) et 20 longueurs de jambe (290-480 mm) • dossier standard aluminium avec arceau de dossier, rabattable • dossier ajustable, rembourré, réglable • poignées de poussée standard, fixes, courtes • toile d'assise standard • étrier de pied aluminium • axe de roue arrière standard à position d'axe fixe • roues arrière Küschall Starec 24" à rayons croisés avec pneus Maxxis Lite Guard et mains-courantes acier inox poli • frein standard, levier de frein courbé • réflecteurs / éclairage passif, montés sur les rayons		4.065,00
DKA0000	UNIQUE: Offre individuelle selon les besoins du client		sur demande
UKA0001	UNIQUE: Selon la demande individuelle du client (voir le formulaire de commande séparé)		sur demande
CHÂSSIS			
CHÂSSIS ALUMINIUM			
DKA1040	Aluminium 75° (NC: SD 475-525 mm, frein actif)		◆
DKA1050	Aluminium 75°, châssis à adduction (NC: ST 475-525 mm, FSTF 450-470 mm, palette relevable, frein actif)		162,00
DKA1060	Aluminium 75°, +50 mm (NC: SD 350-400 mm, FSTF 450-490 mm)		162,00
DKA1070	Aluminium 90° (NC: SD 475-525 mm, frein actif)		162,00
DKA1080	Aluminium 90°, châssis à adduction (NC: SD 475-525 mm, FSTF 450-470 mm, palette relevable, roues avant 5", frein actif)		162,00
DKA1090	Aluminium 90°, +50 mm (NC: SD 350-400 mm, FSTF 450-490 mm)		162,00
CHÂSSIS CARBONE			
DKA1095	Carbone 75°, possible uniquement avec FSTF 480/490/500 mm, (NC: SD 475-525 mm, frein actif 7240)		894,00
DKA1110	Carbone 90°, possible uniquement avec FSTF 480/490/500 mm, (NC: SD 475-525 mm, frein actif 7240)		994,00
CONFIGURATION D'ASSISE			
SUSPENSION D'ASSISE (uniquement avec roues arrière 24")			
DKA1200	Suspension d'assise pour poids utilisateur 40-65 kg ¹⁾		534,00
DKA1210	Suspension d'assise pour poids utilisateur 65-85 kg ¹⁾		534,00
DKA1220	Suspension d'assise pour poids utilisateur 85-100 kg ¹⁾		534,00
1) NC: SW 320, 480-500 mm, SD 350 mm, position d'assise 3, FSTF 450-460 mm, RSTF 390-430 mm, positions d'axe variables, roues arrière 25" et 26", kit de montage Alber			
LARGEUR D'ASSISE (SW) 320 - 500 mm			
DKA1310	320 mm (NC: matériau d'arceau de dossier titane, dossiers Invacare Matrx, toile d'assise ajustable, coussins Invacare Matrx et Flo-tech, protège-vêtements plastique et carbone)		○
DKA1315	340 mm (NC: dossiers Invacare Matrx, coussins Invacare Matrx et Flo-tech, protège-vêtements carbone et plastique)		○
DKA1320	360 mm (NC: Invacare Flo-tech Lite, Invacare Flo-tech ContourVisco NG)		○
DKA1325	380 mm		○
DKA1330	400 mm		○
DKA1335	420 mm		○
DKA1340	440 mm		○
DKA1345	460 mm		○



Standard
A = SB - 64 mm B = SB - 110 mm (Rahmen kurz)
SB - 120 mm (Rahmen Standard)
SB - 124 mm (Rahmen + 50 mm)




Adduktion
A = SB - 64 mm C = SB - 111 mm





Largeur d'assise mesurée sur le fauteuil roulant du bord extérieur du cadre au bord extérieur du cadre.


DKAI 350	480 mm (NC: dossier Invacare Matrx MX2, dossier Invacare Matrx Elite E2 hauteur 360 mm, palette relevable)		☐
DKAI 355	500 mm (NC: matériau d'arceau de dossier titane, dossier Invacare Matrx MX2, dossier Invacare Matrx Elite E2 hauteur 360 mm, étrier de pied titane, palette relevable)		☐
PROFONDEUR D'ASSISE (SD) 350 - 525 mm			
DKAI 410	350 mm (NC: position d'assise 1 et 2, coussins Invacare Matrx et Flo-tech, ceintures de positionnement Bodypoint)		☐
DKAI 420	375 mm (NC: coussins Invacare Matrx et Flo-tech, ceintures de positionnement Bodypoint)		☐
DKAI 435	400 mm		☐
DKAI 450	425 mm		☐
DKAI 465	450 mm		☐
DKAI 475	475 mm (NC: Invacare Matrx Contour Visco NG)		☐
DKAI 490	500 mm (NC: Invacare Flo-tech Lite, Invacare Matrx Contour Visco NG)		☐
DKAI 495	525 mm (NC: toile d'assise ajustable, Invacare Flo-tech Lite, Invacare Matrx Contour Visco NG)		☐
POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ AU CHOIX, RÉGLAGES SONT TOUJOURS POSSIBLE (SP)			
DKAI 500	Position 1 (= 140 mm), (très active)		☐
DKAI 510	Position 2 (= 125 mm)		☐
DKAI 520	Position 3 (= 110 mm)		☐
DKAI 530	Position 4 (= 95 mm)		☐
DKAI 540	Position 5 (= 80 mm), (moins active)		☐
HAUTEUR DE DOSSIER (BH) 270 - 480 mm			
DKAI 605	270 mm ^{1) 2)}		☐
DKAI 610	285 mm ^{1) 2)}		☐
DKAI 615	300 mm ^{1) 2)}		☐
DKAI 620	315 mm		☐
DKAI 625	330 mm ³⁾		☐
DKAI 630	345 mm		☐
DKAI 635	360 mm		☐
DKAI 640	375 mm		☐
DKAI 645	390 mm		☐
DKAI 650	405 mm		☐
DKAI 655	420 mm		☐
DKAI 660	435 mm		☐
DKAI 665	450 mm		☐
DKAI 670	465 mm		☐
DKAI 675	480 mm		☐
1) NC: poignées de poussée réglables en hauteur; en retrait 2) NC: Invacare Matrx Elite E2 / E2 Deep hauteur 410, 460, 510 mm 3) requis en cas de choix d'un dossier Invacare Matrx en combinaison avec des poignées de poussée réglables en hauteur; intégrées (DKA2440)			
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF) 450 - 520 mm			
DKAI 740	450 mm (NC: roues avant 5")		☐
DKAI 745	460 mm (NC: roues avant 5")		☐
DKAI 750	470 mm		☐
DKAI 755	480 mm		☐
DKAI 760	490 mm		☐
DKAI 765	500 mm		☐
DKAI 770	510 mm		☐
DKAI 775	520 mm		☐
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (RSTF) 390 - 490 mm			
DKAI 815	390 mm (NC: accoudoirs réglables en hauteur; positions d'axe variables, roues arrière 26")		☐
DKAI 820	400 mm (NC: accoudoirs réglables en hauteur; positions d'axe variables, roues arrière 26")		☐
DKAI 825	410 mm (NC: accoudoirs réglables en hauteur)		☐
DKAI 830	420 mm		☐
DKAI 835	430 mm		☐
DKAI 840	440 mm		☐
DKAI 845	450 mm		☐
DKAI 850	460 mm		☐
DKAI 855	470 mm		☐
DKAI 860	480 mm		☐
DKAI 865	490 mm (NC: roues arrière 24")		☐




Profondeur d'assise mesurée du tube du dossier du fauteuil roulant au bord avant de la toile d'assise.




Hauteur du dossier Cadre du siège du fauteuil roulant jusqu'au bord supérieur de la toile du dossier.



Hauteur d'assise avant mesurée du bord supérieur du tube de selle avant au sol.



Hauteur d'assise arrière mesurée du bord supérieur du tube de selle avant au sol.

LONGUEUR DE JAMBE (LLL) 290 - 480 mm**Longueur de jambe maximale: FSTF - 30 mm avec châssis 75°, FSTF - 40 mm avec châssis 90°****Pour une LLL < 390 mm et selon la configuration, la palette peut être montée en position haute.****Détermination de la longueur de jambe (LLL):**

- 1) mesurer la longueur de jambe de l'utilisateur sans coussin d'assise
- 2) soustraire l'épaisseur du coussin utilisé de la longueur mesurée
- 3) inscrire le résultat comme LLL

$$UL = UL_{\text{patient}} - SK$$



DKA1918	290 mm		○
DKA1920	300 mm		○
DKA1922	310 mm		○
DKA1924	320 mm		○
DKA1926	330 mm		○
DKA1928	340 mm		○
DKA1930	350 mm		○
DKA1932	360 mm		○
DKA1934	370 mm		○
DKA1936	380 mm		○
DKA1938	390 mm		○
DKA1940	400 mm		○
DKA1942	410 mm		○
DKA1944	420 mm		○
DKA1946	430 mm		○
DKA1948	440 mm		○
DKA1950	450 mm		○
DKA1952	460 mm		○
DKA1954	470 mm		○
DKA1956	480 mm		○

DOSSIER**MONTANTS DE DOSSIER**

DKA2000	Aluminium		◆
DKA2050	Titane -80g (NC: SW 320 mm et SW 500 mm, arceau de dossier monté bas, poignées de poussée réglables en hauteur en retrait, kit de fixation de transport)		316,00

TYPE DE DOSSIER


DKA2100	Dossier standard avec arceau de dossier (NC: sans housse de dossier; dossier Invacare Matrx, poignées de poussée réglables en hauteur intégrées)		◆
DKA2150	Sans garniture de dossier; avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm (NC: dossier ajustable, dossier Aero, poignées de poussée réglables en hauteur en retrait)		○

GARNITURE DE DOSSIER

DKA2220	Dossier ajustable, rembourré, réglable, noir (NC: poignées de poussée réglables en hauteur intégrées)		◆
DKA2230	Dossier Aero, respirant, réglable par bandes scratch (NC: poignées de poussée réglables en hauteur intégrées)		326,00
DKA2240	Sans garniture de dossier; obligatoire si dossier Matrx commandé		○

DOSSIERS INVACARE MATRX

DKA2300	Invacare Matrx MX2, hauteur 150 mm, incl. fixation à démontage rapide (pour SW 360-460 mm) (NC: kit de fixation de transport) (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DKA2305	Invacare Matrx MX2, hauteur 230 mm, incl. fixation à démontage rapide (pour SW 360-460 mm) (NC: kit de fixation de transport) (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DKA2310	Invacare Matrx MX2, hauteur 305 mm, incl. fixation à démontage rapide (pour SW 360-460 mm) (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DKA2315	Invacare Matrx MX2, hauteur 405 mm, incl. fixation à démontage rapide (pour SW 360-460 mm) (poids utilisateur jusqu'à 113 kg)		1.296,00
DKA2316	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 160 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm) (NC: kit de fixation de transport)		1.081,00
DKA2317	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 210 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm) (NC: kit de fixation de transport)		1.081,00
DKA2318	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 260 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm) (NC: kit de fixation de transport)		1.081,00
DKA2320	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 310 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm)		1.081,00
DKA2322	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 360 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm)		1.081,00
DKA2325	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 410 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm)		1.081,00
DKA2330	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 460 mm, incl. fixation easy-set (pour SW 360-500 mm)		1.081,00
DKA2331	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 510 mm, incl. fixation easy-set (pour SW 360-500 mm)		1.081,00



2100

2150



2220



2230



2300-2315





2316-2331



2332-2357

DKA2332	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 160 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm) (NC: kit de fixation de transport)		924,00					
DKA2334	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 210 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm) (NC: kit de fixation de transport)		924,00					
DKA2335	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 260 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm) (NC: kit de fixation de transport)		924,00					
DKA2340	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 310 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm)		924,00					
DKA2345	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 410 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-500 mm)		924,00					
DKA2350	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 360 mm, incl. fixation mini-set (pour SW 360-460 mm)		924,00					
DKA2355	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 460 mm, incl. fixation easy-set (pour SW 360-500 mm)		924,00					
DKA2357	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 510 mm, incl. fixation easy-set (pour SW 360-500 mm)		924,00					
LARGEUR DU DOSSIER INVACARE MATRIX (voir tableau de configuration 5)								
DKA2360	360 mm (largeur de buste indic. 265 mm)		○					
DKA2362	380 mm (largeur de buste indic. 290 mm)		○					
DKA2364	410 mm (largeur de buste indic. 315 mm)		○					
DKA2366	430 mm (largeur de buste indic. 340 mm)		○					
DKA2368	460 mm (largeur de buste indic. 370 mm)		○					
DKA2370	480 mm (largeur de buste indic. 390 mm)		○					
DKA2372	510 mm (largeur de buste indic. 420 mm)		○					
POIGNÉES À POUSSER (en cas de choix d'un dossier Invacare Matrix, voir tableau de configuration 6)								
DKA2400	Sans poignée		○					
DKA2410	Poignées de poussée standard, fixes, courtes		◆					
DKA2420	Poignées de poussée standard, fixes, longues		○					
DKA2430	Poignées de poussée réglables en hauteur; externes (impossible en combinaison avec hauteur de dossier 285-330 mm et tubes d'accoudoir)	322,00						
DKA2440	Poignées de poussée réglables en hauteur; intégrées (possible uniquement avec une hauteur de dossier de 330 mm; en cas de choix d'un dossier Invacare Matrix, les poignées peuvent être montées à une hauteur comprise entre 340 et 460 mm)	298,00						
DKA2450	Poignées de poussée rabattables (impossible en combinaison avec hauteur de dossier 315-330 mm et tubes d'accoudoir)	198,00						
ANGLE DE DOSSIER PAR RAPPORT À L'ASSISE (BA)								
DKA2520	78°		○					
DKA2540	82°		○					
DKA2560	86°		◆					
DKA2580	90°		○					
DKA2590	94°		○					
ASSISE								
TOILE D'ASSISE								
DKA2600	Toile d'assise standard avec une bande scratch centrale, souple		◆					
DKA2601	Toile d'assise avec une bande scratch centrale, souple, et deux bandes scratch latérales, rugueuses		○					
DKA2610	Toile d'assise ajustable avec une bande scratch centrale, souple	190,00						
DKA2640	Plaque d'assise rigide avec deux bandes scratch latérales, hauteur 15 mm, incl. toile d'assise standard (à partir de SW 40 cm et uniquement pour SD 42,5 cm, 45 cm et 47,5 cm)	190,00						
COUSSIN D'ASSISE								
DKA2700	Coussin standard 60 mm (mousse standard + mousse viscoélastique), à fixer sur la housse d'assise par bandes scratch		134,00					
DKA2710	Coussin Invacare Flo-tech Lite, hauteur 75 mm		175,00					
DKA2720	Coussin Invacare Matrix Libra, hauteur 83 mm (voir tableau ci-dessous)		692,00					
DKA2748	Coussin Invacare Flo-tech Contour Visco NG, hauteur 100 mm		413,00					
Invacare® Matrix® Libra, combinaisons SW-SD possibles								
Largeur d'assise en mm	Profondeur d'assise en mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓



POCHETTE D'ASSISE			
DKA2800	Pochette d'assise amovible		195,00
DKA2910	Grande pochette toile, fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise		64,00
PALETTE ET REPOSE-PIEDS			
TYPE DE PALETTE MONOBLOC / REPOSE-PIEDS			
DKA3200	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		◆
DKA3210	Repose-pieds en titane (-145 g)		316,00
DKA3220	Palette monobloc en carbone réglable en angle (NC: cache-palette)		325,00
DKA3230	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort (NC: châssis à adduction, SW 480-500 mm, cache-palette)		391,00
SOCLE PLASTIQUE VISSÉ POUR REPOSE-PIEDS			
DKA3290	Socle plastique vissé pour repose-pieds		90,00
SANGLE			
DKA3300	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆
DKA3305	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS			
PROTÈGE-VÊTEMENTS ET GARDE-BOUE			
DKA3405	Protège-vêtements plastique, escamotable vers l'arrière, augmente la largeur d'assise de 0 à 5 mm		○
DKA3420	Protège-vêtements carbone, escamotable vers l'arrière, augmente la largeur d'assise de 0 à 5 mm		164,00
DKA3440	Garde-boue en carbone, amovible (la fixation latérale augmente la largeur d'assise d'env. 5 à 10 mm et la largeur totale d'env. 20 mm), (NC: accoudoirs réglables en hauteur)		218,00
DKA3450	Garde-boue en composite, amovible (la fixation latérale augmente la largeur d'assise d'env. 5 à 10 mm et la largeur totale d'env. 20 mm), (NC: accoudoirs réglables en hauteur; plaque adaptatrice E-Motion et Twion)		164,00
ACCOUDOIRS			
DKA3480	Tubes d'accoudoir; non verrouillants, réglables en hauteur; amovibles, escamotables latéralement, rembourrés (impossible en combinaison avec BH < 315 mm et poignées de poussée rabattables ou en retrait), (NC: kit de montage Alber)		315,00
DKA3490	Accoudoir, réglable en hauteur, coussin court, non verrouillant (NC: RSTF < 420 mm)		326,00
DKA3495	Accoudoir, réglable en hauteur, coussin long, non verrouillant (NC: RSTF < 420 mm)		326,00
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION			
COLORIS DE CHÂSSIS			
DKA4000	Noir Spatial (RAL 9005) ¹⁾		○
DKA4010	Gris anthracite (RAL 7016) ¹⁾		○
DKA4020	Blanc éclatant (RAL 9016), (NC: DÉCALCOMANIE BOLD en gris clair) ¹⁾		○
DKA4030	Rouge carmin (RAL 3002) ¹⁾		○
DKA4040	Bleu azur (RAL 5017) ¹⁾		○
DKA4060	Jaune flashy (RAL 1016) ^{1) 2)}		316,00
DKA4100	Noir brillant (RAL 9005) ^{1) 2)}		316,00
DKA4130	Gris argent (RAL 9006) ^{1) 2)}		316,00
DKA4145	Bleu nuit nacré (RAL 5026) ^{1) 2)}		316,00
DKA4150	Rouge rubis (RAL 3003) ^{1) 2)}		316,00
DKA4170	Orange Dynamite ^{1) 2)}		316,00
DKA4180	Vert forêt (RAL 6029) ^{1) 2)}		316,00
DKA4050	Coloris spécial selon souhait du client (veuillez indiquer la teinte RAL souhaitée!)		sur demande
1) NC: châssis carbone 2) Le délai de livraison est prolongé de 15 jours			
STYLE DE DÉCALCOMANIE			
DKA4190	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis (NC: châssis carbone)		164,00
DKA4195	Tag (Élégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD			
DKA4200	Noir		○
DKA4210	Gris foncé		○
DKA4220	Gris clair		○
DKA4230	Rouge		○
DKA4240	Bleu		○
DKA4250	Doré		○
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG			
DKA4300	Noir (NC: châssis carbone)		○
DKA4310	Rouge		○
ROUES AVANT			
DKA5000	3" roue Skate (largeur 24 mm)		○
DKA5050	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○
DKA5100	4" Bandage Soft noir		○



2910


2800


3200


3220


3210


3220


3290



3300


3305


3405


3420


3440


3450


3490/3495


3480


3480

Coloris de châssis à surface mate :


4000


4010


4020


4030


4040

Autres coloris de châssis :


4060


4100


4130



4145



4150


4170


4180


4200


4230


4210


4240


4220



4250


4300


4310


Roue Skate 3"

DKA5200	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante noire		126,00
DKA5250	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante grise		126,00
DKA5300	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○
DKA5350	5" Bandage Soft noir		○
DKA5400	5" x 31 mm - Starec, bandage noir; jante noire		126,00
DKA5450	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante noire		126,00
DKA5500	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir; jante grise		126,00
ROUES ARRIÈRE			
POSITION DES ROUES ARRIÈRE			
DKA6020	Standard, Position d'axe fixe		◆
DKA6030	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3 (NC: RSTF < 410 mm, axe carbone)		370,00
DKA6040	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5 (NC: RSTF < 410 mm, axe carbone)		380,00
BARRE DE CARROSSAGE (dénommée 1ère barre si déport de roues)			
DKA6050	Vario-Axe, angle réglable 1° / 3° / 7° / 10° (NC: carrossage 6° du 2e axe, kit de montage Alber, frein Performance)		489,00
DKA6060	Axe standard		◆
DKA6070	Axe carbone (NC: kit de montage Alber)		179,00
DÉPORT DE ROUE ARRIÈRE : POSITION DE LA 1ÈRE BARRE (depuis l'avant)			
En cas de choix d'un 2e axe de roue arrière, la 1re position doit être sélectionnée pour le 1er axe.			
DKA6100	1e position depuis l'avant (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○
DKA6110	2e position depuis l'avant		○
DKA6120	3e position depuis l'avant		○
DKA6130	4e position depuis l'avant		○
DKA6140	5e position depuis l'avant		○
CARROSSAGE (de la 1ère barre si déport arrière)			
DKA6200	0°		○
DKA6210	3°		○
DKA6220	6° (NC: Vario-Ax comme 2e axe de roue arrière, kit de montage Alber)		○
DÉPORT ARRIÈRE : 2ÈME BARRE (en position 5 obligatoirement)			
Uniquement avec position d'axe variable, 5 positions! La position du 2e axe est automatiquement la 5e position depuis l'avant.			
DKA6230	Barre standard (NC: kit de montage Alber)		141,00
DKA6240	Vario-Ax, angle réglable 1° / 3° / 7° / 10° (NC: kit de montage Alber, frein Performance)		489,00
CARROSSAGE DE LA 2ÈME BARRE			
Le carrossage du 2e axe ne peut différer de plus de 3° du carrossage du 1er axe! Avec UN seul Vario-Ax, l'autre axe n'est possible qu'avec un carrossage de 0° ou 3°.			
DKA6250	0°		○
DKA6260	3°		○
DKA6270	6°		○
TETRA-CLIP			
DKA6300	Axes à démontage rapide Tetra-clip (NC: roues arrière Spinergy LXX, kit de montage Alber)		152,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE			
DKA6410	24"		◆
DKA6420	25" (NC: kit de montage Alber)		○
DKA6430	26" (NC: kit de montage Alber, frein actif)		○
TYPE DES ROUES ARRIÈRE			
DKA6510	24", 26" roue arrière Küschall Starec, à rayons croisés, moyeu noir et jante noire		◆
DKA6520	24", 25" roue arrière High-Performance, moyeu Starec incolore et jante en noir (NC: pneus anti-crevaisson)		348,00
DKA6550	24", 25" roue arrière Spinergy LXX, moyeu, jante et rayons en noir (NC: pneus anti-crevaisson, protège-mains et rayons noirs)		784,00
PNEUS DES ROUES ARRIÈRE			
DKA6600	24" Maxxis Lite Guard: pneu léger à profil chevrons classique et protection anti-crevaisson SilverShield en toile polyfibre 0,45 mm		◆
DKA6625	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: pneu polyvalent et robuste avec protection anti-crevaisson en toile polyfibre ultralégère		89,00
DKA6630	24" MBL Speedlite: pneus très légers à haute protection anti-crevaisson		99,00
DKA6660	24" anti-crevaisson, noir (NC: frein Performance)		59,00
Les roues arrière VTT peuvent être saisies comme 2e jeu de roues avec l'option DKA8680 sous « Autres accessoires ».			
MAINS-COURANTES			
DKA6700	24", 26" Supergripp, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		251,00
DKA6710	24", 26" acier inoxydable, écartement 30 mm		◆
DKA6720	24" titane, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		238,00
DKA6740	24", 25" Carbolife « Gekko », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)		501,00



DKA6750	24", 25" Carbolife « Gekko S », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	501,00
DKA6760	24" Carbolife « Curve L », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	501,00
DKA6770	24" Carbolife « Quadro », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	534,00
DKA6775	24" Carbolife « Curve L Tetra-Grip », écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	455,00
DKA6780	24", 25", 26" aluminium léger, anodisé, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	○
DKA6790	24", 25", 26" aluminium léger, noir; thermolaqué, écartement 30 mm	○
PROTÈGE-RAYONS, LA PAIRE (avec une main-courante Carbolife, l'écartement est toujours de 40 mm)		
DKA6900	24", 26" transparent	228,00
DKA6910	24", 26" noir	228,00
KIT DE MONTAGE ALBER		
DKA6950	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25, inclus 2 roulettes anti-basculer alber (uniquement avec roue arrière 24", avec carrossage 3° le poids max. utilisateur est de 100 kg), (NC: leviers de bascule, porte-cannes)	1.145,00
SÉCURITÉ		
FREINS		
DKA7210	Frein standard à pousser leviers courbés	◆
DKA7230	Frein Performance (NC: ceintures de positionnement Bodypoint)	108,00
DKA7240	Frein actifs	108,00
DKA7250	Frein actifs, légers	108,00
DKA7300	Rallonge de levier de frein pour frein standard	64,00
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ (max. 2 adaptations (anti-basculer, porte-cannes, roues de transit) par côté)		
DKA7500	Anti-basculer, escamotable, droite	173,00
DKA7510	Anti-basculer, escamotable, gauche	173,00
DKA7520	Anti-basculer, escamotable, des deux côtés (NC: roues de transit 3")	354,00
DKA7600	Kit de transport (autocollants)	◆
CEINTURES DE POSITIONNEMENT		
DKA7800	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique	86,00
DKA7810	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, (poids utilisateur 25-50 kg)	207,00
DKA7820	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Medium, Flat-Mount - poids max util : 75 kg	207,00
DKA7830	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Duralatch, Large, (poids utilisateur 75-100 kg)	207,00
CATADIOPTRES		
DKA7900	Catadioptrés / éclairage passif, montés sur les roues	◆
DKA7910	Catadioptrés / éclairage passif, fournis séparément	○
AUTRES ACCESSOIRES (max. 2 adaptations (anti-basculer, porte-cannes, roues de transit) par côté)		
DKA8010	Protège-châssis avant, paire (amovible, avec scratch)	64,00
DKA8100	Tube basculeur à droite	64,00
DKA8110	Tube basculeur à gauche	64,00
DKA8120	Levier de bascule, des deux côtés	129,00
DKA8200	Porte-cannes, droite (NC: kit de montage Alber)	108,00
DKA8210	Porte-cannes, gauche (NC: kit de montage Alber)	108,00
DKA8300	Roues de transit 3"	282,00
DKA8550	Trousse à outils	0,00
DKA8650	Sac de transport des roues arrière	174,00
DKA8600	Set de haubans d'assise vertical pour atteindre toutes les hauteurs d'assise arrière	749,00
DKA8680	24" roues arrière VTT avec sac (avec mains-courantes aluminium anodisé et axe à démontage rapide)	749,00
DKA8800	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®	130,00
DKA8850	Sac Mobility Bodypoint®	125,00
FORFAIT DE SERVICE		
I607806	Forfait de service accompagnement d'essai par un collaborateur Invacare (non remisable)	200,00

REMARQUES

Châssis et longueur de jambe par rapport à la hauteur d'assise (en mm)

Châssis	Roue arrière 24"				Roue arrière 25"				Roue arrière 26"			
	FSTF en mm	Set de pattes pour cadre d'assise avant	LLL en mm		FSTF en mm	Set de pattes pour cadre d'assise avant	LLL en mm		FSTF en mm	Set de pattes pour cadre d'assise avant	LLL en mm	
			Étrier de pied	Palette			Étrier de pied	Palette			Étrier de pied	Palette
75° court	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	S	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° + 50 mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° court	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° + 50 mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° Adduction	480	S	370-450	x	490	S	370-460	x	500	S	370-470	x
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° Adduction	480	S	390-440	x	490	S	390-450	x	500	S	390-460	x
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

Tableau 2 : Aperçu de la position de montage du protège-vêtements en fonction de la taille de roue arrière et de la hauteur d'assise arrière

Hauteur d'assise arrière	Roue arrière 24"					Roue arrière 25"					Roue arrière 26"				
	Position					Position					Position				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

		Largeur d'assise en mm									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Châssis court											
avec étrier de pied aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
monté en position haute		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
avec étrier de pied titane											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
avec palette réglable en angle											
Standard	Palette carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
monté en position haute	Tube de châssis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
avec palette relevable											
Standard	Palette carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Châssis Standard et Châssis + 50 mm											
avec étrier de pied aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
monté en position haute		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec étrier de pied titane											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
avec palette réglable en angle											
Standard	Palette carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
monté en position haute	Tube de châssis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec palette relevable											
Standard	Palette carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
avec étrier de pied aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
monté en position haute		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec étrier de pied titane											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
avec palette réglable en angle											
Standard	Palette carbone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
monté en position haute	Tube de châssis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tableau 4 : Aperçu du type de châssis en combinaison avec la taille de roue arrière et la taille de roue avant

Châssis	Roue arrière 24"			Roue arrière 25"			Roue arrière 26"		
	Roue avant			Roue avant			Roue avant		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
75° court	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
75° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° court	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° Adduction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Adduction	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

Tableau 5 : Largeur d'assise en combinaison avec la largeur de dossier pour dossiers Invacare Matrix®

Largeur d'assise en mm	Sélection de la largeur de dossier Invacare Matrix® Elite E2 / Elite E2 Deep							
	360	380	410	430	460	480	510	
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	

Largeur d'assise en mm	Sélection de la largeur de dossier Invacare Matrix® MX2							
	360	380	410	430	460	480	510	
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
460	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

Tableau 6 : Poignées de poussée en combinaison avec la hauteur de dossier pour dossiers Invacare Matrx®																																		
		Poignées de poussée standard et rabattables (DKA2410/2420/2450)										Sans poignées de poussée (DKA2400)										Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées (DKA2440)												
Option:	Hauteur de dossier (mm):	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 à 480	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 à 480	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450 à 480
DKA2300	Invacare Matrx® MX2, hauteur 150 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2305	Invacare Matrx® MX2, hauteur 230 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2310	Invacare Matrx® MX2, hauteur 305 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2315	Invacare Matrx® MX2, hauteur 405 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2316	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 160 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2317	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 210 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2318	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 260 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2320	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 310 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2322	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 360 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2325	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2330	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 460 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2331	Invacare Matrx® Elite E2 Deep, Hauteur 510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2332	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 160 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2334	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 210 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2335	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 260 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2340	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 310 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2345	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 360 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2350	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2355	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 460 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2357	Invacare Matrx® Elite E2, Hauteur 510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Option DKA2430 (poignées de poussée réglables en hauteur, en retrait) non compatible avec les dossiers Invacare Matrx®																																		