



Invacare® Storm®⁴ LINX® CE
True Track Plus avec lève-siège

Fauteuil roulant électrique de qualité pour une prise en charge individuelle avec une adaptation ultra facile à l'utilisateur. Particulièrement facile à entretenir et avec une excellente maniabilité. Poids de l'utilisateur : **max. 150 kg**

Réf. Client :	Tampon de l'entreprise :
Contact :	Référence :
Commission :	Signature :

Veuillez cocher les options souhaitées, sinon le modèle standard sera livré par défaut Standard-Option Option sans supplément

Réf.	Description	Prix
ATCO012	Invacare® Storm ⁴ avec lève-siège	15.270,00
ATZO012	Invacare® Storm ⁴ avec lève-siège Modèle spécial	Sur demande
ATCO014	Invacare® Storm ⁴ X-Plore, avec lève-siège, avec suspension de roue individuelle réglable	16.270,00
ATZO014	Invacare® Storm ⁴ X-Plore Modèle spécial avec lève-siège, avec suspension de roue individuelle réglable	Sur demande
(1) Siège Modulite (2) Siège Recaro		
ATC2100	(1) SIÈGE MODULITE	◆
Cadre d'assise et plaque d'assise		
ATC2111	Cadre d'assise télescopique avec plaque d'assise et rails de guidage latéraux, 380 - 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	◆
Largeur d'assise prédéfinie pour le cadre d'assise télescopique		
ATC2121	Plaque d'assise 380 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
ATC2122	Plaque d'assise 430 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	◆
ATC2123	Plaque d'assise 480 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
ATC2124	Plaque d'assise 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs) (sans dossier de positionnement Invacare Matrx , sans Invacare Matrx Libra/Matrx Vi en association avec une profondeur d'assise de 410 mm)	<input type="checkbox"/>
Profondeur d'assise		
ATC2132	410 mm (sans Invacare Matrx Vi , parois latérales mobiles en association avec système d'éclairage et support de hanche et sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, uniquement avec rembourrage d'accoudoir standard, sans Invacare Matrx Libra/Matrx Vi en association avec une largeur d'assise de 530 mm)	<input type="checkbox"/>
ATC2134	460 mm	◆
ATC2136	510 mm (sans Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>
Coussin d'assise		
ATC2142	Coussin d'assise Invacare Matrx Flo-Tech Lite , 75 mm (jusqu'à max. 127 kg) coussin d'assise Invacare Matrx Flo-Tech Contour , 100 mm (jusqu'à max. 191kg) ; sélectionné automatiquement pour une largeur d'assise de 530 mm.	◆
ATC2143	Coussin d'assise Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco , 430 x 430 mm, (poids max. de l'utilisateur : 125 kg) (sans une profondeur d'assise de 510mm, 560 mm)	375,00
ATC2147	Coussin d'assise Invacare Matrx Libra , 90 mm, (poids de l'utilisateur max. 136 kg, version HD 227 kg) (sans une profondeur d'assise de 410 mm en association avec une largeur d'assise de 530 mm)	629,00
ATC2144	Coussin d'assise Invacare Matrx Vi , hauteur 82,5 mm (poids max. de l'utilisateur 136 kg)	594,00
ATC2140	Sans coussin d'assise	-14,00
Cadre du dossier (possible pour le dossier adaptable et le dossier de positionnement Invacare Matrx)		
ATC2163	Tubes de dossier courts pour une hauteur de rembourrage de 480 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques (sans une plaque de dossier Flex3)	◆
Cadre du dossier (possible pour les dossiers adaptables, plaques de dossier Flex3 et dossiers à positionnement Invacare Matrx)		
ATC2162	Tubes de dossier longs pour hauteur de rembourrage 540 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques	<input type="checkbox"/>
Poignées coulissantes		
ATC2107	Dossier avec poignées coulissantes	◆
ATC2108	Dossier sans poignée coulissante (sans sangle H, plaque d'identification arrière, commande et console de commande pour un accompagnateur, appuie-tête disponible uniquement en association avec le modèle de dossier Flex3)	<input type="checkbox"/>

Coussin de dossier			
ATC2171	Rembouillage du dossier ajustable (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, nylon, sans des inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		◆
ATC2179	Flex 3 avec rembourrage du dossier (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, Dartex) (sans les accoudoirs mobiles, les accoudoirs inclinables vers l'arrière, le rembourrage d'accoudoirs souple, les inserts avec un rembourrage fixe, la commande de mentonnière)		269,00
ATC2172	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (sans coussin de dossier) (sans tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
ATC2173	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (avec coussin de dossier Laguna) (sans tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
ATC2174	Dossier de positionnement <i>Invacare Matrx PB</i> , hauteur de dossier 410 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		998,00
ATC2175	Dossier de positionnement <i>Invacare Matrx PB</i> , hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		998,00
ATC2177	Dossier de positionnement <i>Invacare Matrx Elite TR</i> , hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		879,00
ATC2178	Dossier de positionnement <i>Invacare Matrx Elite Deep</i> , hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		829,00
ATC2170	Sans rembourrage de dossier		-25,00
Couleur du rembourrage			
ATC2151	Noir (nylon) (sans dossier ajustable Flex 3)		◆
ATC2152	Noir (Dartex) (sans rembourrage de dossier ajustable)		○
ATC2153	Noir avec couture orange (version LK) (sans rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)		52,00
ATC2155	Noir (respirant) (sans coussin d'assise <i>Matrx Flo-tech</i> , coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> , rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)		○
Parties latérales			
ATC2191	Parties latérales amovibles, hauteur réglable (290 - 360 mm, mesuré sans coussin d'assise)		◆
ATC2181	Parties latérales amovibles, monté 50 mm plus haut, hauteur réglable (340 - 410 mm, mesuré sans coussin d'assise)		○
ATC2183	Parties latérales pour réduire la largeur d'assise (- 25 mm par côté) (sans des guidages latéraux)		116,00
ATC2198	Accoudoirs rembourrés avec protection intégrée pour les vêtements (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		229,00
ATC2193	Accoudoirs inclinables vers l'arrière (sans inserts latéraux, dossier ajustable Flex 3)		470,00
ATC2192	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 230 à 300 mm), (sans inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique en association avec une largeur d'assise de 530 mm et un dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3)		588,00
ATC2194	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 300 à 360 mm), (sans inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique en association avec une largeur d'assise de 530 mm et un dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3)		588,00
Rembourrage des accoudoirs			
ATC2195	Standard (325 mm)		◆
ATC2196	Rallongé (375 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		○
ATC2197	Long (397 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		65,00
ATC1299	Rembourrage d'accoudoirs souple, élargi (uniquement avec partie latérale amovible, hauteur réglable) (sans dossier ajustable Flex 3)		116,00
Guidage latéral, à gauche (uniquement en association avec des accoudoirs inclinables vers l'arrière)			
ATC2184	Insert de genou à gauche, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		265,00
ATC2186	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		271,00
ATC2188	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		277,00
Guidage latéral, à droite (uniquement en association avec des accoudoirs inclinables vers l'arrière)			
ATC2185	Insert de genou à droite, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		265,00
ATC2187	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		271,00
ATC2189	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		277,00
Appuie-tête			
ATC1350	Appuie-tête, profondeur réglable (Dartex), (possible uniquement en cas de sélection avec poignées coulissantes)		305,00



Dossier : AVA 2171



Dossier : AVA 2172 ou 2173




Dossier : AVA 2174, 2175

ATC1432	Appuie-tête à réglage latéral (Dartex) (possible uniquement en cas de sélection avec poignées coulissantes)		403,00
ATC1427	Appuie-tête, avec mentonnière (Dartex) (possible uniquement en cas de sélection avec poignées coulissantes)		498,00
ATC2125	Appuie-tête avec rembourrage de 260mm pour contrôle de la mentonnière avec support orientable latéralement manuellement (sans dossier ajustable, Flex 3 avec dossier ajustable)		352,00
ATC1495	Un appuie-tête adapté, conforme aux exigences de la norme ISO 7176-19, est disponible		○
ACCESSOIRES DE SIÈGES (pour siège Modulite)			
Inserts			
ATC1446	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage fixe, gris (Dartex), paire (uniquement pour la plaque de dossier Flex3, <i>Invacare Matrix Elite TR</i>) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		238,00
ATC1445	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage à réglage multiple, gris (Dartex), paire (uniquement pour le dossier Flex3 et <i>Invacare Matrix Elite TR</i>) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		424,00
Vous trouverez des coussins d'assise spéciaux pour un positionnement optimal et la prévention des escarres dans le catalogue général Invacare destiné aux revendeurs.			
RÉGLAGES DU SIÈGE MODULITE			
Hauteur d'assise / Lève-siège			
ATC1030	Lève-siège électrique, hauteur d'assise 410 - 650 mm (sans coussin d'assise) (sans X-Plore, profondeur d'assise 510 mm et porte-canne)		◆
ATC1040	Lève-siège électrique, hauteur d'assise 440 - 690mm (sans coussin d'assise)		○
Réglage de l'angle d'assise			
ATC1002	Réglage de l'angle d'assise manuel		◆
ATC1014	Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 25°)		1.350,00
Réglage de l'angle du dossier			
ATC0975	Angle réglable par pas		◆
ATC0977	Réglage de l'angle du dossier électrique		1.650,00
SI VOUS AVEZ CHOISI LE SYSTÈME D'ASSISE SOUHAITÉ AVEC DES RÉGLAGES D'ASSISE, VEUILLEZ POURSUIVRE AVEC LES REPOSE-JAMBES			
ATC1152	(2) UNITÉ D'ASSISE RECARO (SANS SANGLE H, CROCHETS PORTE-SACS)		○
Type d'assise			
ATC0906	N-Joy avec réglage manuel du dossier, housse en tissu (épaisseur du rembourrage avant 130 mm / arrière 70 mm)		2.650,00
ATC0927	Recaro "Mobility+", avec réglage électrique du dossier, housse en tissu, (épaisseur du rembourrage avant 130 mm / arrière 70 mm), UNIQUEMENT POUR moteurs TRUE TRACK Plus		3.500,00
Rembourrage des accoudoirs			
ATC0647	Rembourrage des accoudoirs, standard (env. 325 mm)		◆
ATC0649	Rembourrage des accoudoirs, rallongé (env. 375 mm)		49,00
Dispositif coulissant			
ATC1306	Poignées coulissantes		240,00
RÉGLAGES DU SIÈGE RECARO			
Hauteur d'assise / Lève-siège			
ATC1040	Lève-siège électrique, hauteur d'assise 440 - 690 mm (sans coussin d'assise)		◆
Réglage de l'angle d'assise			
ATC1002	Réglage de l'angle d'assise manuel		◆
ATC1014	Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 25°)		1.890,00
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS			
Insert de repose-jambes			
ATC0591	Insert de repose-jambes pour coussin d'assise supérieur à 70 mm (uniquement pour le siège Recaro)		○
Partie supérieure du repose-jambes à gauche			
ATC0536	Vari F - avec angle prédéfini, LH, 65°-90° (réglable avec un outil)		◆
ATC0537	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à gauche (sans repose-pieds fixe, cale-pieds)		145,00
ATC0538	ADM - orientation manuelle, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, à gauche (sans repose-pieds fixe, cale-pieds)		195,00
ATC0539	ADM - orientation électrique, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, gauche (sans repose-jambes standard à droite, cale-pieds fixe, cale-pieds)		1.225,00
ATC0535	Sans repose-jambes à gauche		Sur demande
Partie supérieure du repose-jambes à droite			
ATC0546	Vari F - avec angle prédéfini, droite, 65°-90° (réglable avec un outil)		◆
ATC0547	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, droite (sans repose-pieds fixe, cale-pieds)		145,00



Équipement de série Siège Recaro :
 ATA0370 largeur d'assise 490-530 mm (surface intérieure du siège 360 mm / largeur d'assise 520 mm)
 ATA0329 profondeur d'assise 460-510 mm
 ATA0486 Hauteur du dossier 770-830 mm
 ATA0636 Partie latérale réglable en hauteur de 290 à 380 mm
 ATA1355 Appuie-tête



0536/0546



0537/0547



0539/0549

ATC0548	ADM - orientation manuelle, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, à droite (sans repose-pieds fixe, cale-pieds)		195,00
ATC0549	ADM - orientation électrique, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, droite (sans repose-jambes standard à droite, cale-pieds fixe, cale-pieds)		1.225,00
ATC0545	Sans repose-jambes à droite		Sur demande
Repose-pieds à gauche			
ATC0505	Cale-pieds, angle non réglable, à gauche (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes à angle prédéfini)		◆
ATC0509	Repose-pieds, angle réglable, gauche		125,00
ATC0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche		170,00
Repose-pieds à droite			
ATC0502	Repose-pieds, angle non réglable, à droite (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes à angle prédéfini)		◆
ATC0506	Repose-pieds, angle réglable, droite		125,00
ATC0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite		170,00
CALE-PIEDS			
ATC0522	Cale-pieds, angle réglable (uniquement avec repose-jambes Vari F et Vari A, sans dispositif de levage pour bordure)		325,00
CONSOLE DE COMMANDE			
Console de commande + support			
ATC1601	Console de commande REM 24 SD		◆
ATC1617	Console de commande REM 550 avec écran LCD couleur (jusqu'à 12 options de réglage, fonction miroir = copie de sauvegarde du programme de conduite dans le module d'alimentation) (sans commande de mentonnière)		280,00
ATC1611	Console de commande REM 34 (Dolphin), (sans arceau antichoc pour console de commande, commande de mentonnière)		396,00
ATC1615	Console de commande G91S (sans support rhomboïde)		1.167,00
ATC1207	Support standard droite (sans table inclinable à droite)		◆
ATC1208	Support standard gauche (sans table inclinable à gauche)		○
ATC1707	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable droite (sans table inclinable à droite)		293,00
ATC1708	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable gauche (sans table inclinable à gauche)		293,00
Commande de tablette + support			
ATC1607	Commande de tablette REM 41 avec tablette (sans tablette orientable, arceau à choc pour console de commande, commande de mentonnière)		1.380,00
ATC1608	Commande centrale REM 41 (sans tablette orientable, arceau à choc pour console de commande, commande de mentonnière)		525,00
ATZ1612	Commande de tablette REM 34 dans tablette rotative, avec tablette (sans tablette orientable, arceau à choc pour console de commande, commande de mentonnière)		1.940,00
ATC1289	Orientable manuellement, à droite		○
ATC1288	Orientable manuellement, à gauche		○
Console de commande pour accompagnateur + support de console de commande			
ATC1602	Console de commande standard REM 24SD (sans commande pour accompagnateur (DX2-ACU), arceau à choc pour console de commande, sans poignées coulissantes, crochets porte-sacs)		425,00
ATC1618	Console de commande REM 550 avec écran LCD couleur (sans commande pour accompagnateur (DX2-ACU), commande de mentonnière, arceau à choc pour console de commande, sans poignées coulissantes, crochets porte-sacs)		425,00
ATC1207	Support standard à droite (sans commande de mentonnière et support orientable manuellement à droite)		○
ATC1208	Support standard à gauche (sans commande de mentonnière et support orientable manuellement à gauche)		○
Commande de mentonnière + support			
ATC1719	Commande de mentonnière (uniquement pour le siège Modulite) (pas avec REM 34, REM 41, REM 550, REM B, dossier ajustable Flex3, crochets porte-sacs)		3.422,00
ATC1289	Orientable manuellement latéralement, à droite (sans commande pour accompagnateur avec support pour console de commande d'accompagnateur à droite, console de commande pour accompagnateur REM 24SD et REM 550 avec support à droite, commande intuitive pour accompagnateur et support de console de commande à droite)		○
ATC1288	Orientable manuellement latéralement, à gauche (sans commande pour accompagnateur avec support pour console de commande d'accompagnateur à gauche, console de commande pour accompagnateur REM 24SD et REM 550 avec support à gauche, commande intuitive pour accompagnateur et support de console de commande à gauche)		○



1612



1602



1644



1618

ATC1287	Orientable électriquement latéralement, à droite, (sans commande pour accompagnateur avec support pour console de commande d'accompagnateur à droite, console de commande pour accompagnateur REM 24SD et REM 550 avec support à droite, commande intuitive pour accompagnateur et support de console de commande à droite)		2.358,00
ATC1286	Orientable électriquement latéralement, à gauche, (sans commande pour accompagnateur avec support pour console de commande d'accompagnateur à gauche, console de commande pour accompagnateur REM 24SD et REM 550 avec support à gauche, commande intuitive pour accompagnateur et support de console de commande à gauche)		2.358,00
Commande pour accompagnateur (DX2-ACU)			
ATC1720	Commande pour accompagnateur, avec console de commande ACS REM 24 SD, REM 550 ou REB B pour le conducteur, (sans console de commande REM 24SD / REM B / REM 550 pour accompagnateur, sans poignées coulissantes, crochets porte-sacs)		647,00
ATC1207	Support pour console de commande d'accompagnateur à droite (sans commande de mentonnière et support orientable à droite)		○
ATC1208	Support pour console de commande d'accompagnateur à gauche (sans commande de mentonnière et support orientable à gauche)		○
Commande intuitive pour accompagnateur + support			
ATC1645	Commande intuitive pour accompagnateur commutable (sans dossier sans poignées coulissantes, crochets porte-sacs)		1.175,00
ATC1221	Support, amovible à droite (sans commandes de mentonnière et support orientable à droite, sans console de commande pour accompagnateur REM 24SD, REM B, REM 550)		○
ATC1222	Support, amovible à gauche (sans commandes de mentonnière et support orientable à gauche, sans console de commande pour accompagnateur REM 24SD, REM B, REM 55)		○
AUTRES COMPOSANTS DE COMMANDE ACS			
	Pour les autres composants ACS, veuillez remplir la fiche de commande séparée.		
UNITÉ DE COMMANDE			
Couleurs pour le revêtement et suspension de roue avant (couleur de base du boîtier toujours en argent)			
ATC0202	Bleu nuit perle		◆
ATC0228	Noir profond		○
ATC0220	Champagne		○
ATC0204	Rouge cerise transparent		○
ATC0222	Blanc signalisation		○
ATC0216	Vert olive		○
ATZ0299	Couleur RAL (revêtement) à la demande du client (teinte RAL nécessaire)		Sur demande
Roues avant			
ATC0851	11" (3.00 - 6), gris, pneumatique		◆
ATC0853	11" (3.00 - 6), gris, anti-crevaison		210,00
ATC0855	11" (3.00 - 6), gris, anti-crevaison		240,00
Roues arrière			
ATC0771	14" (3.00 - 8), gris, pneumatique		◆
ATC0773	14" (3.00 - 8), gris, anti-crevaison		225,00
ATC0750	14" (3.00 - 8), gris, anti-crevaison		255,00
Moteur, batteries, suspension et chargeur			
Moteurs Invacare True-Track-Plus			
ATC1275	10 km/h (uniquement avec un système d'éclairage classique ATC1367)		2.358,00
ATC1483	13 km/h (uniquement avec un système d'éclairage classique ATC1367)		2.358,00
ATC1364	Batteries gel 73,5 Ah		◆
ATC1313	Chargeur 10A (200 - 250 V)		◆
Suspension arrière			
ATC1240	Suspension souple (poids de l'utilisateur jusqu'à 80 kg)		○
ATC1241	Suspension moyenne (poids de l'utilisateur entre 70 et 100 kg)		◆
ATC1242	Suspension rigide (poids de l'utilisateur entre 90 et 150 kg)		○
Suspension de roue arrière Storm4 X-plore			
ATC1233	Hitec Feder X-Plore		◆
Suspension de roue avant Storm4 X-plore			
ATC1238	Suspension de roue avant (poids de l'utilisateur jusqu'à 100 kg)		○
ATC1239	Suspension de roue avant (poids de l'utilisateur à partir de 100 kg)		○
OPTIONS DE SÉCURITÉ			
Éclairage			



1720

ATC1367	Système d'éclairage classique avec clignotants (selon StVZO), éclairages avant flexibles (sans porte-bagages)		450,00
ATC1254	Sans système d'éclairage, avec éclairage passif (sans 10 km/h)		◆
Protection anti-basculement			
ATC1205	Roues anti-basculement		◆
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ			
Dispositif de levage pour les bordures			
ATC1244	Dispositif de levage pour les bordures (sans cale-pieds, station d'accueil)		398,00
Fixation de transport			
ATC1450	Préparation pour station d'accueil DAHL (uniquement en association avec un appuie-tête adapté) (Station d'accueil pour un montage dans un véhicule à commander séparément) (sans dispositif de levage pour les bordures)		829,00
ATC1493	Fixation de transport à 4 points (pour sécuriser le fauteuil roulant sans utilisateur, pour Storm®4 X-Plore de série)		○
ATC1494	Fixation de transport à 4 points (pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon ISO 7176-19, uniquement avec un appuie-tête adapté) (sans crochets porte-sacs)		◆
Sangle de maintien			
ATC1329	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, pour un montage au niveau du dos		98,00
ATC2113	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, pour un montage sur les rails de guidage latéraux (uniquement pour le siège Modulite avec cadre d'assise télescopique, sans ST 410 mm en association avec les parties latérales amovibles, hauteur réglable)		98,00
AUA1332	Sangle H (sans siège Recaro, dossier sans poignées coulissantes)		160,00
Rétroviseur			
ATC1415	Rétroviseur à droite (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)		79,00
ATC1339	Rétroviseur à gauche (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)		79,00
PORTE-BAGAGES			
ATC1394	Porte-bagages (sans système d'éclairage classique)		99,00
ACCESSOIRES			
Crochets porte-sacs			
ATC2128	Crochets porte-sacs pour siège Modulite avec cadre d'assise télescopique (charge max. 6 kg) (sans siège Recaro, plaque de dossier Flex3, support de console de commande pour accompagnateur, commande d'accompagnateur, commande de mentonnière, fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes en fauteuil roulant)		140,00
Porte-canne			
ATC1312	Porte-canne à droite (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)		56,00
ATC1363	Porte-canne à gauche (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)		56,00
Garde-boue			
ATC1416	Garde-boue avant		○
ATC1417	Garde-boue arrière		○
Tablette			
ATC1404	Tablette, orientable, à droite (sans console de commande et support de console de commande à droite, commande de tablette, commande centrale, commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)		448,00
ATC1405	Tablette, orientable, à gauche (sans console de commande et support de console de commande à gauche, commande de tablette, commande centrale, commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)		448,00
Arceau à choc pour console de commande			
ATC1366	Arceau à choc pour console de commande		34,00
Kit d'outils			
ATC1333	Kit d'outils (avec 2 x tournevis, 3 x clé à six pans creux, clé à fourche et fusible principal)		46,00
MODÈLE SPÉCIAL			
Modèle spécial			
ATZ1300	Modèle spécial		Sur demande
Remarques et suppléments			
LA FICHE DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRE SUIVANTE FAIT PARTIE DE CETTE DEMANDE D'OFFRE / DE CETTE COMMANDE :			
	Commandes ACS et composants		
	REMARQUES		