



erivo – le fauteuil roulant électrique confortable et pliable pour de nouveaux horizons.

L'erivo est conforme aux normes CE selon le Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (RDM) 2017/745.

Grâce à leur suspension spéciale et à leur capacité à passer les obstacles plus facilement, les modèles Erivo R10 et R11 sont particulièrement adaptés aux longues distances (autonomie de la batterie pouvant atteindre 35 km) et aux terrains difficiles.



erivo carbon – le fauteuil roulant électrique léger et pliable pour la mobilité urbaine.

L'erivo est conforme aux normes CE selon le Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (RDM) 2017/745.

Grâce à sa légèreté et à sa facilité de transport, l'Erivo Carbon est idéal pour les balades en ville. Il est également simple à charger et à décharger du coffre.

47.0001.6.01.01 Erivo Carbon CH_04/2026
@Alber GmbH, Albstadt.
Modifications techniques réservées.



erivo[®] carbon



Votre revendeur spécialisé :

Découvrir la vie.

erivo carbon – le fauteuil roulant électrique léger et pliable idéal en milieu urbain.

NOUVEAU



invacare.ch/fr

Grande ville ? Un jeu d'enfant.

Votre compagnon compact pour la vie urbaine quotidienne.

L'erivo carbon est conçue pour une vie active. Pour les rues animées, les trajets courts et longs, les courses improvisées et tous les déplacements qui rythment votre quotidien en ville.

D'un simple geste, l'erivo carbon se plie de façon compacte et se déploie tout aussi rapidement. C'est la solution idéale pour les personnes qui souhaitent se déplacer librement en ville et qui recherchent une aide à la mobilité aussi moderne qu'esthétique.

Son design épuré, sa fabrication de haute qualité et ses fonctionnalités intelligentes démontrent d'emblée que l'erivo carbon est bien plus qu'un simple fauteuil roulant électrique. C'est un compagnon urbain qui s'intègre harmonieusement à votre quotidien, que ce soit dans le train ou en route vers votre café préféré.

Son agilité et sa fonction de rollator le rendent également idéal pour une utilisation en intérieur



Superbe à l'extérieur – incroyable à l'intérieur !

L'erivo carbon impressionne non seulement par son design, mais surtout par ses fonctionnalités. Chaque détail est pensé pour simplifier, sécuriser et optimiser le quotidien.

De la technologie de pliage intelligentes aux commandes précises et aux solutions de confort bien pensées, une chose est claire : ici, non seulement le design a été pris en compte, mais une réflexion approfondie a également été menée sur la conception globale.

CONTENU DE LA LIVRAISON ET COMPOSANTS

Conditions idéales.

Accoudoirs rabattables
Pour une entrée et une sortie aisées.



Repose-pieds réglable en hauteur et pliable.
Réglez facilement la hauteur du repose-pieds pour une position assise ergonomique idéale.



Ceinture
La ceinture de sécurité assure un maintien stable et une assise sécurisée, même lors de longs trajets ou en cas de démarrages et d'arrêts fréquents.

Poche sur le dossier
Le sac à fermeture magnétique offre un espace de rangement supplémentaire et est toujours facilement accessible.



Batterie avec feu arrière intégré.
Batterie avec une autonomie allant jusqu'à 25 km (20 Ah/480 Wh) ou batterie plus légère et prête pour le vol avec une autonomie de 15 km (12 Ah/288 Wh).



Chargeur
Le chargeur compact recharge rapidement la batterie de l'Erivo Carbon. La recharge peut s'effectuer directement sur la batterie retirée ou via l'unité de commande.

Port lumineux et USB-A/USB-C
La lumière assure une visibilité optimale, et le port USB permet de maintenir votre smartphone alimenté en permanence.



Cadre en carbone
Stable et légère à la fois : le cadre est entièrement fabriqué en carbone de haute qualité.



Panier sous le siège
Le panier pratique sous le siège crée un espace de rangement supplémentaire qui peut être facilement utilisé en position assise.