

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® Action^{®3} Junior[®] **CE**

Benutzergewicht: **max. 80 kg**

Grundpreis: 2.583,00

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____


Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten =	kg	Preis	
CNC0025	Invacare® Action ^{®3} Junior [®] Evolution			2.583,00	
CNCSPEC	Invacare® Action ^{®3} Junior [®] Evolution Sonderbau-Ausführung			auf Anfrage	
ANTRIEBSVERSION					
CNC0100	Greifreifenantrieb			<input checked="" type="checkbox"/>	
SITZ					
SITZBREITE					
CNC0140	205 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾			<input type="checkbox"/>	
CNC0141	230 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾			<input type="checkbox"/>	
CNC0142	255 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾			<input type="checkbox"/>	
CNC0143	280 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾			<input type="checkbox"/>	
CNC0150	305 mm ²⁾			<input checked="" type="checkbox"/>	
CNC0151	330 mm ³⁾			<input type="checkbox"/>	
CNC0152	355 mm ³⁾			<input type="checkbox"/>	
CNC0153	380 mm ³⁾			<input type="checkbox"/>	
Mögliche SB-ST-Kombinationen					
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm				
	200-250	250-300	300-350	275-325	325-375
205	✓	✓	✓	✗	✗
230	✓	✓	✓	✗	✗
255	✓	✓	✓	✗	✗
280	✓	✓	✓	✗	✗
305	✗	✗	✗	✓	✓
330	✗	✗	✗	✓	✓
355	✗	✗	✗	✓	✓
380	✗	✗	✗	✓	✓
1) NC: anpassbare Rückenbespannung, Beinstützenoberteile 30° Abduktion, Beinstützenoberteile winkelverstellbar, Transferkit 2) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar inkl. Wadenplatte 3) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar ohne Wadenplatte					
SITZTIEFE					
CNC0160	Sitztiefe einstellbar, 200 - 250 mm (voreingestellt auf 230 mm) (NC: 22" Hinterräder)			<input type="checkbox"/>	
CNC0161	Sitztiefe einstellbar, 250 - 300 mm (voreingestellt auf 280 mm)			<input type="checkbox"/>	
CNC0162	Sitztiefe einstellbar, 300 - 350 mm (voreingestellt auf 330 mm)			<input type="checkbox"/>	
CNC0170	Sitztiefe einstellbar, 275 - 325 mm (voreingestellt auf 300 mm)			<input checked="" type="checkbox"/>	
CNC0171	Sitztiefe einstellbar, 325 - 375 mm (voreingestellt auf 350 mm)			<input type="checkbox"/>	
SITZHÖHE					
CNC0260	460 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	
CNC0270	435 mm			<input type="checkbox"/>	
CNC0280	410 mm (NC: Transferkit, Ankipphilfe)			<input type="checkbox"/>	
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG					
CNC0335	Nylon mit Klettstreifen, anpassbar			<input checked="" type="checkbox"/>	



SITZKISSEN			
CNC0362	Sitzkissen MSS (Essential Junior)		127,00
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
CNC0380	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)	◆	
CNC0390	Winkeleinstellbarer Rücken 0/30° (Rastergelenk), Rückenhöhe 350/370/390/410/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm) (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		372,00
CNC0395	Winkeleinstellbarer Rücken 0/30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 400 mm (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		655,00
CNC0400	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		186,00
CNC0420	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 400 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (100 mm) (NC: Rückenverlängerung)		339,00
CNC0425	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Rückenhöhe 400 mm (mit 0475), 430 mm (mit 0480), höhenverstellbare Schiebegriffe (150 mm) (NC: Rückenverlängerung)		196,00
RÜCKENPOLSTERAUSFÜHRUNG			
CNC0475	Rückenbezug Nylon, breiten- und höhenverstellbar	◆	
CNC0480	Anpassbare Rückenbespannung (NC: Rückenverlängerung)		274,00
BEINSTÜTZEN inkl. einstellbarem Fersenband			
BEINSTÜTZENOBERTHEIL RECHTS			
CNC0505	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, rechts (UL 125 - 260 mm)	○	
CNC0510	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteile 80° Abduktion)	◆	
CNC0511	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° lang mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0512	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° Abduktion 30°)	○	
CNC0513	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° kurz mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0520	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		200,00
CNC0530	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		171,00
BEINSTÜTZENOBERTHEIL LINKS			
CNC0555	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, links (UL 125 - 260 mm)	◆	
CNC0560	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 220 - 320 mm)	○	
CNC0561	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 220 - 320 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0562	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm)	○	
CNC0563	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0570	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		200,00
CNC0580	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		171,00
FUSSPLATTE RECHTS			
CNC0600	Fußplatte, hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers [®])	◆	
CNC0605	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar rechts		90,00



CNC0610	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers [®])		64,00	 <p>0610 / 0630 0611</p>
CNC0611	Einteiliges Fußbrett (nur mit Beinstützenoberteil 90°, Beinstützenoberteil 80° kurz/lang ohne Abduktion, Bodypoint Ankle Huggers [®])		286,00	
FUSSPLATTE LINKS				
CNC0620	Fußplatte, hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers [®])		◆	
CNC0625	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar links		90,00	
CNC0630	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers [®])		64,00	
SEITENLEHNEN				
SEITENLEHNE RECHTS				
CNC0640	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	 <p>0640 / 0740 0645 / 0745</p> <p>0650 / 0750 0655 / 0755</p>
CNC0645	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0650	Radspritzschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		65,00	
CNC0655	Kleiderschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
SEITENLEHNE LINKS				
CNC0740	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	
CNC0745	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0750	Radspritzschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		65,00	
CNC0755	Kleiderschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
SITZUBEHÖR				
CNC0855	Rückenverlängerung (230 mm) (NC: Kopfstützen)		182,00	 <p>0855 0860 0881</p> <p>0865 0880 0886</p>
CNC0860	Kopfstütze Standard, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		408,00	
CNC0865	Kopfstütze rund, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		461,00	
CNC0880	Einstellbares Wadenband		◆	
CNC0881	Kit zur Frontstabilisierung (bereits im Lieferumfang enthalten bei SB 205 - 280 mm)		○	
CNC0875	Bodypoint Fußpositionierung Ankle Huggers [®] (Paar), Größe S		230,00	
CNC0886	Optimierungskit für Fußplattenverstellung		87,00	
CNC0910	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. I		○	
RAHMENFARBEN				
CNC0952	Perlweiß		○	
CNC0953	Schwarz-Matt		○	
CNC0954	Rot-Matt		◆	
CNC0955	Gelb		○	
CNC0956	Polarblau		○	
CNC0957	Pink		○	
VORDERRÄDER				
CNC0999	5" x 1" pannensicher, Schwarz		◆	 <p>0999 1001 1007</p>
CNC1001	5"x 1" pannensicher, leuchtend		○	
CNC1007	5" x 1 3/4" pannensicher, Schwarz		○	
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CNC1020	20" (nur mit Hinterradausführung verstärkt)		○	
CNC1030	22" (NC: Hinterradausführung verstärkt)		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CNC1040	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)		◆	
CNC1045	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○	
CNC1050	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		109,00	

HINTERRADBEREIFUNG			
CNCI120	I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
CNCI130	I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
CNCI140	Greifreifen Aluminium eloxiert		◆
HINTERRADACHSE			
CNCI180	Steckachse		◆
RADSTAND			
CNCI190	Standard Hinterradposition		◆
CNCI195	Medium Hinterradposition (2.Position von vorne)		○
CNCI200	Passive Hinterradposition (3.Position von vorne)		○
CNCI201	Doppelte Radstandsverlängerung (bis 60/85 mm hinter Schwerpunkt) (nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)		109,00
SPEICHENSCHUTZ			
CNCI253	Speichenschutz „Transparent“		263,00
CNCI254	Speichenschutz „Pixel“		263,00
CNCI255	Speichenschutz „Schneeflocken“		263,00
CNCI256	Speichenschutz „Individuell gestaltbar“		263,00
BREMSEN			
CNCI270	Druckbremse		◆
CNCI275	Ziehbremse		46,00
CNCI280	Trommelbremse für Begleitperson (inkl. Druckbremse) (NC: Schiebegriffe winkelverstellbar)		394,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
CNCI360	Beckengurt mit Schnappverschluss		54,00
CNCI370	Anti-Kipp, Paar, inkl. Ankipphilfe		153,00
CNCI375	Transferkit (4" Zusatzräder für enge Durchgänge)		209,00
CNCI380	Passive Beleuchtung (Reflektoren)		◆
CNCI390	Bremshebelverlängerung, Paar		55,00
ZUBEHÖR			
CNCI426	Schiebegriffe, winkelverstellbar		230,00
CNCI430	Ankipphilfe rechts		54,00
CNCI440	Ankipphilfe links		54,00
ZUBEHÖR			
CNCI471	Therapietisch transparent, nach rechts abschwenkbar		471,00
CNCI472	Therapietisch transparent, nach links abschwenkbar		471,00



1120 1130



1254 1255



1256



1270




1360 1370



1375



1380



1390



1426



1430 / 1440



1471 / 1472

BEMERKUNGEN