



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Action^{®3}** **NG** **CE**

Benutzergewicht: **max. 125 kg**



Grundpreis: 1.538,00


Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	Gewicht des Patienten =	kg								
Art.-Nr.	Beschreibung							Preis		
CEB0026	Invacare® Action^{®3} NG							1.538,00		
CEBSPEC	Sonderbau							auf Anfrage		
ANTRIEBSVERSION										
CEB0100	Greifreifenantrieb								◆	
SITZ										
SITZBREITE										
CEB0180	380 mm Sitzbreite								○	
CEB0190	405 mm Sitzbreite								○	
CEB0200	430 mm Sitzbreite								○	
CEB0210	455 mm Sitzbreite								○	
CEB0220	480 mm Sitzbreite								○	
CEB0230	505 mm Sitzbreite								○	
SITZTIEFE										
CEB0252	Sitztiefe einstellbar 400 - 450 mm								◆	
SITZHÖHE										
Vorderrad/ Hinterrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)									
	385	410	435	460	485	510				
8" - 24"								4)		
6" - 24"			3)							
6" - 22"		2)								
5 1/2" - 24"			3)							
5 1/2" - 22"										
5" - 22"	1)	2)								
1) NC: Trommelbremse, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Armlehnen Nr. 2, Armlehnenrohre, Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 2) NC: Transferkit, Ankipphilfen, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 3) NC: Armlehnen Nr. 2 4) NC: Armlehnenrohre										
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG										
CEB0340	Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen								◆	
RÜCKEN										
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipprädern)										
CEB0380	0°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)								○	
CEB0410	7°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)								◆	
CEB0420	7°, 510 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)							86,00		
CEB0425	7°, 430 mm Rückenhöhe, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen 150 mm (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)							196,00		
CEB0395	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare® Matrx ®-Rücken, Nackenstütze, Invacare® Matrx ® Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)							89,00		
										

CEB0396	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, höhenverstellbare Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare [®] Matrx[®] -Rücken, Nackenstütze, Invacare [®] Matrx[®] Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)		154,00																																																																										
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKLEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+1 Klettbänder, CEB0477)																																																																													
CEB0431	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungshaken, Infusionshalter)		257,00																																																																										
CEB0432	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: laterale Positionierungspads)		257,00																																																																										
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN																																																																													
CEB0455	430 mm, auf 400 mm einstellbar (NC: Invacare Matrx Rücken, Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		102,00																																																																										
MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: Rückenpolster, Rückenstreben, laterale Positionierungspads)																																																																													
Bei Wahl eines Invacare[®] Matrx[®] Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.																																																																													
CEB0451	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		877,00																																																																										
CEB0452	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		877,00																																																																										
CEB0453	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		877,00																																																																										
CEB0454	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		877,00																																																																										
CEB0456	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		877,00																																																																										
CEB0461	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		877,00																																																																										
CEB0462	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		877,00																																																																										
CEB0457	Invacare Matrx Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		877,00																																																																										
CEB0458	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		1075,00																																																																										
CEB0459	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		1075,00																																																																										
CEB0466	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		1075,00																																																																										
CEB0467	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		1075,00																																																																										
CEB0468	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		1075,00																																																																										
CEB0463	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		1075,00																																																																										
CEB0464	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		1075,00																																																																										
CEB0469	Invacare Matrx Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		1075,00																																																																										
RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN																																																																													
CEB0482	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0483	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0485	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0486	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0487	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0488	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		<input type="radio"/>																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Sitzbreite in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>mm</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Invacare Matrx Rückenbreite</th> <th>360</th> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>380</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>410</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>430</th> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>460</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>480</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			Sitzbreite in mm								mm	380	405	430	455	480	505	Invacare Matrx Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓		
		Sitzbreite in mm																																																																											
		mm	380	405	430	455	480	505																																																																					
Invacare Matrx Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗																																																																					
	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																																					
	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																																																					
	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗																																																																					
	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																																																					
	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																																					
	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																																																					
RÜCKENPOLSTER																																																																													
CEB0471	Standard, fest (Jemima) (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze)		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0474	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		<input type="radio"/>																																																																										
CEB0475	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf		◆																																																																										

CEB0477	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CEB0431/CEB0432)		○	 <p>0480</p>
CEB0478	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		○	
CEB0479	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		○	
CEB0480	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		197,00	
CEB0481	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)		381,00	
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband				
CEB0510/0610	Rechts		◆	 <p>0510 / 0560 0520 / 0570 0545 / 0595 0610 / 0630 0611</p>
CEB0560/0630	Links		◆	
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Wadenband, Höhenadapter für kurze UL)				
CEB0520/0610	Rechts		297,00	
CEB0570/0630	Links		297,00	
Amputationsbeinstütze				
CEB0545	Rechts		285,00	
CEB0595	Links		285,00	
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE				
CEB0611	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)		292,00	
ARMLEHNEN / SEITENTEILE				
Armlehnen Nr. 1, Paar (abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeneinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus), in Schwarz				
CEB0640/0740	Desk (NC: Therapietisch)		○	 <p>0640 / 0740 0660 / 0760 0680 / 0780 0732 / 0832 0739 / 0839</p>
CEB0650/0750	Lang		○	
Armlehnen Nr. 2, Paar (abnehmbar, abschwenkbar 240 mm), in Schwarz				
CEB0660/0760	Desk (NC: Therapietisch)		○	
CEB0670/0770	Lang		◆	
Armlehnen Nr. 3, Paar (abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm), in Schwarz				
CEB0680/0780	Desk (NC: Therapietisch)		228,00	
CEB0690/0790	Lang		228,00	
Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz				
CEB0732	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)		134,00	
CEB0832	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietisch)		134,00	
Armlehnrohr, abschwenkbar, gepolstert, inkl. Radspritzschutz (bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird die Wahl eines Sitzkissens empfohlen), in Schwarz				
CEB0739	Rechts (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		171,00	
CEB0839	Links (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungshaken, Transferkit, Stockhalter, Therapietisch)		171,00	
POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)				
CEB0849	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		76,00	 <p>0849</p>
CEB0869	Invacare® Matrx® Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		147,00	
CEB0871	Invacare® Matrx® Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 120 mm		330,00	
CEB0875	Invacare® Matrx® Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		569,00	
CEB0876	Invacare® Matrx® Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		681,00	
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN				
CEB0878	Sitztiefe 400 mm		○	

CEB0879	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>	
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CEB0882	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)			165,00
CEB0905	Nackenstütze einfach (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) inkl. Rückenstrebe			408,00
CEB0908	Kopfstütze <i>Invacare[®] Matrix[®]</i> , multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit <i>Invacare[®] Matrix[®]</i> -Rücken, nicht mit Rückenstreben)			464,00
CEB0930	Einstellbares Wadenband			23,00
CEB0935	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)			32,00
CEB0936	Höhenadapter für kurze Unterschenkellängen, Paar, ermöglicht UL 230 - 430 mm. Auslieferung mit Standard-Fußplatte			87,00
CEB0940	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+1 und 7+1 Klettbänder)			74,00
CEB0945	Faltbare Rückenstrebe (NC: Infusionshalter)			120,00
CEB0955	Ohne Verriegelungsskit für Armlehne Nr. 1		<input type="radio"/>	
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.				
RAHMENFARBEN				
CEB0961	Schiefergrau		<input type="radio"/>	
CEB0964	Perlweiß		<input type="radio"/>	
CEB0965	Grün-Metallic		<input type="radio"/>	
CEB0966	Schwarz-Matt		<input type="radio"/>	
CEB0967	Ozean-Blau		<input checked="" type="radio"/>	
CEB0968	Violett		<input type="radio"/>	
CEB0969	Rot-Matt		<input type="radio"/>	
CEB0972	Türkis-Blau		<input type="radio"/>	
CEB0980	Schwarz-Metallic		<input type="radio"/>	
CEB0991	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)			auf Anfrage
VORDERRADAUFNAHME				
CEB0995	Standard		<input checked="" type="radio"/>	
CEB0996	Leichtgewicht		<input type="radio"/>	
VORDERRÄDER				
CEBI030	8" x 2" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>	
CEBI035	6" x 1 1/4" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>	
CEBI056	5 1/2" x 1 3/4" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input checked="" type="radio"/>	
CEBI054	5" x 1" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>	
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CEBI066	22" (NC: Lenco Primo Sentinel Bereifung)		<input type="radio"/>	
CEBI068	24"		<input checked="" type="radio"/>	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CEBI071	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)		<input checked="" type="radio"/>	
CEBI072	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		<input type="radio"/>	
CEBI073	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		<input type="radio"/>	
CEBI076	Leichtgewicht (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen), (NC: Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)			193,00
HINTERRADBEREIFUNG				
CEBI082	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		<input checked="" type="radio"/>	
CEBI084	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		<input type="radio"/>	
CEBI088	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		<input type="radio"/>	
CEBI092	1" Lenco Primo Sentinel Bereifung, nur für Hinterrad Leichtgewicht		<input type="radio"/>	
GREIFREIFEN				
CEBI140	Aluminium eloxiert		<input checked="" type="radio"/>	
CEBI150	Kunststoff beschichtet, Schwarz, rutschfest			153,00
HINTERRADACHSE				
CEBI180	Steckachse		<input checked="" type="radio"/>	



RADSTAND			
CEBI190	Standard Hinterradposition, 25 mm vor dem Rückenrohr		◆
CEBI200	Passive Hinterradposition, 25 mm hinter dem Rückenrohr		○
CEBI201	Radstandsverlängerung für Amputierte (einstellbar bis 85 mm hinter dem Rückenrohr) (Nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)		76,00
EXTRAS			
CEBI230	Luftpumpe mit Halter		○
CEBI260	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24"-Hinterräder		229,00
CEBI261	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22"-Hinterräder		229,00
BREMSEN			
CEBI270	Druckbremse		◆
CEBI275	Ziehbremse		46,00
CEBI280	Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson (inkl. Druckbremse)		394,00
CEBI320	Einhandbremse rechts (inkl. Bremshebelverlängerung)		186,00
CEBI330	Einhandbremse links (inkl. Bremshebelverlängerung)		186,00
CEBI331	Trommelbremse und Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		376,00
CEBI332	Trommelbremse und Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		376,00
 1270			
ZUBEHÖR			
CEBI345	Transportbefestigungshaken		39,00
CEBI360	Beckengurt mit Schnappverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		26,00
CEBI361	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		123,00
CEBI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		136,00
CEBI363	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		158,00
CEBI364	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		166,00
CEBI365	Transferkit (4" Räder)		128,00
CEBI370	Anti-Kippräder (Paar) (NC: Ankipphilfe)		160,00
CEBI375	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		197,00
CEBI380	Passive Beleuchtung		◆
CEBI390	Bremshebelverlängerung, Paar		55,00
CEBI430	Stockhalter		54,00
CEBI440	Ankipphilfe rechts		54,00
CEBI441	Ankipphilfe links		54,00
CEBI451	Infusionshalter (nur mit Rückenstrebe)		141,00
CEBI480	Therapietisch, aufschiebbar		218,00
			
BEMERKUNGEN			