

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Action®⁴** **NG** CE

Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 2.287,00

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
CKB0026	Invacare Action 4NG	2.287,00
CKBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION		
CKB0100	Greifreifenantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0113	Doppelgreifreifen rechts, nur mit 24" Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb, Steckachse und Sitzhöhe 435 - 510 mm (NC: Armlehnen mit Hemi-Handauflage rechts, Hemi-Armlehne rechts, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse links, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Stockhalter)	710,00
CKB0114	Doppelgreifreifen links, nur mit 24" Hinterrad für Doppelgreifreifenantrieb, Steckachse und Sitzhöhe 435 - 510 mm (NC: Armlehnen mit Hemi-Handauflage links, Hemi-Armlehne links, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremse rechts, Trommelbremse mit Einhandbremse, Stockhalter)	710,00
CKB0115	Einhandhebelantrieb rechts, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit Hinterradausführung Standard, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: feste 7°-Rücken 380-460 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage rechts, 5 1/2" Vorderrad, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale, halbseitiger Therapietisch rechts)	954,00
CKB0116	Einhandhebelantrieb links, komplettes 24" Speichenrad ohne Greifreifen, feste Achse, nur mit Hinterradausführung Standard, Sitztiefe bis 450 mm, Sitzhöhe 460 bis 510 mm, Armlehne Nr. 2 & 3, Radstandsverlängerung (NC: feste 7°-Rücken 380-460 mm, Armlehnen mit Hemi-Handauflage links, 5 1/2" Vorderrad, 1" Hinterradbereifungen, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Einhandbremsen, Trommelbremsen mit Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Transportbefestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale, halbseitiger Therapietisch links)	965,00
SITZ		
SITZBREITEN		
CKB0120	380 mm Sitzbreite, nur bis ST 450 mm (NC: Laguna-Rückenausführung)	<input type="checkbox"/>
CKB0130	405 mm Sitzbreite, nur bis ST 450 mm	<input type="checkbox"/>
CKB0140	430 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CKB0150	455 mm Sitzbreite	<input type="checkbox"/>
CKB0160	480 mm Sitzbreite (NC: Laguna-Rückenausführung)	<input type="checkbox"/>
SITZTIEFE		
CKB0200	400 - 450 mm einstellbare Sitztiefe	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0201	450 - 500 mm einstellbare Sitztiefe (NC: Laguna-Rückenausführung, Invacare Matrix-Rücken)	<input type="checkbox"/>



SITZHÖHE							
Vorderrad/ Hinterrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)					510	
	385	410	435	460	485		
8" - 24"							
8" - 22"							
6" - 24"		1)	3)				
6" - 22"		1)					
5,5" - 22"							
5" - 22"	2)	1)					
SITZPOLSTER							
CKB0290	Nylon mit Klettstreifen						◆
RÜCKEN							
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK							
CKB0300	Fester Rücken 7° Lumbalknick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Standard-Rückengurt oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare Matrix-Rücken, Rückenstrebe, Kopfstütze, Infusionshalter)						◆
CKB0310	Fester Rücken 7° Lumbalknick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe, nur mit Standard-Rückengurt oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare Matrix-Rücken, Rückenstrebe, Kopfstütze, Infusionshalter)					389,00	
CKB0311	Fester Rücken 7° Lumbalknick, 2 Höhen 400 / 430 mm, feste Schiebegriffe (NC: Standard-Rückengurt, faltbare Rückenstrebe)						○
CKB0312	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Höhe 510 mm, feste Schiebegriffe (NC: Standard-Rückengurt)						○
CKB0314	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Höhe 430 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (NC: Invacare Matrix-Rücken, Standard-Rückengurt, faltbare Rückenstrebe)					130,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKLEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+1 Klettbänder, CKB0367)							
CKB0317	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: Armlehnen Nr. 3, Kopfstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Transport Befestigungs-Kit, Infusionshalter)					262,00	
CKB0318	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: Armlehnen Nr. 3)					262,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)							
CKB0320	Rastermechanismus, Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, Schiebegriffe fest, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Rückenpolster Standard, fest)					513,00	
CKB0333	Gasdruckfeder; Rückenhöhe 390 / 410 / 430 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Rückenpolster Standard, fest)					602,00	
CKB0334	Gasdruckfeder; Rückenhöhe 470 / 490 / 510 mm inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Rückenpolster Standard, fest)					206,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN							
CKB0341	Höhe 400 / 430 mm, Schiebegriffe fest (NC: Standard Rückengurt, faltbare Rückenstrebe)					223,00	
CKB0342	Höhe 510 mm, Schiebegriffe fest (NC: Standard Rückengurt, Anpassrücken, 7+1 Klettbänder, faltbare Rückenstrebe)					224,00	
CKB0345	Winkelverstellbar 0° bis 30° über Gasdruckfeder; Rückenhöhe 390/410/430 mm, inkl. Rückenstreben, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Invacare Matrix-Rücken, Rückenpolster Standard, fest)					606,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FÜR LAGUNA POSITIONIERUNGS-RÜCKENSCHALE (winkeleinstellbare Rücken nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)							
CKB0313	Fest 7°, Höhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Rückenschale Laguna und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Rückenstrebe, Infusionshalter, Invacare Matrix-Rücken)					130,00	
CKB0344	Winkelverstellbar 0° bis 30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 510 mm, feste Schiebegriffe, nur mit Rückenschale Laguna und Radstandsverlängerung oder Amputationsposition (NC: Invacare Matrix-Rücken, Rückenstrebe, Infusionshalter)					527,00	


- 1) NC: Fußplatten Einschubrohr lang, Trommelbremse, Antikippräder einfach, Ankipphilfe
- 2) NC: Fußplatten Einschubrohr lang, Trommelbremse, Antikippräder einfach, Ankipphilfe
- 3) NC: Trommelbremse



INVACARE MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (-20mm Sitztiefe bei Wvst. Rücken über Gasdruckfeder)																																																																					
Bei Wahl eines Invacare Matrix Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.																																																																					
NC: Armlehnen Nr. 4, Rückenstreben																																																																					
CKB0321	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		894,00																																																																		
CKB0322	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		894,00																																																																		
CKB0323	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		894,00																																																																		
CKB0324	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		894,00																																																																		
CKB0325	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		894,00																																																																		
CKB0351	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		894,00																																																																		
CKB0352	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		894,00																																																																		
CKB0326	Invacare Matr Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		894,00																																																																		
CKB0327	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm		1.095,00																																																																		
CKB0328	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm		1.095,00																																																																		
CKB0329	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm		1.095,00																																																																		
CKB0336	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm		1.095,00																																																																		
CKB0337	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm		1.095,00																																																																		
CKB0353	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm		1.095,00																																																																		
CKB0354	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm		1.095,00																																																																		
CKB0338	Invacare Matr Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm		1.095,00																																																																		
RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN																																																																					
CKB0355	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○																																																																		
CKB0356	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○																																																																		
CKB0357	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○																																																																		
CKB0358	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○																																																																		
CKB0359	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○																																																																		
CKB0361	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○																																																																		
CKB0361	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sitzbreite in mm</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="7">Invacare Matrix Rückenbreite</td><td>360</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr> <tr><td>380</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr> <tr><td>410</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td></tr> <tr><td>430</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr> <tr><td>460</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr> <tr><td>480</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>510</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>			Sitzbreite in mm								mm	380	405	430	455	480	505		Invacare Matrix Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Sitzbreite in mm																																																																					
mm	380	405	430	455	480	505																																																															
Invacare Matrix Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																														
	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																																														
	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗																																																														
	430	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																																														
	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗																																																														
	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																																														
	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓																																																														
RÜCKENPOLSTER																																																																					
CKB0360	Standard, fest (Jemima)		◆																																																																		
CKB0364	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		○																																																																		
CKB0365	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf		○																																																																		
CKB0367	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenführung (CKB0317/CKB0318)		143,00																																																																		
CKB0368	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		143,00																																																																		
CKB0369	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		117,00																																																																		
CKB0370	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CKB 0780 Rückenstrebe)		197,00																																																																		
CKB0375	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CKB0780 Rückenstrebe)		222,00																																																																		
CKB0372	Positionierungsrücken Laguna (Dartex), nur mit Sitzkissen Standard, Kopfstütze Dartex (NC: faltbare Rückenstrebe)		269,00																																																																		
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN																																																																					
Ohne Beinstütze																																																																					
CKB0380	Rechts		○																																																																		
CKB0430	Links		○																																																																		



0355



0365 / 0369



0370



0372





Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern			
CKB0390/0490	Rechts		◆
CKB0440/0510	Links		◆
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-80°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbaren Fersenbändern (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband, Höhenadapter für kurze UL)			
CKB0400/0490	Rechts		297,00
CKB0450/0510	Links		297,00
Amputationsbeinstütze			
CKB0420	Rechts		298,00
CKB0470	Links		298,00
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE			
CKB0491	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winklverstellbar (NC: Einschubrohr lang, Höhenadapter für kurze UL)		328,00
ARMLEHNEN / SEITENTEILE			
Armlehnen Nr. 1 "RIO", Paar, abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz			
CKB0520/0580	Desk (NC:Therapietische)		○
CKB0530/0590	Lang		○
Armlehne Nr. 1 mit konkav geformten Polster, abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz			
CKB0351	Rechts (NC:Therapietisch, halbseitigerTherapietisch rechts)		35,00
CKB0591	Links (NC:Therapietisch, halbseitigerTherapietisch links)		35,00
Armlehne Nr. 1 mit ergonomischer Armlagerungsschale zur Kombination mit Hemi-Handauflage, Paar, abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Dartex Schwarz (ergonomische Armlagerungsschale ist 360° rotierbar in 18°-Schritten, bitte Handauflagenform unten wählen)			
CKB0532	Rechts (NC:Therapietisch, halbseitigerTherapietisch rechts)		339,00
CKB0592	Links (NC:Therapietisch, halbseitigerTherapietisch links)		339,00
Armlehnen Nr.2, Paar, abschwenkbar, abnehmbar, in Schwarz			
CKB0537/0597	Desk (NC:Therapietische,Aktive Hinterradposition)		◆
CKB0538/0598	Lang (NC:Aktive Hinterradposition)		○
Armlehnen Nr. 3, Paar, abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 300 mm), in Schwarz			
CKB0539/0599	Desk (NC:Therapietische, aktive Hinterradposition)		228,00
CKB0540/0600	Lang (NC:Aktive Hinterradposition)		228,00
Armlehnen Nr. 3 mit konkav geformtem Polster, abnehmbar, höheneinstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 m, in Schwarz			
CKB0542/0602	langes Polster (NC:Therapietische,Aktive Hinterradposition)		240,00
CKB0543/0603	kurzes Polster (NC:Therapietische,Aktive Hinterradposition)		240,00
Armlehne Nr. 3 mit ergonomischer Armlagerungsschale zur Kombination mit Hemi-Handauflage, Paar, abnehmbar, höhenverstellbar 170 - 295 mm, abschwenkbar, tiefeinstellbar, in Dartex Schwarz (ergonomische Armlagerungsschale ist 360° rotierbar in 18°-Schritten, bitte Handauflagenform unten wählen)			
CKB0544	Rechts (NC: aktive Hinterradposition,Therapietisch, halbseitigerTherapietisch rechts)		506,00
CKB0604	Links (NC: aktive Hinterradposition,Therapietisch, halbseitigerTherapietisch links)		506,00
Armlehnen Nr. 4 abnehmbar, Paar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm), in Schwarz			
CKB0533/0593	Desk (NC: Invacare Matr-x-Rücken,Therapietische)		228,00
CKB0536/0596	Lang (NC: Invacare Matr-x-Rücken)		228,00
Armlehnen Nr. 4 konkav geformten Polster, abnehmbar, höheneinstellbar, in Schwarz			
CKB0534/0594	langes Polster (NC: Therapietische)		240,00
CKB0535/0595	kurzes Polster (NC: Therapietische)		240,00
Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, in Schwarz			
CKB0555	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC:Therapietische)		343,00
CKB0615	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC:Therapietische)		343,00



Form der Hemi-Handauflage rechts für Armlehne Nr. 1 oder Nr. 3			
CKB0562	Flach		98,00
CKB0564	Gewölbt		98,00
CKB0566	Anatomisch geformt		98,00
Form der Hemi-Handauflage links für Armlehne Nr. 1 oder Nr. 3			
CKB0622	Flach		98,00
CKB0624	Gewölbt		98,00
CKB0626	Anatomisch geformt		98,00
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)			
CKB0654	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		79,00
CKB0659	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		183,00
CKB0681	Invacare MatrX Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, Höhe 120 mm		435,00
CKB0692	Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		595,00
CKB0693	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		712,00
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN			
CKB0701	Sitztiefe 400 mm		<input type="radio"/>
CKB0702	Sitztiefe 450 mm		<input type="radio"/>
CKB0703	Sitztiefe 500 mm		<input type="radio"/>
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN			
CKB0716	Kopfstütze einfach (Dartex) inkl. Rückenstrebe		104,00
CKB0717	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex) inkl. Rückenstrebe		329,00
CKB0719	Kopfstütze Invacare MatrX, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare MatrX-Rücken, nicht mit Rückenstreben)		473,00
CKB0760	Einstellbares Wadenband		<input type="radio"/>
CKB0770	Fußplatten-Einschubrohr, lang, + 105 mm, UL: 450 - 530 mm		33,00
CKB0771	Höhenadapter für kurze Unterschenkelängen, Paar, ermöglicht UL 230 mm - 430 mm, Auslieferung mit Standard-Fußplatte		125,00
CKB0780	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+1 und 7+1 Klettänder)		114,00
CKB0782	Faltbare Rückenstrebe		114,00
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
RAHMENFARBEN			
CKB0801	Schiefergrau		◆
CKB0804	Perlweiß		<input type="radio"/>
CKB0806	Grün-Metallic		<input type="radio"/>
CKB0807	Schwarz-Matt		<input type="radio"/>
CKB0808	Ozean-Blau		<input type="radio"/>
CKB0809	Violett		<input type="radio"/>
CKB0811	Rot-Matt		<input type="radio"/>
CKB0815	Türkis-Blau		<input type="radio"/>
CKB0820	Schwarz-Metallic		<input type="radio"/>
CKB0821	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)		auf Anfrage
VORDERRÄDER			
CKB0845	8" x 1 1/4 Luftbereifung, Schwarz		<input type="radio"/>
CKB0850	8" X 1.1/4", pannensicher, Schwarz		◆
CKB0870	8" X 2", pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>
CKB0890	6" x 1 1/4" Pannensicher, Schwarz (NC: 12" Hinterräder)		<input type="radio"/>
CKB0895	6" x 1 1/4" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>
CKB0905	5 1/2" x 1 3/4" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>
CKB0925	5" x 1" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>
HINTERRADGRÖSSE			
CKB0946	22" (NC: Lenco Primo Sentinel Bereifung)		<input type="radio"/>
CKB0948	24"		◆



HINTERRADAUSFÜHRUNG			
CKB0961	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen) (NC: feste Hinterradachse)		◆
CKB0962	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		171,00
CKB0963	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○
CKB0965	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, 1" Lenco Primo Sentinel Bereifung, feste Hinterradachse, Hand- und Speichenschutz, Stockhalter)		○
CKB0966	Leichtgewicht (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Speichen), (NC: feste Hinterradachse, Amputationsposition, Luftpumpe mit Halter; Hand- und Speichenschutz)		171,00
HINTERRADBEREIFUNG			
CKB0972	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
CKB0974	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
CKB0978	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○
CKB0982	1" Lenco Primo Sentinel Bereifung, nur für 24" Hinterrad Leichtgewicht		○
GREIFREIFEN			
CKB1020	Greifreifen Aluminium		◆
CKB1030	Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung		160,00
HINTERRADACHSE			
CKB1040	Feste Achse		○
CKB1050	Steckachse		◆
HINTERRADPOSITION			
CKB1055	Aktive Hinterradposition (NC: Trommelbremse, Halter für Sauerstoff-Flasche)		○
CKB1060	Standard Hinterradposition (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		◆
CKB1070	Radstandsverlängerung		○
CKB1075	Amputationsposition (NC: Ziehbremse, Trommelbremse)		○
LUFTPUMPE			
CKB1090	Luftpumpe mit Halter		21,00
EXTRAS			
CKB1110	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24" Hinterräder		239,00
CKB1111	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22"-Hinterräder		239,00
BREMSEN			
CKB1120	Druckbremsen		◆
CKB1125	Ziehbremse		48,00
CKB1130	Trommelbremse für Begleitperson		394,00
CKB1150	Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		194,00
CKB1160	Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		194,00
CKB1161	Trommelbremse mit Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		394,00
CKB1162	Trommelbremse mit Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		394,00
ZUBEHÖR			
CKB1175	Transport Befestigungs-Kit inkl. gepolstertem Beckengurt (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		46,00
CKB1176	Transport Befestigungs-Kit für Laguna-Rückenschale inkl. gepolstertem Beckengurt		59,00
CKB1190	Gepolsterter Beckengurt Schnappverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		26,00
CKB1189	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster; mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		129,00
CKB1192	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster; mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		139,00
CKB1193	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster; mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		166,00
CKB1194	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster; mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		174,00
CKB1195	Anti-Kipprad einfach, rechts montiert		76,00
CKB1196	Anti-Kippräder einfach, Paar		160,00
CKB1200	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		206,00
CKB1210	Passive Beleuchtung		◆



CKB1220	Bremshebelverlängerung (Paar)		58,00
CKB1240	Stockhalter		○
CKB1245	Ankipphilfe, rechts		56,00
CKB1246	Ankipphilfe, links		56,00
CKB1252	Halter für Sauerstoff-Flasche (Anti-Kippräder werden empfohlen)		156,00
CKB1270	Therapietisch, aufschiebbar		183,00
CKB1271	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar; rechts		262,00
CKB1272	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar; links		262,00
CKB1273	Polster für halbseitigen Therapietisch		63,00



1210 1220 1241



1245 / 1246 1252



1270 1271 / 1272

BEMERKUNGEN