



Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® Alu Lite CE

Benutzergewicht: **max. 100 kg**

Grundpreis: 688,00


inkl. Armlehnen und Beinstützen

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	Gewicht des Patienten =	kg			
Art.-Nr.	Beschreibung			Preis	
	<i>Invacare® Alu Lite</i>			688,00	
	Basisausstattung: Farbe Blau-Metallic, Sitzhöhe 490 mm, Nylon Sitzbespannung gepolstert, faltbarer Rücken, Rückenhöhe 450 mm, Nylon Rücken gepolstert, Armlehnen gepolstert lang, feste Schiebegriffe, 80° Beinstützenoberteile nach außen abschwengbar und abnehmbar, hochklappbare Fußplatten, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1", Hinterräder 12" x 2" Vollgummibereifung, Bremse für Begleitperson mit Feststellfunktion, Beckengurt				

VARIANTENMATRIX

	Sitzbreite	Sitztiefe	Art.-Nr.	Anzahl		
Alu Lite	405 mm	430 mm	1517737			
	455 mm	430 mm	1517738			

BEMERKUNGEN