

**Bitte vollständig ausfüllen!**

Anfrage  
 Bestellung

**Bestellerangaben** \_\_\_\_\_  
 Kundennummer \_\_\_\_\_  
 Firmenadresse ggf. Firmenstempel \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_


**Kommission** \_\_\_\_\_

**Wir passen den Lifter individuell an Ihre Badewanne an!**

**Freistehende Wanne**

ja \_\_\_\_\_ nein \_\_\_\_\_


**Vermaßung für Badewannenlifter mit Sonderseitenklappen**



<b>B</b>	Wannenbreite unten Nicht möglich bei: < 280 mm / > 600 mm	mm
<b>E</b>	Wannenbreite oben (außen)	mm
<b>F</b>	Wannenbreite oben (innen)	mm
<b>T</b>	Wanntiefe* Wanntiefe >= 430 mm – dann Höhenadapter nötig. Max. 3 Höhenadapter je 2 cm möglich.	mm

Achtung:  
 Differenz zwischen “E” und “F” muss mindestens 60 mm betragen.  
 E - F = > 60 mm, mindestens 30 mm pro Seite

**Zusätzliche Vermaßung bei ungleichen Seitenklappen**



Seitenklappenbreite:  
 d1; d2 max.: 300 mm  
 d1; d2 min.: 100 mm

<b>d1</b>	Breite Seitenklappe links	mm
<b>d2</b>	Breite Seitenklappe rechts	mm

**Sondersitzbezug**

Für Bezüge für Sitzplatten mit Sonderseitenklappen –  
 bitte unbedingt folgende Maße angeben;  
**d1 + 375 mm** (Sitzplattenbreite) + **d2**

<b>d1</b>	Breite Seitenklappe links	mm
	Breite Sitzplatte	375 mm
<b>d2</b>	Breite Seitenklappe rechts	mm

\* Legen Sie dazu bitte eine Holzplatte oder ähnliches quer von Rand zu Rand und messen Sie die Tiefe in der Mitte der Wanne.

**Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Maßangaben haftet der Besteller!**