

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Red® Clematis® Pro
Lagervariante



Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: ab 4.308,00

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	Gewicht des Patienten =	kg		
Art.-Nr.	Beschreibung			Preis
	<i>Red Clematis Pro Lagervariante</i>			
	<p>Grundausrüstung: 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmutterbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Sitzhöhe 450 mm, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenkissen Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster; Fußplatten tiefen-, breiten- und winkleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar; Kippschutz, Transportbefestigungskit</p>			ab 4.308,00



Sitzbreite	Bremse	ohne Zubehör	Preis	mit Therapeutisch	Preis	mit Seitenpelotten	Preis	mit Therapeutisch und Seitenpelotten	Preis
SB 390 mm	ohne Trommelbremse	DVI661458	4.308,00	DVI661655	4.658,00	DVI661652	4.596,00	DVI661649	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661455	4.562,00	DVI661646	4.911,00	DVI661603	4.849,00	DVI661600	5.198,00
SB 440 mm	ohne Trommelbremse	DVI661459	4.308,00	DVI661656	4.658,00	DVI661653	4.596,00	DVI661650	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661456	4.562,00	DVI661647	4.911,00	DVI661644	4.849,00	DVI661601	5.198,00
SB 490 mm	ohne Trommelbremse	DVI661460	4.308,00	DVI661657	4.658,00	DVI661654	4.596,00	DVI661651	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661457	4.562,00	DVI661648	4.911,00	DVI661645	4.849,00	DVI661602	5.198,00