

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Red® Dahlia® 30° CE

Benutzergewicht: **max. 135 kg**

Grundpreis: 5.442,00

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten =	kg	Preis
BVA0010	Red® Dahlia® 30°			5.442,00
BVA8000	Sonderbau			auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION				
BVA0020	16" Transiträder für Trommelbremse			111,00
BVA0030	20", 22", 24" mit Standard-Radnabe (NC: +100 mm-Sitzbreitenverstellung)			◆
BVA0042	Doppelgreifreifen rechts (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (nur mit Sitzhöhe 430 - 450 mm, nur mit 22" oder 24" Hinterräder), (NC: Anbauhalterung Viamobil)			1.332,00
BVA0044	Doppelgreifreifen links (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (nur mit Sitzhöhe 430 - 450 mm, nur mit 22" oder 24" Hinterräder), (NC: Anbauhalterung Viamobil)			1.332,00
SITZ				
SITZBREITE				
BVA0050	390 mm (NC: Anbauhalterung Viamobil)			<input type="radio"/>
BVA0060	440 mm			<input checked="" type="radio"/>
BVA0070	490 mm			<input type="radio"/>
SITZBREITENVERSTELLUNG				
BVA0080	+ 50 mm (NC: Sitzwinkerverstellung mit fester Armlehne)			◆
BVA0090	+ 100 mm (NC: Sitzwinkerverstellung mit fester Armlehne, Trommelbremse)			<input type="radio"/>
BVA0100	Ohne Sitzbreitenverstellung (NC: Rückenbreitenerweiterung Flex3)			<input type="radio"/>
SITZTIEFE				
BVA0110	430 - 500 mm			◆
SITZHÖHE (bitte die nachfolgende Tabelle beachten für die Wahl der passenden Radausführungen)				
BVA0120	330 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
BVA0130	350 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
BVA0140	380 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
BVA0150	400 mm ²⁾			<input type="radio"/>
BVA0160	430 mm ²⁾			<input type="radio"/>
BVA0170	450 mm ⁴⁾			<input type="radio"/>
BVA0180	480 mm ^{4) 5)}			<input type="radio"/>
BVA0190	500 mm ⁴⁾			<input type="radio"/>
1) elektrische Sitz- und Rückenwinkerverstellung 2) zentrale Beinstütze 3) Anbauhalterung Viamobil 4) Beinstützenoberteile 90° 5) Einhandbremse				

Hinterräder	Sitzhöhe in mm							
	330	350	380	400	430	450	480	500
16"	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
20"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
22"	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
24"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Vorderräder								
4"	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5"	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5,5"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
6"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
8"	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Sitzhöhe in mm	Beschränkung des Sitzwinkels			Beschränkung des Rückenwinkels		
	positiver Sitzwinkel bis 10°	positiver Sitzwinkel bis 20°	positiver Sitzwinkel bis 30°	Rückenwinkel bis 10°	Rückenwinkel bis 20°	Rückenwinkel bis 30°
330	✓	✗	✓	✗	✗	✓
350	✓	✓	✓	✗	✓	✓
380	✗	✓	✗	✓	✗	✗
400	✗	✓	✓	✓	✓	✗
430	✗	✓	✓	✓	✓	✗
450	✗	✗	✓	✗	✓	✓
480	✗	✗	✓	✗	✗	✓
500	✗	✗	✓	✗	✗	✓

BESCHRÄNKUNG DES SITZWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)

BVA0200	Reduzierter Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 10°		○
BVA0210	Reduzierter Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 20°		○
BVA0220	Voller Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 30°		◆

BESCHRÄNKUNG DES RÜCKENWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)

BVA0225	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 10°		○
BVA0227	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 20°		○
BVA0230	Voller Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 30°		◆

SITZWINKEL -NEGATIV-

BVA0240	Negativer Sitzwinkel -1° (0° = Standard)		○
---------	--	--	---

SITZKISSEN

BVA0270	Sitzkissen Flo-Shape mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BVA0272	Sitzkissen Flo-Shape Velours		○
BVA0274	Sitzkissen Flo-Shape atmungsaktiv		○
BVA0320	Ohne Sitzkissen		-38,00

Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.

RÜCKEN

RÜCKENAUSFÜHRUNG

RÜCKENROHRE

BVA0350	Gebogen (nur für Invacare® Matrx ®-Rücken), (NC: Flex3 Rücken, Schiebegriffe)		○
BVA0360	Gerade (für Flex3 und Invacare® Matrx ®-Rücken)		◆

RÜCKENBREITENERWEITERUNG

BVA0370	+ 50 mm (NC: Invacare Matrx Elite E2 / E2 Deep, +100 mm Rückenbreitenerweiterung Flex3)		○
---------	---	--	---

RÜCKENAUSFÜHRUNG

INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN







NC für alle Invacare® Matrx® Positionierungsrücken:

Rückenbreitenerweiterung, Rückenbezüge / -kissen, Rückenpolsterung Schwarz Verlours / mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile, Boypoint Pivotfit Schultergurte

BVA0390	Invacare® Matrx® Elite E2 , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		1.118,00
BVA0400	Invacare® Matrx® Elite E2 Deep , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt		1.308,00

RÜCKEN FLEX 3

BVA0430	Flex3 Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Überzüge für Ergorücken, laterale Positionierungspads)		◆
---------	---	--	---


BVA0440	Flex 3 Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung)		289,00																																					
BVA0450	Rückenrohre ohne Rückenpolster mit Rückenbügel und Aufnahme für Kopf-/ Nackenstütze (NC: Rückenbreitenerweiterungen, Rückenbezüge / -kissen, Schiebegriffe, winkeleinstellbar; Schiebegriffe Standard, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile)		-55,00	0430	0440																																			
BEI WAHL EINES Invacare® Matrx® -POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:																																								
BVA0455	410 mm		<input type="radio"/>																																					
BVA0456	460 mm		<input type="radio"/>																																					
BVA0457	510 mm		<input type="radio"/>																																					
BEI WAHL EINES Invacare® Matrx® -POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN: (BITTE NEBENSTEHENDE TABELLE BEACHTEN)																																								
BVA0461	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		<input type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sitzbreite</th> <th colspan="6">Rückenbreite Invacare Matrx Rücken</th> </tr> <tr> <th>in mm</th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>390</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>x</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>490</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>		Sitzbreite	Rückenbreite Invacare Matrx Rücken						in mm	380	410	430	460	480	510	390	✓	✓	x	x	x	x	440	x	✓	✓	✓	x	x	490	x	x	x	✓	✓	✓
Sitzbreite	Rückenbreite Invacare Matrx Rücken																																							
in mm	380	410	430			460	480	510																																
390	✓	✓	x			x	x	x																																
440	x	✓	✓			✓	x	x																																
490	x	x	x			✓	✓	✓																																
BVA0462	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		<input type="radio"/>																																					
BVA0463	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		<input type="radio"/>																																					
BVA0464	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		<input type="radio"/>																																					
BVA0465	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		<input type="radio"/>																																					
BVA0466	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		<input type="radio"/>																																					
RÜCKENBREITENERWEITERUNG FLEX 3																																								
BVA0460	+ 50 mm		<input type="radio"/>																																					
BVA0470	+ 100 mm (NC: Sitzwinkelverstellung mit fester Armlehne, Einhandbremse)		<input type="radio"/>																																					
BVA0480	Ohne Rückenbreitenerweiterung		◆																																					
RÜCKENBEZUG / -KISSEN																																								
BVA0490	Überzug für Ergorücken		<input type="radio"/>	 																																				
BVA0492	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)		<input type="radio"/>																																					
BVA0500	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: laterale Positionierungspads)		◆																																					
BVA0510	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung), (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads)	212,00																																						
BVA0520	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterstütze), (NC: laterale Positionierungspads)	256,00		 																																				
BVA0550	ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)	-55,00																																						
RÜCKENPOLSTERUNG																																								
BVA0560	Schwarz Velours		<input type="radio"/>																																					
BVA0570	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆																																					
BVA0575	Schwarz atmungsaktiv		<input type="radio"/>																																					
SCHIEBEGRIFFE																																								
BVA0580	Schiebebügel, winkeleinstellbar		256,00																																					
BVA0590	Schiebegriffe Standard		<input type="radio"/>																																					
BVA0600	Schiebegriffe mit Bügel		◆																																					
SITZEINHEIT																																								
SITZWINKELVERSTELLUNG																																								
BVA0620	Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson) (NC: vom Nutzer zu bedienende Sitzwinkelverstellung)		◆																																					
BVA0630	Sitzwinkelverstellung vom Nutzer zu bedienen mit fester Armlehne (Sitzwinkel reduziert sich um 10°), (nur mit Armlehne gerade oder höhenverstellbar mit Standardpolster), (NC: Seitenteil verstärkt, Therapietische, Aufnahme für Haltegurt Paar, Transportbefestigungskit)		223,00																																					
BVA0632	Sitzwinkelverstellung vom Nutzer zu bedienen mit abnehmbarer Armlehne (Sitzwinkel reduziert sich um 10°), (nur mit Armlehne gerade oder höhenverstellbar mit Standardpolster), (NC: Therapietische, Aufnahme für Haltegurt Paar)		223,00																																					
BVA0637	Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung (NC: zentrale Beinstütze, Anbauhalterung für Viamobil)		1.109,00																																					
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG																																								
BVA0640	Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)		◆																																					
BVA0660	Rückenwinkelverstellung über Feststellschraube		<input type="radio"/>																																					
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN																																								
EINTEILIGE BEINSTÜTZE																																								

BVA0670	Zentrale Beinstütze inkl. Wadenpolster und Fußplatte (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, einteiliges Fußbrett, Abduktionskeil, Wadenband für einteiliges Fußbrett, Schutzbezug für Fußauflagen, Wadenband gepolstert, Bodypoint Ankle Huggers)			436,00		0670
BEINSTÜTZENAUFNAHME						
BVA0680	Niedrig, Standard			◆		
BVA0690	Hoch, für lange Beinlängen (+50 mm)			○		
BVA0692	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)			○		
BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS						
BVA0700	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: Beinstützenoberteil 90° rechts, kurzes Einsteckrohr für Fußplatten, Wadenband für einteiliges Fußbrett)			◆		
BVA0710	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, links, Alu 2003			○		
BVA0720	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar, links, Alu 2003 (NC: Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar rechts, Fußplatte fest mit langem Einsteckrohr, links, 8" Vorderräder)			○	0700/0750	0710/0760
BVA0730	Amputationsbeinstütze, links, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)			420,00		
BVA0740	Ohne Beinstütze, links (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)			-60,00		0730/0780
BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS						
BVA0750	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar, inkl. Wadenpolster und Kniepolster, rechts (NC: kurzes Einsteckrohr für Fußplatten, Wadenband für einteiliges Fußbrett)			◆		
BVA0760	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, rechts, Alu 2003			○		
BVA0770	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar, rechts, Alu 2003 (NC: Fußplatte fest mit langem Einsteckrohr, rechts, 8" Vorderräder)			○		
BVA0780	Amputationsbeinstütze, rechts, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)			420,00		
BVA0790	Ohne Beinstütze, rechts (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)			-60,00		0805
FUSSPLATTEN LINKS						
BVA0805	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)			◆		
BVA0815	Fußplatte fest mit Fersenband, links (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)			◆		
BVA0825	Fußplatte tiefen und winkelverstellbar mit Fersenband, links			○	Fußplatte fest	
FUSSPLATTEN RECHTS						
BVA0835	Fußplatte fest mit Fersenband, rechts (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)			◆		
BVA0845	Fußplatte tiefen und winkelverstellbar mit Fersenband, rechts			◆		
EINSTECKROHR FÜR FUSSPLATTEN (NUR FÜR FESTE BEINSTÜTZENOBERTEILE 80° UND 90°)						
BVA0855	kurzes Einsteckrohr, 240 mm			◆		
BVA0865	langes Einsteckrohr, 360 mm			○		
ARMLEHNEN						
ARMLEHNEN LINKS						
BVA0900	Armlehne gerade, schmales Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)			122,00		
BVA0910	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)			◆		
BVA0915	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)			167,00		
BVA0920	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)			167,00	0910/0970	
BVA0925	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)			◆		
BVA0930	Hemi-Armaufgabe, links (NC: Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)			334,00		
BVA0950	Ohne Armlehne, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)			-60,00		
						
						0925/0985

ARMLEHNEN RECHTS		
BVA0960	Armlehne gerade, schmales Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	122,00
BVA0970	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	◆
BVA0975	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	167,00
BVA0980	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	167,00
BVA0985	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)	◆
BVA0990	Hemi-Armaufgabe, rechts (NC: Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)	334,00
BVA1010	Ohne Armlehne, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)	-60,00
ARMLEHNENZUBEHÖR		
BVA1015	Seitenteil verstärkt	73,00
BVA1020	Polsterung für Seitenteil	82,00
SITZZUBEHÖR		
BVA1030	Inkontinenzbezug	90,00
BVA1040	Abduktionskeil (NC: 20 mm Sitzplattenerhöhung)	295,00
BVA1050	Sitzplattenverlängerung für Breite, vorne, hinten oder asymmetrisch (Kit beinhaltet zwei Platten) (NC: 20 mm Sitzplattenerhöhung)	122,00
BVA1060	Sitzplatte um 20 mm erhöht	109,00
KOPFSTÜTZEN		
BVA1080	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung)	133,00
BVA1100	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung)	194,00
BVA1081	Invacare Matr× Elan Standard-Polster (260 mm)	254,00
BVA1082	Invacare Matr× Elan Standard-Polster (360 mm)	254,00
BVA1083	Invacare Matr× Elan Nacken-Polster (230 mm)	267,00
BVA1084	Invacare Matr× Elan Nacken-Polster (310 mm)	267,00
BVA1085	Invacare Matr× Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)	519,00
BVA1086	Invacare Matr× Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)	519,00
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER		
BVA1087	Invacare Matr× Elan Montagmaterial	389,00
BVA1088	Invacare Matr× Elan erweitertes Montagmaterial (mit zusätzlichem Gelenk)	454,00
BVA1089	Invacare Matr× Loxx Montagmaterial	298,00
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR		
BVA1090	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)	40,00
BVA1110	Nackenstütze höhen- und tiefenverstellbar	◆
BVA1130	Klinik-Kit für Kopf- / Nackenstütze	○
RÜCKENZUBEHÖR		
BVA1140	Seitenpelotte vielfach einstellbar, links ¹⁾	252,00
BVA1150	Seitenpelotte vielfach einstellbar, rechts ¹⁾	252,00
BVA1160	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, links ¹⁾	268,00
BVA1170	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, rechts ¹⁾	268,00
BVA1180	Seitenpelotte Standard, links ¹⁾	133,00
BVA1190	Seitenpelotte Standard, rechts ¹⁾	133,00
BVA1220	Seitenpelotte wegschwenkbar, links ¹⁾	241,00
BVA1230	Seitenpelotte wegschwenkbar, rechts ¹⁾	241,00
BVA1240	Seitenpelotte vielfach einstellbar, wegschwenkbar, links ¹⁾	293,00
BVA1250	Seitenpelotte vielfach einstellbar, wegschwenkbar, rechts ¹⁾	293,00
BVA1260	Seitenpelottenbefestigung	○
BVA1265	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)	213,00
BVA1280	Rückeneinlegekeile (Paar)	45,00
1) NC: Seitenpelottenbefestigung		



1040



1080

1110

1100



1140/1150




1180/1190



1270

BEINSTÜTZENZUBEHÖR				
BVA1310	Fußplattenverlängerung, links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenober- teil und tiefen- und winkelverstellbare Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)	44,00	 <p>1310/1320</p>	
BVA1320	Fußplattenverlängerung, rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenober- teil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)	44,00		
BVA1330	Wadenband für einteiliges Fußbrett	○		
BVA1340	Schutzbezug für Fußauflagen	75,00		
BVA1350	Wadenband, gepolstert	44,00		
BVA1351	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)	212,00		
BVA1352	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)	212,00		
BVA1353	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)	212,00		
RAHMEN				
FARBSTREIFEN RAHMEN				
BVA1360	Blau	○	 <p>1625 1605 1640</p> <p>1650</p>	
BVA1370	Silber	◆		
BVA1380	Rot	○		
BVA1390	Champagner	○		
BVA1400	Petroleum-Grün	○		
BVA1405	Ohne Farbstreifen	○		
VORDERRADBEFESTIGUNG				
BVA1410	Fest	◆		
VORDERRÄDER				
BVA1435	100x30 (4") weich, Schwarz (für SH 330 mm)	○		
BVA1440	125x27 (5") mittelhart, Schwarz (für SH 350 mm)	○		
BVA1455	140x40 (5,5") weich, Schwarz (für SH 380-450 mm)	○		
BVA1475	150x30 (6") mittelhart, Schwarz (für SH 380-450 mm)	○		
BVA1495	200x30 (8") pannensicher, Schwarz (für SH 450-500 mm)	○		
BVA1505	200x32 (8") Luftbereifung, Schwarz (für SH 450-500 mm)	○		
BVA1515	200x45 (8") pannensicher, Schwarz (für SH 450-500 mm)	◆		
HINTERRADPOSITION				
BVA1534	Standard Hinterradposition	◆		
BVA1538	Sehr aktive Hinterradposition	○		
HINTERRADGRÖSSE				
BVA1545	16", mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterradausführung für Trommelbremse), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Einhandbremsen)	○		
BVA1555	20", mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt und 1 3/8" Luftbereifung mit Profil), (NC: Greifreifen Edelstahl)	○		
BVA1565	22", mit Steckachse (NC: Greifreifen Edelstahl)	○		
BVA1575	24", mit Steckachse	◆		
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
BVA1582	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (nur mit Greifreifen Aluminium)	◆		
BVA1584	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)	218,00		
BVA1586	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)	○		
BVA1588	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Hand- und Speichenschutz)	○		
HINTERRADBEREIFUNG				
BVA1605	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz	○		
BVA1625	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz	◆		
BVA1640	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz	○		
GREIFREIFEN				
BVA1650	Aluminium	◆		
BVA1660	Kunststoffbezogen	200,00		
BVA1670	Edelstahl	167,00		

RADZUBEHÖR						
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ						
BVA1710	Hand- und Speichenschutz, gefrostet				233,00	
SICHERHEIT						
BREMSEN						
BVA1720	Standardbremse			◆		
BVA1725	Einhandbremse links				460,00	
BVA1727	Einhandbremse rechts				460,00	
BVA1728	Trommelbremse				325,00	
SICHERHEITZUBEHÖR						
BVA1730	Haltegurt				64,00	
BVA1731	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M				116,00	
BVA1732	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L				125,00	
BVA1733	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M				150,00	
BVA1734	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L				156,00	
BVA1736	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)				217,00	 1730
BVA1737	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)				229,00	
ZUBEHÖR						
BVA1750	Therapietisch inkl. Montagekit				324,00	
BVA1755	Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Montagekit für Therapietisch)				324,00	
BVA1756	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)				324,00	
BVA1757	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)				324,00	
BVA1770	Wegschwenkbarer Therapietisch (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)				491,00	
BVA1775	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)				491,00	
BVA1760	Auflagekissen für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)				213,00	
BVA1765	Polster für halbseitigen Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)				66,00	
BVA1780	Verriegelung für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)				39,00	
BVA1790	Montagekit für Therapietisch				32,00	
BVA1810	Anbauhalterung Viamobil (NC: Stockhalter, Ankipphilfe, Multifunktionsplattform)				402,00	
BVA1840	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben)				74,00	
BVA1850	Aufnahme für Haltegurt, Paar, (befestigt am Sitz vorne)				62,00	
BVA1860	Aufnahme für Haltegurt (befestigt am Rücken, oben)				62,00	
BVA1870	Ankipphilfe (NC: Multifunktionsplattform)				◆	
BVA1890	Transportbefestigungskit				○	
BVA1900	Multifunktionsplattform				368,00	
BVA1920	Infusionsständer				77,00	
BVA1930	Kit zur Reduzierung von Sitz- und Rückenwinkel				77,00	
Sitzhöhe	Hinterradgröße	Mögliche Vorderräder	Std. Sitzwinkelverstellung bis:	Std. Rückenwinkelverstellung bis:	max. erzielbare Sitzwinkelverstellung*	max. erzielbare Rückenwinkelverstellung**
330 mm	16"	4"	30	30	30	30
	20"	4"	10	30	20	30
350 mm	16"	5"	30	30	30	30
	20"	5"	20	20	30	30
	22"	5"	10	30	20	30
380 mm	20"	5,5", 6"	20	10	30	30
400 mm	20"	5,5", 6"	30	20	30	30
	22"	5,5", 6"	20	10	30	30
430 mm	22"	5,5", 6"	30	20	30	30
	24"	5,5", 6"	20	10	30	30
450 mm	16"	5,5", 6", 8"	30	30	30	30
	24"	5,5", 6", 8"	30	20	30	30
480 mm	16"	8"	30	30	30	30
500 mm	20"	8"	30	30	30	30

* Die maximal erzielbare Sitzwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Rückenwinkels

** Die maximal erzielbare Rückenwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Sitzwinkels