



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Matrix® Elite E2** **CE**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Invacare **Matrix Elite E2**

Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug.

Max. Nutzergewicht: **136 kg**

Konturtiefe (A): 8 cm

Hinweise / Einsatzbereich:

Für Stabilität in Oberkörper und Hüfte. Zur Positionierung aktiver Nutzer.



Rückenschale inkl. Halterung

ab 1.098,00

		Breite (cm)						
		≤ 26	≤ 28	≤ 31	≤ 33	≤ 36	≤ 38	≤ 41
Brustkorb (B)		36	38	41	43	46	48	51
Rücken (C)		36 - 38	38 - 41	41 - 43	43 - 46	46 - 48	48 - 51	51 - 53
Rückenhöhe (cm)	15							
	20							
	26							
	31							
	36							
	41			*		*		*
	46			*		*		*
	51			*		*		*

je Rückenschale inkl. Halterung **1.098,00**

je Rückenschale inkl. Halterung und Montagematerial für Kopfstützenaufnahme **1.098,00**


bis Rückenhöhe 41: Mini-Set-Halterung

ab Rückenhöhe 46: Easy-Set-Halterung


optionaler Schutzüberzug (nur für mit * markierte Größen) **231,00**



A



B



C



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Matrx® Elite E2** 
Zubehör

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Zubehör					
Halterungen					
Mini-Set Halterung mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle)				1632762	337,00
Easy-Set Halterung mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle)				1632763	337,00
Mini-Set Halterung Heavy Duty mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle)				1632765	407,00
Easy-Set Halterung Heavy Duty mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle)				1544776	549,00
Split-Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle)				1545278	373,00
Mini-Set Halterung fest (für Rollstühle mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung)				1632764	528,00
Easy-Set Halterung fest (für Rollstühle mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung)				1632766	825,00
Kopfstütze multiaxial					
Kopfstütze mit weichem Polster (26 cm) (ohne Kopfstützenaufnahme)				1545274	373,00
Kopfstützenaufnahme für Rückenbreite 31 cm				1544189	105,00
Kopfstützenaufnahme für Rückenbreite 33 cm - 43 cm				1544188	105,00
Kopfstützenaufnahme für Rückenbreite 46 cm - 51 cm				1544187	105,00
Montagematerial für Kopfstützenaufnahme				1632756	39,00
Seitenpelotten, FEST, zur Befestigung an der Innen- oder Außenseite der Rückenschale (kompatibel ab Rückenhöhe 260 mm)					
Standard, passend für RH und LH, je Stück	1x	2x	je Stück	1632755	495,00
Seitenpelotten, AUF KNOPFDRUCK ABSCHWINGBAR					
Seitenpelottenbefestigung Standard, passend für RH und LH, je Stück	1x	2x	je Stück	1551913	290,00
Seitenpelottenbefestigung Versetzt, Links				1544798	164,00
Seitenpelottenbefestigung Versetzt, Rechts				1544799	164,00
Seitenpelottenpolster, (L x H in cm)					
XS (11 x 8), je Stück	1x	2x	je Stück	1544292	120,00
S (13 x 9), je Stück	1x	2x	je Stück	1544291	120,00
M (15 x 10), je Stück	1x	2x	je Stück	1544239	120,00
L (17 x 11), je Stück	1x	2x	je Stück	1544238	120,00
Weiteres Zubehör					
BackBone Positionierungskissen				1632759	110,00
Montageplatte für Schultergurte Gr. S für Rückenbreite 360 / 380 mm				1632757	138,00
Montageplatte für Schultergurte Gr. M für Rückenbreite 410 / 510 mm				1632758	138,00
PostureFlex Abdominalstütze Gr. M (Höhe 165 mm x Länge 410-580 mm)				1632760	451,00
PostureFlex Abdominalstütze Gr. L (Höhe 178 mm x Länge 510-810 mm)				1632761	451,00
Kälteschutz-Latz S (33 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken (für Rücken mit Rückenbreite 38 - 41 cm)				1551800	76,00
Kälteschutz-Latz M (38 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken (für Rücken mit Rückenbreite 43 - 46 cm)				1551903	76,00
Kälteschutz-Latz L (43 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken (für Rücken mit Rückenbreite 48 - 51 cm)				1551904	76,00

