



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

Invacare® **Matrix® PB Deep** CE  
**Invacare® Matrix® PB Deep  
Heavy Duty**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Konfiguration  Option ohne Aufpreis  
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Invacare **Matrix PB Deep und PB Deep Heavy Duty**

Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug.  
Max. Nutzergewicht: **136 kg**, Heavy Duty: **227 kg**  
Konturtiefe (A): 18 cm

**Hinweise / Einsatzbereich:**

Sichere Stabilität und Führung. Kompensation von Haltungsschwächen.



Invacare **Matrix PB Deep - Rückenschale ohne Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme**

**ab 809,00**

		Breite (cm)				
Brustkorb (B)		≤ 26	≤ 31	≤ 33	≤ 36	≤ 41
Rücken (C)		36	41	43	46	51
Rollstuhlsitz		36 - 38	38 - 43	41 - 46	43 - 48	48 - 53
Rückenhöhe (cm)	31					
	41					
	51					

je Rückenschale **809,00**

**Halterungen**

Easy Set Halterung (Standard) mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545275	373,00
Split Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545278	373,00
Verlängerte Montage Pins (+50mm). Ermöglicht die Montage einer schmaleren Rückenschale, bei bis zu 5 cm größerer Sitzbreite	1544237	87,00
Easy Set Halterung (Heavy Duty) mit 2-Punkt-Befestigung	1544776	373,00

Invacare **Matrix PB Deep Heavy Duty - Rückenschale inkl. Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme**


**ab 1.535,00**

		Breite (cm)		
Brustkorb (B)		≤ 41	≤ 46	≤ 51
Rücken (C)		51	56	61
Rollstuhlsitz		48 - 53	53 - 58	58 - 64
Rückenhöhe (cm)	41			
	51			


je Rückenschale **1.535,00**

**Zubehör**


Kopfstütze mit weichem Polster (26 cm) inkl. Montagematerial	1545274	373,00
Kälteschutz-Latz S (33 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken	1551800	65,00
Kälteschutz-Latz M (38 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken	1551903	65,00
Kälteschutz-Latz L (43 cm x 41 cm). Abdeckung zwischen Sitzfläche und Rücken	1551904	65,00



A



B



C