

Bestellung

Angebot



Yes, you can.®

Bestellformular
2024

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

alber® Erivo

Faltbarer Elektro-Rollstuhl

Benutzergewicht: max. 150 kg

Grundpreis: ab 4.502,00 CHF



Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in CHF
	Gewicht des Patienten = kg	
1594813	alber Erivo R10 , faltbarer Elektro-Rollstuhl, 6 km/h, bis 150 kg	◆ 4.502,00
	Faltbarer Elektrorollstuhl, 6 km/h, ca. 17km Reichweite	
	SB 45 cm, ST 44 cm, RH 48 cm, Sitzkissen	
	11 Ah/285 Wh, Akku-Pack, Ladegerät 2Ah	
	Joystick-Steuerung LiNX DLX REM060	
	Feste Sitzplatte aus Kunststoff, - In 3 Stufen höhenverstellbare Fußstütze	
	12,5" Antriebsrad mit Luftbereifung	
	Integriertes Bremssystem (Motorbremse)	
	Luftbereifung - Standard	
1595187	Ausstattung wie obenstehend, jedoch mit pannensicherer Bereifung mit PU-Einlage	
1594814	alber Erivo pro R11 , faltbarer Elektro-Rollstuhl, 6 km/h, bis 150 kg	◆ 5.013,00
	Faltbarer Elektrorollstuhl, 6 km/h, ca. 35km Reichweite	
	SB 45 cm, ST 44 cm, RH 48 cm, Sitzkissen	
	30,15 Ah /760 Wh Akku-Pack	
	Joystick-Steuerung LiNX DLX REM060	
	Lichtanlage	
	Feste Sitzplatte aus Kunststoff, - In 3 Stufen höhenverstellbare Fußstütze	
	12,5" Antriebsrad mit Luftbereifung	
	Integriertes Bremssystem (Motorbremse)	
	Luftbereifung - Standardkonfiguration	
1595188	Ausstattung wie obenstehend, jedoch mit pannensicherer Bereifung mit PU-Einlage	
ZUBEHÖR		
1602792	Begleitsteuerung, LiNX DLX-REM050	278,00
1594974	Halterung Begleitsteuerung (in Verbindung mit Neugerät gratis)	407,00
1594975	Beleuchtungsset (bei Erivo pro R11 bereits enthalten)	323,00
1595090	Linksfahrer Umbauset inkl. BUS-Kabel 120 cm, 3 x Kabelclips	129,00
1595089	Stockhalter inkl. Haltegurt	49,00
1594679	Ersatz-Akku, 11,0 Ah / 285 Wh, als Ersatzakku oder als IATA flugtauglicher Akku < 300 Wh	1080,00
1594680	Ersatz-Akku, 30,15 Ah/760 Wh, nicht flugtauglich	1690,00
BEMERKUNGEN		

