

Bestellung

Angebot



Yes, you can.®

Bestellformular
2024

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

alber® SMOOV one



Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
1592898	SMOOV one Ausführung 10 km/h, ca. 20 km Reichweite, max 140 kg Benutzergewicht integrierte Lithium Ionen Akku-Pack 36V/6,2 Ah Nabenmotor 250W/450W	7.260,00
Montage		
1592899	Halterung Smoov (für Kombination mit Starrahmenrollstuhl notwendig)	171,00
DL10029	Anbau von SMOOV an vorhandenen Rollstuhl	171,00
1592900	Adapterachse inkl. Halterung (für Kombination mit Faltrollstuhl notwendig) - nur für Radsturz 0 - 2°	265,00
Zubehör und Option		
1594521	Tasche für SMOOV one - NEU!	403,00
-	Mobility Plus Package (für Android oder iOS über In-App-Kauf) Für Smart App Funktionen: Speed, Navigation, AutoSpeed, Performance Infos über: Akku Kapazität, Reichweite, Tour Computer, Fahrmodi, Fehleranalyse und -anzeige, Firmware Update SMOOV Mobility App erhältlich bei App Store oder Google Play Store	In-App-Kauf

Informationen für den Anbau

Angaben zum Rollstuhl:

Hersteller:

Rollstuhltyp:

Sitzhöhe hinten:




cm

(Unterkante Bespannung gemessen)

Lieferwoche (falls kein Küschall- oder Invacarerollstuhl):
> ohne Angaben wird das System bei Erhalt des Rollstuhles bestellt

Sitzbreite:



cm

(Sitzrohr aussen gemessen)

Abstand von Steckachse zu Steckachse innen:



cm

Radsturz:

°

*** Bitte die Kompatibilität der Rollstuhlfabrikate anfragen**