

Invacare® **Action<sup>2</sup><sub>NG</sub> Transit Lite**

Benutzergewicht: **max. 125 kg**

**Grundpreis: 729,00 CHF**

inkl. Armlehnen und Beinstützen



Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

|                 |   |           |  |  |               |  |
|-----------------|---|-----------|--|--|---------------|--|
|                 | <b>Gewicht des Patienten =</b>  | <b>kg</b> |  |  |               |  |
| <b>Art.-Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>   |           |  |  | <b>CHF</b>    |  |
|                 | Invacare® Action2 NG Transit Lite   |           |  |  | <b>729,00</b> |  |
|                 | <b>Basisausstattung:</b> Farbe Mokka, Sitzhöhe 48,5 mm, Nylon Sitzbespannung gepolstert, faltbarer Rücken, Rückenhöhe 430 mm, Nylon Rücken gepolstert, Armlehnen gepolstert lang, feste Schiebegriffe, 80° Beinstützenoberteile nach außen abschwengbar und abnehmbar, hochklappbare Fußplatten, einstellbare Fersenbänder; Vorderräder 7" x 1 1/4", Hinterräder 12" x 2" Vollgummi-Bereifung, Bremse für Begleitperson mit Feststellfunktion, Beckengurt |           |  |  |               |  |

**VARIANTENMATRIX**

|                     | Sitzbreite | Sitztiefe | Art.-Nr.  | Anzahl |  |  |
|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|--|--|
| <b>Transit Lite</b> | 405 mm     | 400 mm    | BRI673114 |        |  |  |
|                     | 430 mm     | 400 mm    | BRI673115 |        |  |  |
|                     | 455 mm     | 400 mm    | BRI673116 |        |  |  |
|                     | 480 mm     | 400 mm    | BRI673117 |        |  |  |

**Summe**

**BEMERKUNGEN**

Empty box for remarks.