

# Bestellung



## Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

Invacare® **Action®<sup>3</sup> Junior®** **CE**

Benutzergewicht: **max. 80 kg**

**Grundpreis: 2.583,00**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis  
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	<b>Gewicht des Patienten =</b>	<b>kg</b>				
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>				<b>Preis</b>	
CNC0025	Invacare® <b>Action®<sup>3</sup> Junior® Evolution</b>				2.583,00	
CNCSPEC	Invacare® <b>Action®<sup>3</sup> Junior® Evolution</b> Sonderbau-Ausführung				auf Anfrage	
<b>ANTRIEBSVERSION</b>						
CNC0100	Greifreifenantrieb				◆	
<b>SITZ</b>						
<b>SITZBREITE</b>						
CNC0140	205 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>				○	
CNC0141	230 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>				○	
CNC0142	255 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>				○	
CNC0143	280 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung <sup>1)</sup>				○	
CNC0150	305 mm <sup>2)</sup>				◆	
CNC0151	330 mm <sup>3)</sup>				○	
CNC0152	355 mm <sup>3)</sup>				○	
CNC0153	380 mm <sup>3)</sup>				○	
<b>Mögliche SB-ST-Kombinationen</b>						
<b>Sitzbreite in mm</b>	<b>Sitztiefe in mm</b>					
	200-250	250-300	300-350	275-325	325-375	
205	✓	✓	✓	✗	✗	
230	✓	✓	✓	✗	✗	
255	✓	✓	✓	✗	✗	
280	✓	✓	✓	✗	✗	
305	✗	✗	✗	✓	✓	
330	✗	✗	✗	✓	✓	
355	✗	✗	✗	✓	✓	
380	✗	✗	✗	✓	✓	
<sup>1)</sup> NC: anpassbare Rückenbespannung, Beinstützenoberteile 30° Abduktion, Beinstützenoberteile winkelverstellbar, Transferkit <sup>2)</sup> NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar inkl. Wadenplatte <sup>3)</sup> NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar ohne Wadenplatte						
<b>SITZTIEFE</b>						
CNC0160	Sitztiefe einstellbar, 200 - 250 mm (voreingestellt auf 230 mm) (NC: 22" Hinterräder)				○	
CNC0161	Sitztiefe einstellbar, 250 - 300 mm (voreingestellt auf 280 mm)				○	
CNC0162	Sitztiefe einstellbar, 300 - 350 mm (voreingestellt auf 330 mm)				○	
CNC0170	Sitztiefe einstellbar, 275 - 325 mm (voreingestellt auf 300 mm)				◆	
CNC0171	Sitztiefe einstellbar, 325 - 375 mm (voreingestellt auf 350 mm)				○	
<b>SITZHÖHE</b>						
CNC0260	460 mm				◆	
CNC0270	435 mm				○	
CNC0280	410 mm (NC: Transferkit, Ankipphilfe)				○	
<b>SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>						
CNC0335	Nylon mit Klettstreifen, anpassbar				◆	

<b>SITZKISSEN</b>			
CNC0362	Sitzkissen MSS (Essential Junior)		127,00
<b>RÜCKEN</b>			
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>			
CNC0380	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		◆
CNC0390	Winkeleinstellbarer Rücken 0/30° (Rastergelenk), Rückenhöhe 350/370/390/410/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm) (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		372,00
CNC0395	Winkeleinstellbarer Rücken 0/30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 400 mm (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		655,00
CNC0400	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		186,00
CNC0420	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 400 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (100 mm) (NC: Rückenverlängerung)		339,00
CNC0425	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Rückenhöhe 400 mm (mit 0475), 430 mm (mit 0480), höhenverstellbare Schiebegriffe (150 mm) (NC: Rückenverlängerung)		196,00
<b>RÜCKENPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>			
CNC0475	Rückenbezug Nylon, breiten- und höhenverstellbar		◆
CNC0480	Anpassbare Rückenbespannung (NC: Rückenverlängerung)		274,00
<b>BEINSTÜTZEN inkl. einstellbarem Fersenband</b>			
<b>BEINSTÜTZENOBERTeil RECHTS</b>			
CNC0505	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, rechts (UL 125 - 260 mm)		○
CNC0510	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteile 80° Abduktion)		◆
CNC0511	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° lang mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0512	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° Abduktion 30°)		○
CNC0513	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° kurz mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0520	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		200,00
CNC0530	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		171,00
<b>BEINSTÜTZENOBERTeil LINKS</b>			
CNC0555	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwenkbar, links (UL 125 - 260 mm)		◆
CNC0560	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 220 - 320 mm)		○
CNC0561	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 220 - 320 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0562	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm)		○
CNC0563	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 300 - 450 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		76,00
CNC0570	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		200,00
CNC0580	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwenkbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		171,00
<b>FUSSPLATTE RECHTS</b>			
CNC0600	Fußplatte, hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		◆
CNC0605	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar rechts		90,00

CNC0610	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		64,00	 <p>0610 / 0630      0611</p>
CNC0611	Einteiliges Fußbrett (nur mit Beinstützenoberteil 90°, Beinstützenoberteil 80° kurz/lang ohne Abduktion, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		286,00	
<b>FUSSPLATTE LINKS</b>				
CNC0620	Fußplatte, hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		◆	
CNC0625	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar links		90,00	
CNC0630	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers <sup>®</sup> )		64,00	
<b>SEITENLEHNEN</b>				
<b>SEITENLEHNE RECHTS</b>				
CNC0640	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	 <p>0640 / 0740      0645 / 0745</p> <p>0650 / 0750      0655 / 0755</p>
CNC0645	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0650	Radspritzschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		65,00	
CNC0655	Kleiderschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
<b>SEITENLEHNE LINKS</b>				
CNC0740	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	
CNC0745	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0750	Radspritzschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		65,00	
CNC0755	Kleiderschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
<b>SITZZUBEHÖR</b>				
CNC0855	Rückenverlängerung (230 mm) (NC: Kopfstützen)		182,00	 <p>0855      0860      0881</p> <p>0865      0880      0886</p>
CNC0860	Kopfstütze Standard, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		408,00	
CNC0865	Kopfstütze rund, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		461,00	
CNC0880	Einstellbares Wadenband		◆	
CNC0881	Kit zur Frontstabilisierung (bereits im Lieferumfang enthalten bei SB 205 - 280 mm)		○	
CNC0875	Bodypoint Fußpositionierung Ankle Huggers <sup>®</sup> (Paar), Größe S		230,00	
CNC0886	Optimierungskit für Fußplattenverstellung		87,00	
CNC0910	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. I		○	
<b>RAHMENFARBEN</b>				
CNC0952	Perlweiß		○	
CNC0953	Schwarz-Matt		○	
CNC0954	Rot-Matt		◆	
CNC0955	Gelb		○	
CNC0956	Polarblau		○	
CNC0957	Pink		○	
<b>VORDERRÄDER</b>				
CNC0999	5" x 1" pannensicher, Schwarz		◆	 <p>0999      1001      1007</p>
CNC1001	5"x 1" pannensicher, leuchtend		○	
CNC1007	5" x 1 3/4" pannensicher, Schwarz		○	
<b>HINTERRÄDER</b>				
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>				
CNC1020	20" (nur mit Hinterradausführung verstärkt)		○	
CNC1030	22" (NC: Hinterradausführung verstärkt)		◆	
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>				
CNC1040	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen)		◆	
CNC1045	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○	
CNC1050	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		109,00	

