



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® Action^{®3} NG CE
Lagervariante
 Benutzergewicht: **max. 125 kg**
Grundpreis: 1.910,00

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis
 Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	Gewicht des Patienten =	kg			
Art.-Nr.	Beschreibung			Preis	
	Invacare® Action ^{®3} NG Lagervariante			1.910,00	
	Basisausstattung: Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwengbar, hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Nr. 2 Desk abnehmbar und abschwengbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher, Softroll, Hinterräder 24", Hinterradausführung Standard oder für Trommelbremse, pannensichere Bereifung, Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.				

VARIANTENÜBERSICHT

	Bremsenart	Sitzbreite	Art.-Nr.	Anzahl	Preis
Action^{®3} NG Lagervariante Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Standardbremse	380 mm	BZ1548406-A3		1.910,00
		405 mm	BZ1534922-A3		1.910,00
		430 mm	BZ1534923-A3		1.910,00
		455 mm	BZ1534924-A3		1.910,00
		480 mm	BZ1534925-A3		1.910,00
		505 mm	BZ1534926-A3		1.910,00
	Trommelbremse	380 mm	BZ1534910-A3		2.383,00
		405 mm	BZ1534911-A3		2.383,00
		430 mm	BZ1534912-A3		2.383,00
		455 mm	BZ1534913-A3		2.383,00
		480 mm	BZ1534914-A3		2.383,00
		505 mm	BZ1534915-A3		2.383,00

ZUBEHÖR

	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts		172,00	 I430
	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links		172,00	
	Sitzkissen		60,00	
	Beckengurt mit Schnappverschluss	◆		
	Kippschutz, Paar	◆		
	Passive Beleuchtung	◆		
	Stockhalter	◆		

Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.

	Summe			
--	--------------	--	--	--