

# Bestellung



## Angebot

**Yes, you can.®**

Tel. 061 487 70 80 / [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

### Red® Clematis® Pro Lagervariante



Benutzergewicht: max. 135 kg

**Grundpreis: ab 4.308,00**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Konfiguration  Option ohne Aufpreis  
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
		<b>Red Clematis Pro Lagervariante</b>	
		<b>Grundausrüstung:</b> 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmutterbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Sitzhöhe 450 mm, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenkissen Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster; Fußplatten tiefen-, breiten- und winkleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar; Kippschutz, Transportbefestigungskit	ab 4.308,00



Sitzbreite	Bremse	ohne Zubehör	Preis	mit Therapie-tisch	Preis	mit Seitenpelotten	Preis	mit Therapie-tisch und Seitenpelotten	Preis
SB 390 mm	ohne Trommelbremse	DVI661458	4.308,00	DVI661655	4.658,00	DVI661652	4.596,00	DVI661649	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661455	4.562,00	DVI661646	4.911,00	DVI661603	4.849,00	DVI661600	5.198,00
SB 440 mm	ohne Trommelbremse	DVI661459	4.308,00	DVI661656	4.658,00	DVI661653	4.596,00	DVI661650	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661456	4.562,00	DVI661647	4.911,00	DVI661644	4.849,00	DVI661601	5.198,00
SB 490 mm	ohne Trommelbremse	DVI661460	4.308,00	DVI661657	4.658,00	DVI661654	4.596,00	DVI661651	4.944,00
	mit Trommelbremse	DVI661457	4.562,00	DVI661648	4.911,00	DVI661645	4.849,00	DVI661602	5.198,00