



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Rea® Clematis® Pro
Konfigurierbare Variante



Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: 4.308,00





Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	Preis
SNB0001	<p>Rea Clematis Pro Basisausstattung: 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, Feststellbremse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmutterbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenkissen Schwarz, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar; Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster; Fußplatten tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar, Standardbremsen, Kippschutz, Transportbefestigungskit</p> <p>Bitte beachten, dass die Armlehne die Hinterräder beeinträchtigen kann, wenn der Sitz vollständig geneigt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei einer Sitzhöhe von 400 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 330 mm (ab Sitzplatte) - Bei einer Sitzhöhe von 450 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 280 mm (ab Sitzplatte) 		4.308,00
ANTRIEBSVERSION			
SNB0100	24" Standard Hinterräder		<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0110	12" Transit Hinterräder		<input type="checkbox"/>
SITZBREITE			
SNB0300	390 mm		<input type="checkbox"/>
SNB0310	440 mm		<input type="checkbox"/>
SNB0320	490 mm		<input type="checkbox"/>
SITZHÖHE			
SNB0380	400 mm		<input type="checkbox"/>
SNB0390	450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
SITZKISSEN			
SNB0400	Invacare Matrix Libra Sitzkissen		<input type="checkbox"/>
SNB0420	Mistral2 Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material		<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0430	Flo-Shape Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material		<input type="checkbox"/>
Sitzkissentiefe Invacare Matrix Libra			
SNB0450	405 mm		<input type="checkbox"/>
SNB0455	455 mm		<input type="checkbox"/>
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
SNB0500	Feste Rückenplatte		253,00
SNB0510	Standard-Rückenbespannung		<input checked="" type="checkbox"/>
SCHIEBEGRIFFE			
SNB0570	Schiebebügel, winkeleinstellbar		263,00
ARMLEHNE LINKS			
SNB0810	Armlehne mit Positionierungsauflage links		<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0820	Hemi-Armaufgabe links (NC:Therapeutisch)		289,00



ARMLEHNE RECHTS			
SNB0860	Armlehne mit Positionierungsauflage rechts		◆
SNB0870	Hemi-Armaufgabe rechts (NC:Therapietisch)		289,00
SITZZUBEHÖR			
SNB0910	Abduktionskeil		219,00
SNB1100	Kopfstütze anpassbar		◆
SNB1110	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		132,00
SNB1120	Nackenstütze		○
SNB1130	Hygienebezug für Kopfstütze		47,00
SNB1200	Seitenpelotte Standard, links		137,00
SNB1210	Seitenpelotte abschwenkbar, links		247,00
SNB1220	Seitenpelotte Standard, rechts		137,00
SNB1230	Seitenpelotte abschwenkbar, rechts		247,00
VORDERRÄDER			
SNB1420	150 x 30 mm (6") pannensicher, Schwarz		○
SNB1440	200 x 45 mm (8") pannensicher, Schwarz		◆
HINTERRÄDER			
SNB1520	24" Standard-Hinterräder mit Steckachse		◆
SNB1525	24" Hinterräder mit Trommelbremse und Steckachse		241,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
SNB1650	Haltegurt		113,00
ZUBEHÖR			
SNB1700	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit		332,00
SNB1710	Therapietisch inkl. Montage-Kit		332,00
SNB1770	Anbauhalterung Alber Viamobil V25		679,00
SNB1780	Infusionsständer		159,00
SNB1790	Verriegelung für Therapietisch		40,00
SNB1800	Montage-Kit für Therapietisch		40,00
BEMERKUNGEN			

