

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Comet**® Pro CE
 Invacare® **Comet**® ULTRA
 Benutzergewicht: **max. 160 kg (Comet® Pro), max. 220 kg (Comet® Ultra)**
Grundpreis: ab 6.553,00

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
 Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Comet® Pro	Comet® Ultra	Preis
1676212	Invacare® Comet ® Pro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Silber, bis 160 kg			6.553,00
1676210	Invacare® Comet ® Pro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 160 kg			6.553,00
1676211	Invacare® Comet ® Pro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Ahornrot, bis 160 kg			6.553,00
1676217	Invacare® Comet ® Ultra, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 220 kg			8.163,00
	LIEFERUMFANG			
	Komfort-Sitz Comet ® Pro, drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 510 mm	◆		
	Ultra-Sitz für Comet ® Ultra, drehbar, mit Kopfstütze, aufblasbarer Lordosenstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 660mm		◆	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆		
	HD-Armlehnen, verstärkt, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar		◆	
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆	◆	
	Verstärkte Sitzaufnahme		◆	
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆	◆	
	Ergonomischer Lenkgriff	◆	◆	
	LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	◆	◆	
	Premium-Rückspiegel links	◆	◆	
	Premium-Rückspiegel rechts	◆	◆	
	Bremshebel	◆	◆	
	Leistungsstarker Antrieb (1600W) mit 2-stufiger Entkupplung	◆		
	Leistungsstarker Antrieb (1800W) mit 2-stufiger Entkupplung		◆	
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment		◆	
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆	◆	
	WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE			
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆	◆	
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆	◆	
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆	◆	
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	◆	
	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 - erforderlich	◆	◆	
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	◆	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	◆	
	Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆		
	Fahrwerk mit 4 HD-Federelementen, für hohen Fahrkomfort		◆	
	Korb, vorn, abnehmbar	◆	◆	

SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)				
SITZOPTIONEN				
ZBI518274	Haltegurt mit Schnappverschluss			113,00
ZBI521980	Sitzlifter, Einbausatz (12cm), (nicht bei Comet®Ultra) (NC:Sitzfederung)			1034,00
ZBI528986	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			189,00
ZBI528987	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			189,00
ZBI528988	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			189,00
ZBI522459	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)			189,00
ZBI522460	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)			189,00
ZBI522461	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)			189,00
ZUBEHÖR (beigelegt)				
MOBILTELEFON				
API637917	USB-Adapter			104,00
API637912	Halterung für Mobiltelefon			64,00
HALTER				
ZBI528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (wird eine Heckmarkierungstafel angebracht, ist die Montage des Stockhalters ausschließlich rechts möglich)			102,00
ZBI553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter			299,00
ZBI521594	Getränkehalter			105,00
RAMMSCHUTZ				
ZBI528298	Rammschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			99,00
API638967	Rammschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial			99,00
PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL				
ZBI543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln			39,00
BEHÄLTER UND KÖRBE				
API637910	Wertsachenbox, abschließbar, Schwarz, zur Montage vorne (NC: XL-Korb)			269,00
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)			99,00
WIND- UND WETTERSCHUTZ				
ZBI543160	Windschild			119,00
ZBI518240	Abdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Schmutz			179,00
ZBI521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Regen und Schmutz (nicht für Comet®Ultra)			99,00
SONSTIGES				
ZBI521644	Ladeadapterkabel zum Aufladen von ausgebauten Batterien (z. B. im Winter)			169,00
SPI541502	Verlängerungsstange (erforderlich für Zubehör bei Comet®Ultra)			0,00
ZBI521592	Warnweste			29,00
Weitere Zubehöre finden sie in unserem online Ersatzteil & Zubehörkatalog auf www.invacare.ch				
BEMERKUNGEN				