



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Red® **Dahlia® 45°**



Benutzergewicht: **max. 135 kg**

Grundpreis: 5606,00

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten =	kg	Preis
BXA0015	Red® Dahlia® 45°			5606,00
BXA8000	Sonderbau			auf Anfrage
ANTRIEBSVERSION				
BXA0020	16" Transiträder für Trommelbremse (nur mit pannensicherer Bereifung), (NC: SH 400-450 mm, Einhandbremsen)			111,00
BXA0035	20", 22", 24" mit Standard-Radnabe (NC: + 100 mm Sitz- und Rückenbreitenverstellung, SH 500 mm)			◆
BXA0042	Doppelgreifreifen rechts (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (NC: SH 350 - 430 und 500 mm, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung, 16" oder 20" Hinterräder, Anbauhalterung Viamobil)			1.063,00
BXA0044	Doppelgreifreifen rechts (Hinterradbefestigung mit Steckachse), (NC: SH 350 - 430 und 500 mm, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung, 16" oder 20" Hinterräder, Anbauhalterung Viamobil)			1.063,00
SITZ				
SITZBREITE				
BXA0050	390 mm (NC: Anbauhalterung Viamobil)			<input type="radio"/>
BXA0060	440 mm			<input checked="" type="radio"/>
BXA0070	490 mm			<input type="radio"/>
SITZBREITENVERSTELLUNG				
BXA0080	+ 50 mm			◆
BXA0090	+ 100 mm (NC: Einhandbremse)			<input type="radio"/>
BXA0100	Ohne Sitzbreitenverstellung (NC: Rückenbreitenerweiterungen)			<input type="radio"/>
SITZTIEFE				
BXA0110	430 - 500 mm			◆
SITZHÖHE (bitte die nachfolgende Tabelle beachten für die Wahl der passenden Radausführungen)				
BXA0120	350 mm (NC: zentrale Beinstütze)			<input type="radio"/>
BXA0130	380 mm (NC: zentrale Beinstütze)			<input type="radio"/>
BXA0140	400 mm (NC: zentrale Beinstütze)			<input type="radio"/>
BXA0150	430 mm (NC: zentrale Beinstütze)			<input type="radio"/>
BXA0160	450 mm			<input type="radio"/>
BXA0170	480 mm			<input type="radio"/>
BXA0180	500 mm (NC: Einhandbremsen, Beinstützenoberteile 90° abschwenkbar)			<input type="radio"/>

		Sitzhöhe in mm						
Hinterräder		350	380	400	430	450	480	500
16"		✓	✓	✗	✗	✗	✓	
20"		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
22"		✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
24"		✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Vorderräder								
4"		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5"		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
5,5"		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
6"		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
8"		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
BESCHRÄNKUNG DES SITZWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)								
BXA0190	Reduzierter Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 30°							○
BXA0200	Voller Sitzwinkel: Positiver Sitzwinkel bis 45°							◆
BESCHRÄNKUNG DES RÜCKENWINKELS (bitte Tabelle am Ende des Anpassbogens beachten)								
BXA0203	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 10°							○
BXA0205	Reduzierter Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 20°							○
BXA0207	Voller Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 30°							◆
SITZTYP								
BXA0210	Tiefenverstellbar 430-500 mm							◆
SITZKISSEN								
BXA0230	Sitzkissen Flo-shape							◆
BXA0280	Ohne Sitzkissen (nur Sitzplatte)							-38,00
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.								
SITZPOLSTERUNG								
BXA0290	Schwarz Velours							○
BXA0300	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material							◆
BXA0305	Schwarz atmungsaktiv							○
RÜCKEN								
RÜCKENAUSFÜHRUNG								
RÜCKENROHRE								
BXA0310	Gebogen (nur für <i>Invacare® Matr^x</i> -Rücken) (NC: Rückenbreitenerweiterung + 50 mm, Schiebegriffe 0550)							○
BXA0320	Gerade (für Flex3 und <i>Invacare® Matr^x</i> -Rücken)							◆
Gelenk für Rückenbreitenerweiterung								
BXA0330	+ 50 mm (NC: Invacare Matr ^x Elite E2/E2 Deep Rücken, + 100 mm Rückenbreitenerweiterung, elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung)							○
BXA0340	Ohne Gelenk für Rückenbreitenerweiterung							◆
INVACARE MATRX POSITIONIERUNGSRÜCKEN								
NC für alle <i>Invacare® Matr^x</i> Positionierungsrücken: Rückenbreitenerweiterungen, Schiebegriffe mit Bügel ohne Kopfstützenaufnahme, Halterungen für Kopf- und Nackenstütze, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile, Bodypoint Pivotfit Schultergurte								
BXA0350	<i>Invacare® Matr^x Elite E2</i> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt							1.118,00
BXA0360	<i>Invacare® Matr^x Elite E2 Deep</i> , inkl. montierter 2-Punkt-Befestigung, Rücken beigelegt							1.308,00
RÜCKEN FLEX 3								
BXA0390	Flex3 Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar (NC: Überzüge für Ergorücken, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Rea-Aufnahme, laterale Positionierungspads)							◆
BXA0400	Flex 3 Ergorücken, anpassbar und umdrehbar, Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomisch geformte Rückenrohre für zwei versch. Körpertypen (NC: +100 mm Rückenbreitenerweiterung, Schiebegriffe mit Bügel inkl. Rea-Aufnahme)							289,00
BXA0410	Rückenrohre ohne Rückenpolster, nur mit Schiebegriffe mit Bügel ohne Aufnahme für Kopfstütze (NC: Rückenbreitenerweiterungen, Überzüge für Ergorücken, Rückenkissen, Rückenpolsterungen, Kopfstützen, Seitenpelotten, Seitenpelottenbefestigung, laterale Positionierungspads, Rückeneinlegekeile)							○
BEI WAHL EINES <i>Invacare® Matr^x</i>-POSITIONIERUNGSRÜCKENS BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENHÖHE AUSWÄHLEN:								
BXA0413	410 mm							○
BXA0415	460 mm							○
BXA0417	510 mm							○



0390



0400

**BEI WAHL EINES INVACARE MATRIX POSITIONIERUNGSRÜCKEN BITTE GEWÜNSCHTE RÜCKENBREITE AUSWÄHLEN:
(BITTE NEBENSTEHENDE TABELLE BEACHTEN)**

BXA0421	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		<input type="radio"/>
BXA0422	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		<input type="radio"/>
BXA0423	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		<input type="radio"/>
BXA0424	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		<input type="radio"/>
BXA0425	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		<input type="radio"/>
BXA0426	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		<input type="radio"/>

Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrix Rücken					
	380	410	430	460	480	510
390	✓	✓	X	X	X	X
440	X	✓	✓	✓	X	X
490	X	X	X	✓	✓	✓

RÜCKENBREITENERWEITERUNG FLEX 3

BXA0420	+ 50 mm		<input type="radio"/>
BXA0430	+ 100 mm (NC: Einhandbremse)		<input type="radio"/>
BXA0440	Ohne Rückenbreitenerweiterung		◆

RÜCKENBEZUG / -KISSEN

BXA0450	Überzug für Ergorücken		124,00
BXA0460	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: laterale Positionierungspads)		◆
BXA0470	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung), (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads)		212,00
BXA0480	Rückenkissen Passad 2 (mit Schulterstütze, NC: laterale Positionierungspads)		255,00
BXA0510	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-55,00
BXA0515	XL-Überzug für Ergorücken (Überzug wird eine Nummer größer als gewählte Sitzbreite geliefert)		<input type="radio"/>



RÜCKENPOLSTERUNG

BXA0520	Schwarz Velours		<input type="radio"/>
BXA0530	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆
BXA0535	Schwarz atmungsaktiv		<input type="radio"/>



SCHIEBEGRIFFE

BXA0540	Schiebebügel, winkeleinstellbar		256,00
BXA0550	Schiebegriffe		<input type="radio"/>
BXA0560	Schiebegriffe mit Bügel, ohne Aufnahme für Kopfstütze		◆
BXA0570	Schiebegriffe mit Bügel, inkl. Aufnahme für Rea Kopf- und Nackenstütze		64,00



SITZEINHEIT

SITZWINKELVERSTELLUNG

BXA0580	Sitzwinkerverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson per Hand)		◆
BXA0595	Elektrische Sitz- und Rückenwinkerverstellung (NC: zentrale Beinstütze, Anbauhalterung für Viamobil, Multifunktionsplattform)		1.109,00

RÜCKENWINKELVERSTELLUNG

BXA0600	Rückenwinkerverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)		◆
BXA0620	Rückenwinkerverstellung über Feststellschraube		<input type="radio"/>

BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN

EINTEILIGE BEINSTÜTZE

BXA0630	Zentrale Beinstütze inkl. Wadenpolster und Fußplatte (NC: Beinstützenaufnahme hoch, Beinstützenaufnahme 90°, einteiliges Fußbrett, Fußplatten, Abduktionskeil, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband, Bodypoint Ankle Huggers, Klinik-Kit)		436,00
---------	--	--	--------





BEINSTÜTZENAUFNAHME





BXA0640	Niedrig, Standard		◆
BXA0650	Hoch, für lange Beinlängen (+50 mm)		<input type="radio"/>
BXA0655	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteile 80° und 90°, Amputationsbeinstütze)		<input type="radio"/>


BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS



BXA0660	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar inkl. Wadenpolster und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenband für einteiliges Fußbrett)		◆
BXA0670	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwengbar, links, Alu 2003		<input type="radio"/>
BXA0680	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwengbar, links, Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem Einsteckrohr, links (NC: 8" Vorderräder)		<input type="radio"/>
BXA0690	Amputationsbeinstütze, links, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		420,00




BXA0700	Ohne Beinstütze, links (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten links, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		-60,00	<p>0710</p> <p>0690/0740</p> <p>0760/0770</p> <p>Fußplatte fest</p> <p>Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil</p> <p>Fußplatte verstellbar für hochschwenkbare Beinstützenoberteil</p>
BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS				
BXA0710	Beinstützenoberteil waagrecht hochstellbar inkl. Wadenpolster und Kniepolster; rechts (NC: einteiliges Fußbrett mit kurzem Einsteckrohr; Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr; Wadenband für einteiliges Fußbrett)		◆	
BXA0720	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwenkbar; rechts, Alu 2003		○	
BXA0730	Beinstützenoberteil 90°, nach außen und innen abschwenkbar; rechts, Alu 2003, nur mit tiefen- und winkeleinstellbarer Fußplatte mit kurzem insteckrohr; rechts (NC: 8" Vorderräder)		○	
BXA0740	Amputationsbeinstütze, rechts, Alu 2008 (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		420,00	
BXA0750	Ohne Beinstütze, rechts (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten rechts, Schutzbezug für Fußauflagen, gepolstertes Wadenband)		-60,00	
EINTEILIGES FUSSBRETT (NC: BODYPOINT ANKLE HUGGERS)				
BXA0760	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar; kurzes Einsteckrohr		239,00	
BXA0770	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar; langes Einsteckrohr		239,00	
FUSSPLATTEN LINKS				
BXA0800	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BXA0810	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links		○	
FUSSPLATTEN RECHTS				
BXA0840	Fußplatte fest, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BXA0850	Fußplatte tiefen- und winkeleinstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts		○	
ARMLEHNEN				
ARMLEHNEN LINKS				
BXA0860	Armlehne gerade, schmales Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		122,00	
BXA0870	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		◆	
BXA0875	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		167,00	
BXA0880	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		167,00	
BXA0885	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		◆	
BXA0890	Hemi-Armauflage, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		334,00	
BXA0910	Ohne Armlehne, links (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		-60,00	
ARMLEHNEN RECHTS				
BXA0920	Armlehne gerade, schmales Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		122,00	
BXA0930	Armlehne höhenverstellbar, Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		◆	
BXA0935	Armlehne hoch (+55 mm), Standardpolster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		167,00	
BXA0940	Armlehne höhenverstellbar, breites Polster, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		167,00	
BXA0945	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		◆	
BXA0950	Hemi-Armauflage, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		334,00	
BXA0970	Ohne Armlehne, rechts (NC: Polsterung für Seitenteil, Therapietische, Auflagekissen für Therapietisch, wegschwenkbare Therapietische, Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)		-60,00	
ARMLEHNENZUBEHÖR				
BXA0975	Seitenteil verstärkt		73,00	

BXA0980	Polsterung für Seitenteil		50,00	
SITZUBEHÖR				
BXA0990	Inkontinenzbezug		90,00	
BXA1000	Abduktionskeil (NC: 20 mm Sitzplattenerhöhung)		295,00	
BXA1010	Sitzplattenverlängerung für Breite, vorne, hinten oder asymmetrisch (Kit beinhaltet zwei Platten)		105,00	
BXA1020	Sitzplatte um 20 mm erhöht		122,00	
KOPFSTÜTZEN				
BXA1040	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung)		133,00	
BXA1060	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung)		194,00	
BXA1041	Invacare Matr× Elan Standard-Polster (260 mm)		254,00	
BXA1042	Invacare Matr× Elan Standard-Polster (360 mm)		254,00	
BXA1043	Invacare Matr× Elan Nacken-Polster (230 mm)		267,00	
BXA1044	Invacare Matr× Elan Nacken-Polster (310 mm)		267,00	
BXA1045	Invacare Matr× Elan Vierpunkt-Polster (230 x 177 mm)		519,00	
BXA1046	Invacare Matr× Elan Vierpunkt-Polster (280 x 250 mm)		519,00	
HALTERUNGEN FÜR INVACARE MATRX KOPFSTÜTZENPOLSTER				
BXA1047	Invacare Matr× Elan Montagematerial		389,00	
BXA1048	Invacare Matr× Elan erweitertes Montagematerial (mit zusätzlichem Gelenk)		454,00	
BXA1049	Invacare Matr× Loxx Montagematerial		298,00	
KOPFSTÜTZENZUBEHÖR				
BXA1050	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)		50,00	
BXA1070	Nackenstütze höhen- und tiefenverstellbar		◆	
BXA1090	Klinik-Kit für Kopf- / Nackenstütze		○	
RÜCKENZUBEHÖR				
BXA1100	Seitenpelotte vielfach einstellbar, links ¹⁾		252,00	
BXA1110	Seitenpelotte vielfach einstellbar, rechts ¹⁾		252,00	
BXA1120	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, links ¹⁾		268,00	
BXA1130	Seitenpelotte vielfach einstellbar, nach oben verlängert, rechts ¹⁾		268,00	
BXA1140	Seitenpelotte Standard, links ¹⁾		133,00	
BXA1150	Seitenpelotte Standard, rechts ¹⁾		133,00	
BXA1180	Seitenpelotte wegschwenkbar, links ¹⁾		241,00	
BXA1190	Seitenpelotte wegschwenkbar, rechts ¹⁾		241,00	
BXA1200	Seitenpelotte vielfach einstellbar, wegschwenkbar, links ¹⁾		293,00	
BXA1210	Seitenpelotte vielfach einstellbar, wegschwenkbar, rechts ¹⁾		293,00	
BXA1220	Seitenpelottenbefestigung		○	
BXA1225	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		202,00	
BXA1240	Rückeneinlegekeile (Paar)		45,00	
1) Seitenpelottenbefestigung				
BEINSTÜTZENZUBEHÖR				
BXA1270	Fußplattenverlängerung, links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenober- teil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)		44,00	
BXA1280	Fußplattenverlängerung, rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenober- teil und tiefen- und winkelverstellbarer Fußplatte), (NC: Schutzbezug für Fußauflagen)		44,00	
BXA1290	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○	
BXA1300	Schutzbezug für Fußauflagen		75,00	
BXA1310	Wadenband, gepolstert		44,00	
BXA1311	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		212,00	
BXA1312	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		212,00	
BXA1313	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		212,00	
RAHMEN				
FARBSTREIFEN RAHMEN				
BXA1320	Blau		○	
BXA1330	Silber		◆	
BXA1340	Rot		○	
BXA1350	Champagner		○	



BXA1360	Petroleum-Grün			○
BXA1365	Ohne Farbstreifen			○
VORDERRADBEFESTIGUNG				
BXA1370	Fest			◆
VORDERRÄDER				
BXA1395	100x30 (4") weich, Schwarz			○
BXA1400	125x27 (5") mittelhart, Schwarz			○
BXA1415	140x40 (5,5") weich, Schwarz			○
BXA1435	150x30 (6") mittelhart, Schwarz			○
BXA1455	200x30 (8") pannensicher, Schwarz			○
BXA1465	200x32 (8") Luftbereifung, Schwarz			○
BXA1475	200x45 (8") pannensicher, Schwarz			◆
HINTERRADGRÖSSE				
BXA1505	20", mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt), (NC: 1 3/8" pannensichere Bereifung, Greifreifen Edelstahl)			○
BXA1515	20", mit Steckachse (nur mit Hinterradausführung verstärkt (NC: 1 3/8" pannensichere Bereifung, Greifreifen Edelstahl)			○
BXA1525	22", mit Steckachse (NC: Greifreifen Edelstahl)			○
BXA1535	24", mit Steckachse			◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
BXA1542	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (nur mit Greifreifen Aluminium)			◆
BXA1544	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		218,00	
BXA1546	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)		401,00	
BXA1548	Hinterrad für Doppelgreifreifen (schwarze Nabe, verzinkte Speichen, mit Doppelgreifreifen), (NC: 1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Hand- und Speichenschutz)			○
HINTERRADBEREIFUNG				
BXA1565	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz			○
BXA1585	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz			◆
BXA1595	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz			○
GREIFREIFEN				
BXA1610	Aluminium			◆
BXA1620	Kunststoffbezogen		200,00	
BXA1630	Edelstahl (nur mit 24" Hinterrad)		167,00	
RADZUBEHÖR				
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ				
BXA1670	Hand- und Speichenschutz, gefrostet		233,00	
SICHERHEIT				
BREMSEN				
BXA1680	Standardbremse			◆
BXA1685	Einhandbremse links		460,00	
BXA1687	Einhandbremse rechts		460,00	
SICHERHEITZUBEHÖR				
BXA1690	Haltegurt		110,00	 1690
BXA1691	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		116,00	
BXA1692	Bodypoint Positionierungsgurt 2-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		125,00	
BXA1693	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe M		150,00	
BXA1694	Bodypoint Positionierungsgurt 4-Punkt mit Druckknopf-Verschluss, Größe L		156,00	
BXA1696	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe M (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		217,00	
BXA1697	Bodypoint Pivotfit Schultergurt, Größe L (nur mit Elite E2/ Elite E2 Deep Rücken oder Kopf-/ Nackenstütze)		229,00	
ZUBEHÖR				
BXA1710	Therapietisch inkl. Montagekit		324,00	 1710
BXA1715	Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Montagekit für Therapietisch)		324,00	
BXA1716	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)		324,00	



BXA1717	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Montagekit für Therapietisch)	324,00
BXA1730	Wegschwenkbarer Therapietisch (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)	491,00
BXA1735	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster (NC: Verriegelung für Therapietisch, Montagekit für Therapietisch)	491,00
BXA1720	Auflagekissen für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)	167,00
BXA1725	Polster für halbseitigen Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)	66,00
BXA1740	Verriegelung für Therapietisch (NC: Montagekit für Therapietisch)	39,00
BXA1750	Montagekit für Therapietisch	32,00
BXA1770	Anbauhalterung Viamobil (NC: Stockhalter, Ankipphilfe, Halterung für Beatmungsgerät)	402,00
BXA1800	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben)	77,00
BXA1810	Aufnahme für Haltegurt, Paar (befestigt am Sitz vorne)	62,00
BXA1820	Aufnahme für Haltegurt (befestigt am Rücken, oben)	62,00
BXA1830	Ankipphilfe (NC: Halterung für Beatmungsgerät)	◆
BXA1850	Transportbefestigungskit	44,00
BXA1860	Halterung für Beatmungsgerät	368,00
BXA1880	Infusionsständer	77,00
BXA1890	Kit zur Reduzierung von Sitz- und Rückenwinkel	66,00

Sitzhöhe	Hinterradgrößen	Mögliche Vorderräder	Std. Sitzwinkelverstellung bis:	Std. Rückenwinkelverstellung bis	max. erzielbare Sitzwinkelverstellung*	Max. erzielbare Rückenwinkelverstellung**
350mm	16"	4"	45	30	45	30
	20"	4"	30	30	30	30
380mm	16"	5"	45	30	45	30
	20"	5"	45	10	45	30
	22"	5"	30	30	30	30
400mm	20"	5.5", 6"	45	30	45	30
430mm	20"	5.5", 6"	45	30	45	30
	22"	5.5", 6"	45	30	45	30
450mm	22"	5.5", 6"	45	30	45	30
	24"	5.5", 6"	45	30	45	30
480mm	16"	5.5", 6", 8"	45	30	45	30
	24"	5.5", 6", 8"	45	30	45	30
500mm	16"	8"	45	30	45	30

*Die maximal erzielbare Sitzwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Rückenwinkels

**Die maximal erzielbare Rückenwinkelverstellung ist erreichbar über eine Reduzierung des Sitzwinkels

BEMERKUNGEN