

e-fix[®]**INVACARE**
Yes, you can.[™]

2025



- Standard
 Optionsfeld

Pflicht-Felder: ¹⁾
Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

- BESTELLUNG
 KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsadresse (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr.

Firma

Straße

PLZ/Ort

Auftragsbestätigung per Mail an:

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma

Straße

PLZ/Ort

Auftragsart

- Selbstanbau ²⁾ (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)
 Anbau bei Invacare in Aesch DLI0020 390,00 CHF

- e-fix E35** 1566293 **10.500,00 CHF**
- Standard Antriebsräder (für Personengewicht von 120 kg) 0,00 CHF
1566295
Größe Antriebsrad ³⁾ 22" 24"
- 14" Antriebsrad mit PU-Inlay 80,00 CHF
 14" Antriebsrad mit Luftbereifung 160,00 CHF
 Akku-Pack 5,85 Ah 00,00 CHF
 e-fix E35 inkl. Akku-Pack 7,35 Ah 1566301 10.800,00 CHF

vorhandener Radsturz mit Grad

Angaben zum Rollstuhl

Rollstuhlhersteller (z. B. Invacare)

Modell (z. B. Action 4)

Baujahr

Variante (z. B. Hemi)

Trommelbremsen ⁴⁾ Ja Nein
↳ Achtung: Trommelbremsen müssen entfernt werden!

- Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit IVC Kundenservice)
 Radstandsverlängerung vorhanden

Vorhandene Radposition

- 1 = hinten
 2 = mittig
 3 = vorne

**Wichtiges Zubehör**

- Halterung zur Montage am Rollstuhl 1457771 540,00 CHF - muss immer bestellt werden!
 Kippstützen mit Aufbockfunktion 1593206 (Paar) 556,00 CHF

Versandart Standard

Kommission

- e-fix E36** 1566302 **11.700,00 CHF**
- Verstärkte Antriebsräder (für Personengewicht von 160 kg) 0,00 CHF
Größe Antriebsrad ⁴⁾ 24"
- Akku-Pack 7,35 Ah 0,00 CHF

Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen)

Sitzhöhe hinten (Unterkante Bespannung gemessen)

Anbau Bediengerät

- Links (statt rechts) Rechts
 Rechts und Links (umsteckbar) 1457739 130,00 CHF

Anbau Bediengerätehalterung

- Rahmenrohr
 Seitenteil/Armauflage **Genauere Benennung**

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

- Standard
- Optionsfeld

Zubehör Bediengerät

Allgemein

<input type="checkbox"/> Mobility Plus Package	1591926	503,00 CHF
<input checked="" type="checkbox"/> Schwenkarm	1593361	inbegriffen
<input type="checkbox"/> Schutzbügel	1565836	103,00 CHF
<input type="checkbox"/> Schlüssel Wegfahrsperr	1456776	40,00 CHF
<input type="checkbox"/> Programmierschlüssel (Service) rot	1565835	33,00 CHF
<input type="checkbox"/> Sticker Set „Kids“	1594608	55,00 CHF

Joystickaufsatz

<input type="checkbox"/> Aufsatz Spezial Ø 40 mm	1565669	40,00 CHF
<input type="checkbox"/> Aufsatz Soft Ø 70 mm	1566196	40,00 CHF
<input type="checkbox"/> Aufsatz Tetragabel	1591586	246,00 CHF

Bedienhilfe Geschwindigkeitsvorwahl

<input type="checkbox"/> Aufsatz, vergrößert	1566197	108,00 CHF
--	---------	------------

Montage Bediengerät

Halterung Bediengerät als Begleitsteuerung

(nur bei Rollstuhl mit geeigneten Schiebegriffen)

<input type="checkbox"/> Rechts	1457754	366,00 CHF
<input type="checkbox"/> Links	1457755	366,00 CHF
<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff <input type="checkbox"/> Schiebestange	 mm

Halterung Bediengerät für vorhandenen Therapietisch

(Bediengerät herausnehmbar)

<input type="checkbox"/> Einbaurahmen Therapietisch	1566206	420,00 CHF
---	---------	------------

Therapietisch inkl. Halterung Bediengerät

(Bediengerät mittig eingebaut)

<input type="checkbox"/> Für SB 38–46 cm	1566207	721,00 CHF
<input type="checkbox"/> Für SB 46–54 cm	1566208	721,00 CHF

Intuitive Begleitsteuerung

<input type="checkbox"/> Bedieneinheit intuitive Begleitsteuerung	1566165	812,00 CHF
<input type="checkbox"/> Adapterkabel intuitive Begleitsteuerung	1566177	267,00 CHF
<small>(in Verbindung mit Bedieneinheit 0,00 CHF)</small>		
<input type="checkbox"/> Montagebügel Adapterkabel	1566472	63,00 CHF
<small>(für Rollstühle mit geschlossenem Rücken empfohlen)</small>		
<input type="checkbox"/> Zusatzgriff intuitive Begleitsteuerung	1566166	95,00 CHF
<small>(zur optimalen Bedienung empfohlen)</small>		
<input type="checkbox"/> Halterung intuitive Begleitsteuerung	1489217	(Paar) 282,00 CHF
<small>(in Verbindung mit Neugerät 0,00 CHF)</small>		

Zubehör Akku-Pack

<input type="checkbox"/> Wechselakku 5,85 Ah (216 Wh)	1565639	824,00 CHF
<input type="checkbox"/> Wechselakku 7,35 Ah (265 Wh)	1566153	1.124,00 CHF
<input type="checkbox"/> Transporttasche für Wechselakku	1566168	156,00 CHF
<small>(in Verbindung mit Wechselakku 0,00 CHF)</small>		
<input type="checkbox"/> Befestigungsset für Transporttasche	1566169	55,00 CHF
<input type="checkbox"/> Montageset Akku an Kreuzstrebe	1566367	382,00 CHF
<input type="checkbox"/> Montageset Akku an Querrohr	1566163	382,00 CHF

Zubehör Antriebsrad

Speichenschutz

<input type="checkbox"/> 22" Rad, Dekor „Alber“	1566201	(Paar) 140,00 CHF
<input type="checkbox"/> 22" Rad unbedruckt	1566203	(Paar) 178,00 CHF
<input type="checkbox"/> 24" Rad, Dekor „Alber“	1566670	(Paar) 140,00 CHF
<input type="checkbox"/> 24" Rad unbedruckt	1566666	(Paar) 178,00 CHF
<input type="checkbox"/> Speichenschutz 22" mit Sticker Set "Kids" 1594609		(Paar) 187,00 CHF
<input type="checkbox"/> Speichenschutz 24" mit Sticker Set "Kids" 1594607		(Paar) 187,00 CHF

Bedienhilfe Antriebsrad

<input type="checkbox"/> Set für ein Antriebsrad	1566179	(Stück) 320,00 CHF
<input type="checkbox"/> Set für zwei Antriebsräder	1566178	(Paar) 640,00 CHF

Achsumbau der manuellen Räder ^{4) 5)} (kompatibel mit e-fix Halterung)

<input type="checkbox"/> Umbau Steckachsen auf Ø 1/2"	1521191	(Paar) 351,00 CHF
<small>(Umbau Trommelbremse nicht möglich, Preis kann in Einzelfällen abweichen)</small>		

Manuelle Räder ^{3) 4)} (kompatibel zu e-fix, komplett)

<input type="checkbox"/> Rad-Set 22" x 1 3/8" inkl. 1/2" Steckachsen 1520119	(Paar)	465,00 CHF
<input type="checkbox"/> Rad-Set 24" x 1 3/8" inkl. 1/2" Steckachsen 1520072	(Paar)	465,00 CHF

Sonstiges

<input type="checkbox"/> Externe Ladebuchse (inkl. Clip)	1566177	206,00 CHF
<input type="checkbox"/> Opti-Box	1566184	572,00 CHF
<small>(Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Funktionen)</small>		
<input type="checkbox"/> Halterung Opti-Box	1591597	121,00 CHF
<input type="checkbox"/> Externer Ein/Aus-Schalter (Buddy Button)	1467958	220,00 CHF
<small>(nur in Verbindung mit Opti-Box)</small>		
<input type="checkbox"/> Speed-Stop/Speed-Limit-Schalter	1467698	141,00 CHF
<small>(notwendig zur Kombination von e-fix mit Aufsteh-/Liftstühlen, nur in Verbindung mit Opti-Box)</small>		
<input type="checkbox"/> Bremsverbreiterungssatz	1467780	77,00 CHF
<small>(je nach Rollstuhltyp erforderlich)</small>		

Datum / / Unterschrift Besteller

Stand 01.01.2025.V03. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusive Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alber GmbH, Änderungen vorbehalten.

- 1) Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- 2) Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
- 3) Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-fix verwendet werden, müssen diese mit 1/2" Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1 3/8" ausgerüstet sein.
- 4) Evtl. vorhandene Trommelbremsen müssen abmontiert werden, da nicht kompatibel mit e-fix Antriebsrädern. Einsatz von Standard-Hebelbremsen vorgeschrieben.