

Invacare® **Leo**® CE

Benutzergewicht: **max. 136 kg**

**Grundpreis: ab 3.448,00 CHF**

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert    ◆ Standard-Option    ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Nutzergewicht = Beschreibung	kg	CHF
1585465	Invacare® Leo® 4-Rad Scooter, 6 km/h, Silber		<b>3.550,00</b>
1676162	Invacare® Leo® 4-Rad Scooter, 8 km/h, Blau		<b>3.448,00</b>
1676163	Invacare® Leo® 4-Rad Scooter, 8 km/h, Rot		<b>3.448,00</b>
	Lieferumfang:		
	Sitz drehbar, mit abklappbarer Rückenlehne inkl. Kopfstütze	◆	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar und breiteneinstellbar	◆	
	Lenksäule, stufenlos einstellbar	◆	
	Bedienpult mit hervorgehobenen Tasten, Tastenquittungston, Ladestandsanzeige	◆	
	Ladestandsanzeige	◆	
	Ergonomischer Lenker	◆	
	Feststellbremse (nur bei Art. Nr. 1649108)	◆	
	Leuchstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	
	Leistungsstarker Antrieb mit 2-stufiger Entkupplung	◆	
	2 x 40 Ah Batterie	◆	
	Ladegerät 5 A	◆	
	Luftbereifung mit 10"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	
	Korb vorn, abnehmbar, schwarz	◆	
	Rückspiegel links	◆	
	Sitzfederung (Sitzhöhe 535 mm)	◆	
	Ohne Werkzeug in 5 Teile zerlegbar	◆	
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
<b>HALTEGURT</b>			
API509362	Haltegurt mit Schnappverschluss		113,00
<b>RÜCKSPIEGEL</b>			
API518241	Rückspiegel rechts		39,00
<b>ZUBEHÖR (beigelegt)</b>			
<b>HALTER</b>			
API528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts		102,00
API553851	Halter für Rollator / Gehgestell		299,00
API521594	Getränkehalter		105,00
<b>PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL</b>			
API543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln		69,00
<b>BEHÄLTER UND KÖRBE</b>			
API505727	Grosser Einkaufskorb, hinten		98,00
<b>WIND- UND WETTERSCHUTZ</b>			
API543160	Windschild		92,00
API509434	Abdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Schmutz		108,00
	<b>Summe</b>		

