

Invacare® Action^{®3}_{NG}
Lagervariante

IV-Leistungsnr. 20.108.004

Benutzergewicht: **max. 125 kg****Grundpreis: 1.910,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	CHF
	Beschreibung	
	Invacare® Action ^{®3} _{NG} Lagervariante	1.910,00
	Basisausstattung: Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar; 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwengbar, hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Nr. 2 Desk abnehmbar und abschwengbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher, Hinterräder 24", Hinterradausführung Standard oder für Trommelbremse, pannensichere Bereifung, Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.	

VARIANTENÜBERSICHT

	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.	Anzahl	CHF
Action^{®3}_{NG} Lagervariante Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Standardbremse	380 mm	BZI548406-A3		1.910,00
		405 mm	BZI534922-A3		
		430 mm	BZI534923-A3		
		455 mm	BZI534924-A3		
		480 mm	BZI534925-A3		
		505 mm	BZI534926-A3		
	Trommelbremse	380 mm	BZI534910-A3		2.383,00
		405 mm	BZI534911-A3		
		430 mm	BZI534912-A3		
		455 mm	BZI534913-A3		
		480 mm	BZI534914-A3		
		505 mm	BZI534915-A3		

ZUBEHÖR

	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts	297,00
	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links	297,00
	Sitzkissen	76,00
	Beckengurt mit Klippverschluss	◆
	Kippschutz, Paar	◆
	Passive Beleuchtung	◆
	Stockhalter	◆



I430

Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.

	Summe	
--	--------------	--