

Invacare® **Action^{®4}_{NG} Heavy Duty** CE

IV-Leistungsnr. 20.108.008

Benutzergewicht: **max. 160 kg****Grundpreis: 2.528,00 CHF**


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	CHF
CKG0026	Invacare® Action^{®4}_{NG} Heavy Duty		2.528,00
CKGSPEC	Sonderbau		auf Anfrage
ALBER ZUSATZANTRIEBE			
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CKG0080	Halterung Alber Viamobil 25 (NC: Anti-Kippräder, Ankipphilfe, Stockhalter, Halter für Sauerstoffflaschen)		648,00
ANTRIEBSVERSION			
CKG0100	Greifreifenantrieb		◆
SITZ			
SITZBREITE			
CKG0170	505 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe		◆
CKG0171	555 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Therapietisch)		○
CKG0172	605 mm Sitzbreite inkl. Rückenstrebe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen oder Nylon gepolstert (NC: Sitztiefe 400 mm, Therapietisch)		○
SITZTIEFE			
CKG0180	400 mm Sitztiefe		○
CKG0190	450 mm Sitztiefe		○
CKG0195	500 mm Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		170,00
CKG0200	400 - 450 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		◆
CKG0201	450 - 500 mm einstellbare Sitztiefe, nur mit Sitzpolster Nylon mit Klettstreifen		
SITZHÖHE			
CKG0210	510 mm Sitzhöhe		○
CKG0220	485 mm Sitzhöhe		○
CKG0230	460 mm Sitzhöhe		○
SITZPOLSTER			
CKG0280	Nylon ohne Klettstreifen		○
CKG0290	Nylon mit Klettstreifen		◆
CKG0295	Nylon gepolstert		○
CKG0297	Mistral 2 Sitzkissen inkl. Nylonsitzgurt		196,00
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK			
CKG0330 +0304	Fester Rücken 7° Lumbaltnick, höhenverstellbar von 380 bis 460 mm, feste Schiebegriffe		◆
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKELVERSTELLBAR 0 - 30° (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipp Räder)			
CKG0333	Gasdruckfeder; Rücken höhe 390/410/430 inkl. Rückenstrebe, feste Schiebegriffe, nur mit Radstandsverlängerung (NC: Standard-Rückenpolster)		684,00
RÜCKENPOLSTER			
CKG0360	Standard, fest (Jemima)		◆
CKG0370	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbander, Standard-Überwurf		286,00




BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN					
Ohne Beinstütze					
CKG0380	Rechts		-29,00		
CKG0430	Links		-29,00		
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband					
CKG0390/0490	Rechts		◆	 0390 / 0440  0490 / 0510	
CKG0440/0510	Links		◆		
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, Wadenband)					
CKG0400/0490	Rechts		297,00	 0400 / 0450  0420 / 0470  0491	
CKG0450/0510	Links		297,00		
Amputationsbeinstütze					
CKG0420	Rechts		298,00		
CKG0470	Links		298,00		
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE					
CKG0491	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar		328,00		
ARMLEHNEN					
Armlehnen Nr. 1 „RIO“, abnehmbar, Paar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz				 0520 / 0580	
CKG0520/0580	Desk (NC: Therapietisch)		◆		
Armlehnen Nr. 4, abnehmbar, Paar, Armlehne und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, 210 - 345 mm, in Schwarz					
CKG0533/0593	Desk (NC: Therapietisch)		228,00	 0533 / 0593  0536 / 0596	
CKG0536/0596	Lang		228,00		
INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)					
CKB0654	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		73,00	 0654	
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN					
CKG0701	Sitztiefe 400 mm		○		
CKG0702	Sitztiefe 450 mm		○		
CKG0703	Sitztiefe 500 mm		○		
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN					
CKG0760	Einstellbares Wadenband		○		
CKG0785	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		○		
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.					
RAHMENFARBEN					
CKG0801	Schiefergrau		◆	 0870	
CKG0804	Perlweiß		○		
CKG0806	Grün-Metallic		○		
CKG0807	Schwarz-Matt		○		
CKG0811	Rot-Matt		○		
CKG0815	Türkis-Blau		○		
CKD0816	Marineblau		○		
CKD0817	Violett		○		
CKG0820	Schwarz-Metallic		○		
CKG0821	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)		auf Anfrage		
VORDERRÄDER					
CKG0870	8" x 2" pannensicher, Schwarz		◆		
VORDERRADGABELN					
CKG0930	Höhen- und winkelverstellbare Vorderradgabelaufnahme (3 Positionen)		◆		
HINTERRÄDER					
HINTERRADGRÖSSE					
CKG0948	24"		◆	 0972	
HINTERRADAUSFÜHRUNG					
CKG0962	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		◆		
CKG0963	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)		○		


HINTERRADBEREIFUNG			
CKG0972	I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
CKG0974	I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
CKGI020	Greifreifen Aluminium		◆
CKGI030	Greifreifen mit Anti-Rutsch Beschichtung		107,00
HINTERRADACHSE			
CKGI050	Steckachse		◆
HINTERRADPOSITION			
CKGI060	Standard-Hinterradposition, 2 Positionen (NC: Halter für Sauerstoff-Flasche)		◆
CKGI070	Radstandsverlängerung, 2 Positionen		○
RADSTURZ			
CKG01077	Radsturz 0°		◆
LUFTPUMPE			
CKGI090	Luftpumpe mit Halter		21,00
EXTRAS			
CKGI110	Hand- und Speichenschutz (Schwarz)		229,00
BREMSEN			
CKGI120	Druckbremse		◆
CKGI125	Ziehbremse		48,00
CKGI130	Trommelbremse für Begleitperson		394,00
ZUBEHÖR			
CKGI175	Transportbefestigungshaken (NC: Halter für Sauerstoffflasche)		46,00
CKGI190	Beckengurt mit Klippverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		39,00
CKGI189	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		129,00
CKGI192	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		139,00
CKGI193	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		166,00
CKGI194	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		174,00
CKGI195	Anti-Kipprad einfach, rechts montiert (NC: Ankipphilfe rechts)		76,00
CKGI196	Anti-Kippräder einfach, Paar (NC: Ankipphilfe)		160,00
CKGI200	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		206,00
CKGI210	Passive Beleuchtung		◆
CKGI220	Bremshebelverlängerung (Paar)		58,00
CKGI240	Stockhalter		○
CKGI245	Ankipphilfe, rechts		56,00
CKGI246	Ankipphilfe, links		56,00
CKGI252	Halter für Sauerstoff-Flasche (Anti-Kippräder werden empfohlen)		156,00
CKGI270	Therapietisch, aufschiebbar		183,00
	Summe		



0974



1060



1070



1120



1189 / 1192



1193 / 1194



1195



1200



1210



1220



1245 / 1246



1252



1270

BEMERKUNGEN