



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

MOBILER PATIENTENLIFTER CE
 Invacare® **Birdie®EVO** / **Birdie®EVO COMPACT** /
Birdie®EVO (elektrisch) / **Birdie®EVO PLUS** /
Birdie®EVO XPLUS

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

MANUELLE FAHRGESTELLSPREIZUNG:

Invacare **Birdie® EVO** **max. Belastbarkeit: 180 kg**
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung** und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Standard-Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät, 2-Punkt Spreizbügel (450 mm breit) und 100 mm-Rollen für eine Unterfahrbarkeit von 110 mm

Stück	Artikelnummer	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650092	-	3300,00
	1651722	Universalgurt, Gr. M (Art. 60124090)	3480,00
	1651724	Universalgurt, Gr. L (Art. 60124091)	3480,00

Invacare **Birdie® EVO COMPACT** **max. Belastbarkeit: 150 kg**
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung** und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät, 2-Punkt Spreizbügel (450 mm breit) und 100 mm-Rollen für eine Unterfahrbarkeit von 110 mm

Stück	Artikelnummer	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1651719	-	3060,00
	1651720	Universalgurt, Gr. M (Art. 60124090)	3240,00
	1651721	Universalgurt, Gr. L (Art. 60124091)	3240,00

ELEKTRISCHE FAHRGESTELLSPREIZUNG:

Invacare **Birdie® EVO** **max. Belastbarkeit: 180 kg**
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung** und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Standard-Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät, 2-Punkt Spreizbügel (450 mm breit) und 100 mm-Rollen für eine Unterfahrbarkeit von 110 mm

Stück	Artikelnummer	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650096	2-Punkt, 450 mm breit	3780,00

Invacare **Birdie® EVO PLUS** **max. Belastbarkeit: 180 kg**
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung** und Abdeckung der Verstellmotoren, faltbarer Mast, inkl. LINAK JUMBO Care Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, abnehmbarer Akku, integriertes Ladegerät, elektrische und manuelle Notabsenkung, integrierte Kabelführung, Handbedienteil mit Akkuanzeige, innovativ geformtem Spreizbügel, 550 mm breit, patentiertes Schnellwechsel-System SMARTLOCK®, patentiertes Dämpfer-System Slow'R®

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650099	125 mm hinten, 100 mm vorne	4-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel	4020,00

Invacare **Birdie® EVO XPLUS** **max. Belastbarkeit: 210 kg**
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung** und Abdeckung der Verstellmotoren, faltbarer Mast, inkl. LINAK JUMBO Care Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, abnehmbarer Akku, integriertes Ladegerät, elektrische und manuelle Notabsenkung, integrierte Kabelführung, Handbedienteil mit Akkuanzeige, innovativ geformtem Spreizbügel, 550 mm breit, patentiertes Schnellwechsel-System SMARTLOCK®, patentiertes Dämpfer-System Slow'R®

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Akku- leistung	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1656652	125 mm hinten, 100 mm vorne	Standard-Leistung	4-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel	6540,00
	1663511	125 mm hinten, 100 mm vorne	Doppelte Leistung	4-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel	7020,00

**MOBILER PATIENTENLIFTER**

Zubehör für

Invacare® **Birdie®EVO-Modelle**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis
Spreizbügel für fixe Aufhängung			
	API651447-7035	2-Punkt-Spreizbügel (350 mm), fixe Aufhängung	251,00
	API651448-7035	2-Punkt-Spreizbügel (450 mm), fixe Aufhängung	251,00
	API651449-7035	2-Punkt-Spreizbügel (550 mm), fixe Aufhängung	251,00
	API651450-7035	4-Punkt-Spreizbügel (450 mm), fixe Aufhängung	336,00
	API651451-7035	4-Punkt-Spreizbügel (550 mm), fixe Aufhängung	336,00
	API650026	Schutzpolster für 2-Punkt-Spreizbügel, fixe Aufhängung	71,00
	API660511	Schutzpolster-Set für 4-Punkt-Spreizbügel, fixe Aufhängung	131,00
Spreizbügel für SMARTLOCK™ Schnell-Wechselsystem			
	API645731-7035	2-Punkt-Spreizbügel (350 mm), SMARTLOCK	300,00
	API645742-7035	2-Punkt-Spreizbügel (450 mm), SMARTLOCK	300,00
	API645744-7035	2-Punkt-Spreizbügel (550 mm), SMARTLOCK	300,00
	API645747-7035	4-Punkt-Spreizbügel (450 mm), SMARTLOCK	384,00
	API645753-7035	4-Punkt-Spreizbügel (550 mm), SMARTLOCK	384,00
	API650025	Schutzpolster für 2-Punkt-Spreizbügel, SMARTLOCK	71,00
	API660510	Schutzpolster-Set für 4-Punkt-Spreizbügel, SMARTLOCK	131,00
Innovationen			
	API645728	SMARTLOCK®, patentiertes Schnellwechsel-System (Nachrüst-Kit)	180,00
	API646419	Slow'R®, patentiertes Dämpfersystem (Nachrüst-Kit)	180,00
Patientenwaagen			
	API656597	RS300 Medizinische Waage Klasse III, geeicht, für alle Birdie EVO-Modelle mit fixer Aufhängung	1.818,00
	API656598	RS300 Medizinische Waage Klasse III, geeicht, für alle Birdie EVO-Modelle mit SMARTLOCK-Aufhängung	1.818,00
	AP60121103	RS300 Medizinische Waage Klasse III, geeicht mit Adapter für Birdie	1.818,00
	AP60121113	RS300 Medizinische Waage Klasse III, geeicht mit Adapter für Jasmine	1.818,00
	API660530	CR200 Homecare-Waage mit Adapter für Birdie EVO-Modelle, mit fixer Aufhängung	1.140,00
	API660531	CR200 Homecare-Waage mit Adapter für Birdie EVO-Modelle, mit SMARTLOCK- Aufhängung	1.140,00
Sonstiges Zubehör			
	API651334-7016	Hebel für manuelle Fahrgestellspreizung	99,00
	API648551	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (für Birdie EVO und Birdie EVO XPLUS)	72,00
	API648554	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (für Birdie EVO COMPACT)	72,00
Zubehör für LINAK JUMBO Care Kontrollbox beim BirdieEVO PLUS			
	API651491	Wandladegerät für abnehmbaren Akku	348,00
	AP0821283	Netzkabel fürWandladegerät	36,00
	API514573-7035	Zusatzakku, abnehmbar	348,00