



Bestellung

Yes, you can.®

Angebot

Tel. 061 487 70 80 / [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

Invacare® **Matrix®**  
**Contour Visco NG**



Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis  
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Invacare **Matrix Contour Visco NG**

**413,00**

Hohes Formschaumkissen mit viscoelastischen Materialien. Inkl. 2 wasserabweisenden Bezügen, Schwarz.

Für Nutzer mit erhöhtem bis hohem Dekubitusrisiko.

Positionierungsbedarf: ●●●

**Hinweise / Einsatzbereich:**

Hinweise / Einsatzbereich:  
Erhältlich in zwei Härtegraden.  
Max. Nutzergewicht beachten!  
Einsatz in Neurologie, Pädiatrie und Geriatrie. Auch bei Schmerzpatienten.



		Sitzbreite (cm)						
		35,5	38,0	40,5	43,0	45,5	48,0	50,5
Sitztiefe (cm)	40,5		○	○	●	●	●	●
	43,0		○	○	●	●	●	●
	45,5		○	○	●	●	●	●
	53,0	●		●		●		●

Härtegrad

fest

sehr fest

Größe (Breite x Tiefe)	Härtegrad	Benutzer-gewicht	Preis	
380 x 405	fest	40 - 80 kg	413,00	
380 x 430				
380 x 455				
405 x 405				
405 x 430				
405 x 455				
430 x 405	sehr fest	60 - 100 kg		
430 x 430				
430 x 455				
455 x 405				
455 x 430				
455 x 455				
480 x 405		60 - 110 kg		
480 x 430				
480 x 455				
505 x 405				60 - 120 kg
505 x 430				
505 x 455				
355 x 530	60 - 100 kg			
405 x 530	60 - 120 kg			
455 x 530	60 - 130 kg			
505 x 530	60 - 140 kg			

**Optionen**

Bei Auswahl der nebenstehenden Optionen verlängert sich die Lieferzeit auf ca. 10 Arbeitstage

	Breite x Tiefe	
Ersatzbezug, wasserabweisend	x	<b>109,00</b>