



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Orion® METRO** CE

Benutzergewicht: **max. 136 kg**

Grundpreis 5.125,00

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
 Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
1676169	Invacare® Orion®Metro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Silber, bis 136 kg	5.125,00
1676172	Invacare® Orion®Metro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Himmelsblau, bis 136 kg	5.125,00
1676167	Invacare® Orion®Metro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Ahornrot, bis 136 kg	5.125,00
LIEFERUMFANG		
	Standard-Sitz, drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar	◆
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆
	Ergonomischer Lenkgriff	◆
	LED-Display mit hervorgehobenen Tasten und Ladestandsanzeige	◆
	Bremshebel	◆
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment	
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆
WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE		
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆
	2 x 50 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆
	Leuchtstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 11"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆
	Fahrwerk mit Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆
	Korb, vorn, abnehmbar	◆
SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)		
RÜCKSPIEGEL		
SPI637911	Rückspiegel Premium, Paar	199,00
SITZOPTIONEN		
ZBI518274	Haltegurt mit Schnappverschluss	113,00
ZBI528986	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)	189,00
ZBI528987	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)	189,00
ZBI528988	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)	189,00
ZBI522459	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)	189,00
ZBI522460	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)	189,00
ZBI522461	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)	189,00
ZUBEHÖR (beigelegt)		
MOBILTELEFON		
API637917	USB-Adapter	104,00
API637912	Halterung für Mobiltelefon	64,00
HALTER		
ZBI553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter (NC: Sitztasche, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten, Halterung für Sauerstoffflasche)	299,00
ZBI521594	Getränkehalter	105,00
RAMMSCHUTZ		
API638965	Rammschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial	99,00
API638966	Rammschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial	99,00

PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL		
ZBI543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln	39,00
BEHÄLTER UND KÖRBE		
API637910	Wertsachenbox, abschließbar, Schwarz, zur Montage vorne (NC: XL-Korb)	269,00
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)	99,00
ZBI505727	Großer Einkaufskorb für hinten (NC: Sitztasche, Halter für Gehgestell / Rollator, Heckmarkierungstafel, Halterung für Sauerstoffflasche, Wertsachenbox hinten)	98,00
WIND- UND WETTERSCHUTZ		
ZBI543160	Windschild	119,00
ZBI518240	Abdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Schmutz	179,00
ZBI521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Regen und Schmutz	99,00
SONSTIGES		
ZBI521644	Ladeadapterkabel zum Aufladen von ausgebauten Batterien	169,00
ZBI521592	Warnweste	29,00
Weitere Zubehöre finden sie in unserem online Ersatzteil & Zubehörkatalog auf www.invacare.ch		
BEMERKUNGEN		