

Rea® **Azalea® Max** CE

IV-Leistungsnr. 50.108.005  
Benutzergewicht: **max. 180 kg**

**Grundpreis: 8.250,00 CHF**

inkl. Bein- und Kopfstützen


Kunden-Nr.:




Ansprechpartner:


Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	CHF
BSA0010	Rea® <b>Azalea® Max</b>		<b>8.250,00</b>
BSA8000	Sonderbau		auf Anfrage
<b>ANTRIEBSVERSION</b>			
BSA0020	16" Transiträder mit fester Achse inkl. Trommelbremse		
BSA0030	22, 24" mit Standard-Radnarbe (NC: Hinterrad für Trommelbremse)		<input checked="" type="checkbox"/>
BSA0040	22, 24" mit Trommelbremse, Bedienung durch Begleitperson (NC: verstärkte Hinterradausführung)		401,00
<b>SITZ</b>			
<b>SITZBREITE</b>			
BSA0050	550 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
BSA0060	610 mm		<input type="checkbox"/>
<b>SITZBREITENVERSTELLUNG</b>			
BSA0070	+ 50 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
BSA0080	+ 100 mm (nur mit 16" Hinterrädern) (NC: Standardbremse mit verlängertem Arm)		<input type="checkbox"/>
<b>SITZTIEFE</b>			
BSA0090	530 - 600 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZHÖHE</b>			
BSA0100	400 mm, nur mit 5,5" Vorderräder und 22" Hinterräder (NC: Fußplatte lang)		<input type="checkbox"/>
BSA0110	450 mm (NC: 5,5" Vorderräder, 22" Hinterräder)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZTYP</b>			
BSA0120	Tiefenverstellbar		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZKISSEN</b>			
BSA0130	Sitzkissen Visco Top		<input checked="" type="checkbox"/>
BSA0135	Ohne Sitzkissen		-38,00
<b>SITZPOLSTERUNG</b>			
BSA0145	Schwarz Velours		<input type="checkbox"/>
BSA0155	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>			
BSA0160	Ergorücken, anpassbar und umdrehbar; Spannung anpassbar über Klettstreifen, ergonomische geformte Rückenrohre für 2 verschiedene Körpertypen		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RÜCKENBEZUG / KISSEN</b>			
BSA0170	Überzug für Ergorücken, dünn mit Lateralunterstützung		<input checked="" type="checkbox"/>
BSA0180	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung), (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, laterale Positionierungspads)		<input type="checkbox"/>
BSA0190	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-55,00
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>			
BSA0205	Schwarz Velours		<input type="checkbox"/>
BSA0215	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		<input checked="" type="checkbox"/>
BSA0217	Schwarz atmungsaktiv		<input type="checkbox"/>



<b>SCHIEBEGRIFFE</b>				 0230
BSA0220	Schiebegriffe mit Bügel		◆	
BSA0230	Hochgestellte Schiebegriffe, anatomische Griffbreite		77,00	
<b>SITZEINHEIT</b>				
<b>SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG</b>				
BSA0240	Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson), nur mit Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung		◆	
BSA0250	Elektrische Sitz- und Rückenverstellung (NC: 50 mm Rahmenverlängerung)		781,00	
<b>VERRIEGELUNG</b>				
BSA0605	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung über Gasdruckfeder		○	
<b>BEINSTÜTZE / FUSSTÜTZE</b>				
<b>BEINSTÜTZE</b>				 Wadenpolster 0280 / 0290
BSA0260	Beinstützenoberteil hochschwenkbar mit Kniepolster; Wadenpolster separat, vielfach einstellbar und extra verstärkt, Paar		◆	
BSA0270	Ohne Beinstütze		-50,00	
<b>FUSSTÜTZE</b>				
BSA0280	Fußplatte, winkel- und tiefenverstellbar mit Fußplattenverbindung, Paar, kurz		◆	
BSA0290	Fußplatte, winkel- und tiefenverstellbar mit Fußplattenverbindung, Paar, lang		○	
<b>AMPUTATIONSBEINSTÜTZE</b>				
BSA0291	Amputationsbeinstütze links		362,00	
BSA0292	Amputationsbeinstütze rechts		362,00	
BSA0293	Fersenband		○	
<b>ARMLEHNEN</b>				
<b>ARMLEHNE LINKS</b>				 0300 / 0320
BSA0300	Armauflage verstärkt, extra hoch (+60 mm), höhenverstellbar, breites Polster, links		◆	
BSA0310	Ohne Armauflage, links (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		-39,00	
<b>ARMLEHNE RECHTS</b>				
BSA0320	Armauflage verstärkt, extra hoch (+60 mm), höhenverstellbar, breites Polster, rechts		◆	
BSA0330	Ohne Armauflage, rechts (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		-39,00	
<b>ARMLEHNENZUBEHÖR</b>				
BSA0340	Seitenteilbezug		80,00	
BSA0350	Innenkissen für Seitenteilbezug		90,00	
<b>SITZZUBEHÖR</b>				
BSA0360	Inkontinenzbezug		90,00	
<b>RÜCKENZUBEHÖR</b>				 0390      0370  0400  0430
BSA0370	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar		133,00	
BSA0390	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar, mit Kinnunterstützung		194,00	
BSA0380	Hygienebezug für Kopfstütze (NC: Kopfstütze mit Kinnunterstützung)		46,00	
BSA0400	Nackenstütze einstellbar		◆	
BSA0411	Seitenpelotten fest, links		252,00	
BSA0412	Seitenpelotten fest, rechts		252,00	
BSA0413	Seitenpelotten vielfach einstellbar, links		268,00	
BSA0414	Seitenpelotten vielfach einstellbar, rechts		268,00	
BSA0415	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		213,00	
BSA0420	Klinik Kit für Kopfstützen		28,00	
BSA0430	Lordosekissen		21,00	
BSA0440	Rückeneinlegekeile (Paar)		45,00	
<b>RAHMEN</b>				
<b>RAHMENFARBE</b>				
BSA0441	Perlgrau		◆	
BSA0442	Mitternachtsblau		○	
BSA0443	Sandfarben (Special)		○	
BSA0444	Limetten-Grün (Special)		○	

BSA0445	Rot-Metallic (Special)			○	 <p>0450</p>
<b>RAHMENVERLÄNGERUNG</b>					
BSA0450	Rahmenverlängerung 50 mm			167,00	
<b>VORDERRADBEFESTIGUNG</b>					
BSA0460	Fest			◆	
<b>VORDERRÄDER</b>					
BSA0480	140x40 (5,5") weich, Schwarz			○	
BSA0495	200x45 (8") pannensicher, Schwarz			◆	
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>					
BSA0512	16", mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterradausführung für Trommelbremse), (NC: Standardbremse mit verlängertem Arm)			○	
BSA0514	22", mit Steckachse			○	
BSA0516	24", mit Steckachse			◆	
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>					
BSA0522	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)			◆	 <p>0535</p>
BSA0524	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen)			○	
<b>HINTERRADBEREIFUNG</b>					
BSA0535	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz			◆	
<b>GREIFREIFEN</b>					
BSA0540	Aluminium			◆	
BSA0545	Kunststoffbezogen (nur für 22", 24" Hinterräder mit Trommelbremse)			200,00	
<b>RADZUBEHÖR</b>					
<b>HAND- UND SPEICHENSCHUTZ</b>					
BSA0550	Hand- und Speichenschutz, gefrostet			233,00	
<b>SICHERHEIT</b>					
<b>BREMSEN</b>					
BSA0560	Standardbremse			◆	
BSA0561	Standardbremse mit verlängertem Arm (nur für 22" oder 24" Hinterräder)			66,00	
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>					
BSA0570	Beckengurt			110,00	 0570
<b>ZUBEHÖR</b>					
BSA0600	Therapeutisch Plexiglas mit Ellenbogenpolster, inkl. Montageset, verstärkt			447,00	
BSA0620	Klinik-Kit (alternativ zu Inbuss-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)			77,00	
BSA0625	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung			53,00	
	<b>Summe</b>				
<b>BEMERKUNGEN</b>					