

Rea® **Azalea® Minor** CE

Benutzergewicht: **max. 75 kg**

**Grundpreis: 4.837,00 CHF**



Kunden-Nr.:





Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	CHF
BNC0014	Rea® <b>Azalea® Minor</b>		<b>4.837,00</b>
BNC8000	Sonderbau		auf Anfrage
<b>ANTRIEBSVERSION</b>			
BNC0020	16" Transiträder mit fester Achse inkl. Trommelbremse		446,00
BNC0025	22" / 24" Antriebsräder inkl. Standardbremse		<input checked="" type="checkbox"/>
BNC0030	22" / 24" Antriebsräder inkl. Trommelbremse		446,00
<b>RAHMEN</b>			
BNC0037	<b>Minor</b> (-50 mm in Sitztiefe und -30 mm in Rahmenlänge gegenüber <b>Azalea®</b> )		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZ</b>			
<b>SITZBREITE</b>			
BNC0038	340 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZBREITENVERSTELLUNG</b>			
BNC0065	Seitenverstellung + 50 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
BNC0075	Seitenverstellung + 100 mm (nur mit 16" Transiträdern), (NC: SH 400 mm)		<input type="checkbox"/>
<b>SITZTIEFE</b>			
BNC0095	380 - 450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZHÖHE</b>			
BNC0110	400 mm (NC: 24" Hinterräder)		<input type="checkbox"/>
BNC0120	450 mm (NC: 22" Hinterräder)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZWINKEL</b>			
BNC0127	Negativer Sitzwinkel -1° bis +23° (Std. +1° bis +24°), (in Kombination mit Sitzhöhe 400 mm und 22" Hinterrädern ist nur eine eingeschränkte Höheneinstellung der Armlehnen möglich)		<input type="checkbox"/>
<b>SITZTYP</b>			
BNC0130	Tiefenverstellbar		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZKISSEN</b>			
BNC0165	Sitzkissen <b>Flo-Shape</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
BNC0180	Ohne Sitzkissen		-38,00
<b>Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>			
<b>SITZPOLSTERUNG</b>			
BNC0191	Schwarz Velours		<input type="checkbox"/>
BNC0201	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		<input checked="" type="checkbox"/>
BNC0202	Schwarz atmungsaktiv		<input type="checkbox"/>
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG - FLEX2</b>			
BNC0217	Anpassrücken		262,00
BNC0218	Rückenplatte (NC: laterale Positionierungspads)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RÜCKENBEZUG / KISSEN</b>			
BNC0240	Überzug für Anpassrücken		<input type="checkbox"/>
BNC0250	Rückenkissen Laguna (lateral Unterstützung) (NC: laterale Positionierungspads)		<input checked="" type="checkbox"/>
BNC0260	Rückenkissen Mistral 2 (seitliche Hüftunterstützung), (NC: Rückenpolsterung Schwarz atmungsaktiv, Seitenpelotten Standard, laterale Positionierungspads)		212,00



BNC0300	Ohne Rückenkissen (NC: laterale Positionierungspads)		-55,00	 <p>0340</p>
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>				
BNC0311	Schwarz Velours		○	
BNC0321	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		◆	
BNC0322	Schwarz atmungsaktiv		○	
<b>SCHIEBEGRIFFE</b>				
BNC0340	Schiebegriffe mit Bügel		◆	
BNC0345	Schiebebügel, winkeleinstellbar		256,00	
<b>SITZEINHEIT</b>				
<b>SITZ- UND RÜCKENVERSTELLUNG</b>				
BNC0350	Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson), (in Kombination mit Sitzhöhe 400 mm und 22" Hinterrädern ist nur eine eingeschränkte Höheneinstellung der Armlehnen möglich)		◆	
<b>VERRIEGELUNG</b>				
BNC1263	Verriegelung für Sitz- und Rückenverstellung		○	
<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>				
<b>BEINSTÜTZENAUFNAHME</b>				
BNC0375	Niedrig, Standard		◆	 
BNC0378	Beinstützenaufnahme 90° (NC: Beinstützenoberteil 80°, Amputationsbeinstütze)		○	
<b>BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS</b>				
BNC0380	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Waden- und Kniepolster, links (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆	<p>0380/0430</p> <p>0390/0440</p>
BNC0390	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwinkbar, links - Alu 2003		○	
BNC0410	Amputationsbeinstütze, links		420,00	
BNC0420	Ohne Beinstütze, links		-60,00	
<b>BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS</b>				
BNC0430	Beinstützenoberteil hochschwenkbar, inkl. Waden- und Kniepolster, rechts (NC: einteiliges Fußbrett, Fußplatten mit kurzem Einsteckrohr, Wadenbänder)		◆	 
BNC0440	Beinstützenoberteil 80°, nach außen und innen abschwinkbar, rechts - Alu 2003		○	
BNC0460	Amputationsbeinstütze, rechts		420,00	
BNC0470	Ohne Beinstütze, rechts		-60,00	
<b>EINTEILIGES FUSSBRETT</b>				
BNC0475	Einteiliges Fußbrett, winkel- und tiefenverstellbar (NC: Bodypoint Ankle Huggers)		324,00	 <p>0475</p>
<b>FUSSKASTEN, GEPOLSTERT</b>				
BNC0477	Fußkasten gepolstert, kurze Einsteckrohre (NC: Wadenbänder, Bodypoint Ankle Huggers)		1.109,00	 <p>0477</p>
<b>FUSSPLATTEN LINKS</b>				
BNC0480	Fußplatte fest, kurzes Einsteckrohr und Fersenband LH (UL 290 - 440 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆	 
BNC0490	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, links (290 - 440 mm)		100,00	
BNC0510	Fußplatte fest, langes Einsteckrohr und Fersenband LH (UL 440 - 510 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BNC0520	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, links (440 - 510 mm)		100,00	
<b>FUSSPLATTEN RECHTS</b>				
BNC0540	Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		◆	<p>Fußplatte fest</p> <p>Fußplatte verstellbar für festes Beinstützenoberteil</p>
BNC0550	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (290 - 440 mm)		100,00	
BNC0570	Fußplatte fest, langes Einsteckrohr und Fersenband, rechts (UL 440 - 510 mm), (NC: Bodypoint Ankle Huggers, Schutzbezug für Fußauflagen)		○	
BNC0580	Fußplatte tiefen- und winkelverstellbar, mit langem Einsteckrohr und Fersenband, rechts (440 - 510 mm)		100,00	
<b>ARMLEHNEN / SEITENTEILE</b>				
<b>ARMLEHNEN LINKS</b>				
BNC0600	Höhenverstellbare Armlehne links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○	 
BNC0605	Höhenverstellbare Armlehne links, breites Polster (nur mit 16" Hinterrädern), (NC: halbseitiger Therapietisch links)		○	
				<p>0600 / 0630</p> <p>0605 / 0635</p>

BNC0606	Armlehne mit Positionierungsauflage, links (NC: halbseitiger Therapietisch links)		◆	
BNC0610	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, links (SB - 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch links, Set mit Schnellverschlusschrauben)			112,00
BNC0615	Hemi-Armauflage links (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch links, Set mit Schnellverschlusschrauben)			334,00
BNC0620	Ohne Armauflage, links (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Set mit Schnellverschlusschrauben)			-45,00
<b>ARMLEHNEN RECHTS</b>				
BNC0630	Höhenverstellbare Armlehne rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	
BNC0635	Höhenverstellbare Armlehne rechts, breites Polster (nur mit 16" Hinterrädern), (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		○	
BNC0636	Armlehne mit Positionierungsauflage, rechts (NC: halbseitiger Therapietisch rechts)		◆	
BNC0640	Höhenverstellbare Armlehne, gepolstert, rechts (SB - 20 mm) (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietisch Plexiglas oder mit Ellenbogenpolster, halbseitiger Therapietisch rechts, Set mit Schnellverschlusschrauben)			122,00
BNC0645	Hemi-Armauflage rechts (NC: Therapietische, halbseitiger Therapietisch rechts, Verriegelung für Therapietisch, Set mit Schnellverschlusschrauben)			334,00
BNC0650	Ohne Armauflage, rechts (NC: Seitenteilbezug, Innenkissen für Seitenteilbezug, Therapietische, Set mit Schnellverschlusschrauben)			-45,00
<b>ARMLEHNENZUBEHÖR</b>				
BNC0680	Seitenteilbezug			90,00
BNC0690	Innenkissen für Seitenteilbezug			59,00
<b>SITZZUBEHÖR</b>				
BNC0710	Inkontinenzbezug			90,00
BNC0720	Abduktionskeil			295,00
<b>KOPFSTÜTZEN</b>				
BNC0730	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar (inkl. Halterung)			133,00
BNC0750	Kopfstütze verstellbar, seitlich einstellbar; mit Kinnunterstützung (inkl. Halterung)			194,00
<b>KOPFSTÜTZENZUBEHÖR</b>				
BNC0740	Hygienebezug für Kopfstütze ohne Kinnunterstützung			46,00
BNC0770	Nackenstütze einstellbar		◆	
BNC0790	Klinik-Kit für Kopfstützen			28,00
<b>RÜCKENZUBEHÖR</b>				
BNC0800	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>			252,00
BNC0810	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar <sup>1)</sup>			252,00
BNC0820	Seitenpelotte rechts, vielfach einstellbar, nach oben verlängert <sup>1)</sup>			268,00
BNC0830	Seitenpelotte links, vielfach einstellbar, nach oben verlängert <sup>1)</sup>			268,00
BNC0840	Seitenpelotte Standard, links <sup>1)</sup>			133,00
BNC0850	Seitenpelotte Standard, rechts <sup>1)</sup>			133,00
BNC0880	Seitenpelotte links, wegschwenkbar <sup>1)</sup>			241,00
BNC0890	Seitenpelotte rechts, wegschwenkbar <sup>1)</sup>			241,00
BNC0895	Seitenpelotte, links, vielfach einstellbar; wegschwenkbar <sup>1)</sup>			293,00
BNC0896	Seitenpelotte, rechts, vielfach einstellbar; wegschwenkbar <sup>1)</sup>			293,00
BNC0900	Seitenpelottenbefestigung		○	
BNC0905	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)			213,00
BNC0920	Rückeneinlegekeile (Paar)			45,00
1) NC: Seitenpelottenbefestigung				
<b>BEINSTÜTZENZUBEHÖR</b>				
BNC0930	Fußplattenverlängerung links (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- und tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug für Fußauflagen)			31,00
BNC0940	Fußplattenverlängerung rechts (nur mit hochschwenkbarem Beinstützenoberteil und winkel- und tiefenverstellbarer Fußplatte; nicht mit Schutzbezug für Fußauflagen)			45,00
BNC0941	Schutzbezug für Fußauflagen			64,00
BNC0942	Wadenband, gepolstert			38,00



0615 / 0645



0610 / 0640




0606/0636




0720



0730




0750




0770



0800



0880



0850

BNC0945	Wadenband für einteiliges Fußbrett		○	
BNC0952	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe L (inkl. Montagekit)		212,00	
BNC0954	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe M (inkl. Montagekit)		212,00	
BNC0956	Bodypoint Ankle Huggers Fußpositionierung, Größe S (inkl. Montagekit)		212,00	
<b>RAHMEN</b>				
<b>RAHMENFARBE</b>				
BNC0944	Perlgrau		◆	
BNC0946	Mitternachtsblau		○	
BNC0947	Sandfarben (Special)		○	
BNC0948	Limetten-Grün (Special)		○	
BNC0949	Rot-Metallic (Special)		○	
<b>VORDERRADBEFESTIGUNG</b>				
BNC0960	Fest		◆	
<b>VORDERRÄDER</b>				
BNC0982	140x40 (5,5") mittelhart, Schwarz		○	
BNC0992	150x30 (6") mittelhart, Schwarz		◆	
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>				
BNCI047	16", mit fester Hinterradachse (nur mit Hinterrad für Trommelbremse und 1 3/8" pannensicherer Bereifung)		○	
BNCI055	22", mit Steckachse		○	
BNCI062	24", mit Steckachse		◆	
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>				
BNCI072	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: Greifreifen kunststoffbezogen)		◆	
BNCI076	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: 1" Luftbereifung Leichtlauf)		○	
<b>HINTERRADBEBEIFUNG</b>				
BNCI082	1 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○	
BNCI086	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		○	
BNCI092	1 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆	
<b>GREIFREIFEN</b>				
BNCI100	Aluminium		◆	
BNCI120	Kunststoffbezogen		200,00	
<b>RADZUBEHÖR</b>				
<b>HAND- UND SPEICHENSCHUTZ</b>				
BNCI160	Hand- und Speichenschutz, gefrostet		233,00	
<b>SICHERHEIT</b>				
<b>BREMSEN</b>				
BNCI170	Standardbremse		◆	
<b>GURTE</b>				
BNCI200	Haltegurt		110,00	
<b>ZUBEHÖR</b>				
BNCI230	Therapietisch Plexiglas, inkl. Montage-Kit		324,00	
BNCI231	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit		324,00	
BNCI232	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, links (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00	
BNCI233	Halbseitiger Therapietisch, rückschwenkbar, rechts (inkl. Armlehne mit geradem, schmalem Polster) (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		324,00	
BNCI240	Wegschwenkbarer Therapietisch (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		491,00	
BNCI245	Wegschwenkbarer Therapietisch mit Ellenbogenpolster		491,00	
BNCI235	Auflagekissen für Therapietisch		196,00	
BNCI237	Polster für halbseitigen Therapietisch		77,00	
BNCI290	Klinik-Kit (alternativ zu Inbus-Schrauben), (NC: Set mit Schnellverschlusschrauben)		77,00	
BNCI295	Set mit Schnellverschlusschrauben für Arm- und Beinstützeinstellung		53,00	
	<b>Summe</b>			

