


**Rea® Clematis® Pro** CE  
**Konfigurierbare Variante**

Benutzergewicht: max. 135 kg  
**Grundpreis: 4.308,00 CHF**

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten =	kg	CHF
SNB0001	<b>Rea Clematis Pro</b> <b>Basisausstattung:</b> 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, Feststellbremse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmutterbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenkissen mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material Schwarz, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster, Fußplatten tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar, Kippschutz, Transportbefestigungskit			4.308,00
	<b>Bitte beachten Sie, dass die Armlehne die Hinterräder beeinträchtigen kann, wenn der Sitz vollständig geneigt wird.</b> - Bei einer Sitzhöhe von 400 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 330 mm (ab Sitzplatte) - Bei einer Sitzhöhe von 450 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 280 mm (ab Sitzplatte)			
<b>SITZBREITE</b>				
SNB0300	390 mm			<input type="checkbox"/>
SNB0310	440 mm			<input type="checkbox"/>
SNB0320	490 mm			<input type="checkbox"/>
<b>SITZHÖHE</b>				
SNB0380	400 mm			<input type="checkbox"/>
SNB0390	450 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SITZKISSEN</b>				
SNB0400	Invacare MatrX Libra Sitzkissen			746,00
SNB0420	Mistral2 Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material			<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0430	Flo-Shape Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material			<input type="checkbox"/>
<b>Sitzkissentiefe Invacare MatrX Libra</b>				
SNB0450	405 mm			<input type="checkbox"/>
SNB0455	455 mm			<input type="checkbox"/>
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>				
SNB0500	Feste Rückenplatte			253,00
SNB0510	Standard-Rückenbespannung			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SCHIEBEGRIFFE</b>				
SNB0570	Schiebebügel, winkeleinstellbar			263,00
<b>ARMLEHNE LINKS</b>				
SNB0810	Armlehne mit Positionierungsauflage links			<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0820	Hemi-Armauflage links (NC:Therapietisch)			289,00
<b>ARMLEHNE RECHTS</b>				
SNB0860	Armlehne mit Positionierungsauflage rechts			<input checked="" type="checkbox"/>
SNB0870	Hemi-Armauflage rechts (NC:Therapietisch)			289,00
<b>SITZZUBEHÖR</b>				
SNB0910	Abduktionskeil			219,00



0420

0430




0570



0810/0860



0820/0870



0910

SNB1100	Kopfstütze anpassbar		◆
SNB1110	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		132,00
SNB1120	Nackenstütze		○
SNB1130	Hygienebezug für Kopfstütze		47,00
SNB1200	Seitenpelotte Standard, links		137,00
SNB1210	Seitenpelotte abschwenkbar, links		247,00
SNB1220	Seitenpelotte Standard, rechts		137,00
SNB1230	Seitenpelotte abschwenkbar, rechts		247,00
<b>VORDERRÄDER</b>			
SNB1420	150 x 30 mm (6") pannensicher, Schwarz		○
SNB1440	200 x 45 mm (8") pannensicher, Schwarz		◆
<b>HINTERRÄDER</b>			
SNB1520	24" Standard-Hinterräder mit Steckachse		◆
SNB1525	24" Hinterräder mit Trommelbremse und Steckachse		241,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
SNB1650	Haltegurt		113,00
<b>ZUBEHÖR</b>			
SNB1700	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit		332,00
SNB1710	Therapietisch inkl. Montage-Kit		332,00
SNB1770	Anbauhalterung Alber Viamobil V25		679,00
SNB1780	Infusionsständer		159,00
SNB1790	Verriegelung für Therapietisch		40,00
SNB1800	Montage-Kit für Therapietisch		40,00

