


Invacare® HomeFill® II
Sauerstoff-Füllstation
Kompatibel mit **Perfecto₂**™ und **Platinum® 9**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

IOH200 System 5	Invacare® HomeFill® II Füllstation bestehend aus: Kompressor, Zylinder, Sauerstoff-Konzentrator, Aufsatzgestell, Tragetasche aus strapazierfähigem Neoprenmaterial für 1,7 l Zylinder und Zubehör Lieferumfang: HomeFill® II Füllstation Kompressor Verbindungsschlauch zum Konzentrator Sauerstoffbrille für Erwachsene, Auslass gerade, Schlauchlänge 1,20 m 1,7 Liter HomeFill® II (HF2PCE9) Zylinder mit Demandventil (pneumatisches Sauerstoff-Sparsystem inklusive Druckminderer) 1 bis 5 l/min sowie 2 l/min kontinuierliche Flussrate, Inhalt 1,7 l, ca. 2,3 kg (Reichweite bei Demandmodus 2 l/min: ca. 9,1 Std.) - ODER WAHLWEISE - 1,7 Liter HomeFill® II (HF2RE9ES) Zylinder mit Druckminderer und Ventil für kontinuierliche Flussrate von 0,25 bis 6 l/min, Inhalt 1,7 l, ca. 2,3 kg (Reichweite bei 2 l/min: ca. 2 Std.)	8358,00
IOH200 System 9	Invacare® HomeFill® II Füllstation bestehend aus: Kompressor, Zylinder, Sauerstoff-Konzentrator, Aufsatzgestell, Tragetasche aus strapazierfähigem Neoprenmaterial für 1,7 l Zylinder und Zubehör Lieferumfang: Invacare® Platinum® 9 Sauerstoff-Konzentrator mit Sauerstoffsensoren inkl. produktseitiges Zubehör HomeFill® II Füllstation Kompressor Verbindungsschlauch zum Konzentrator Sauerstoffbrille für Erwachsene, Auslass gerade, Schlauchlänge 1,20 m 1,7 Liter HomeFill® II (HF2PCE9) Zylinder mit Demandventil (pneumatisches Sauerstoff-Sparsystem inklusive Druckminderer) 1 bis 5 l/min sowie 2 l/min kontinuierliche Flussrate, Inhalt 1,7 l, ca. 2,3 kg (Reichweite bei Demandmodus 2 l/min: ca. 9,1 Std.) - ODER WAHLWEISE - 1,7 Liter HomeFill® II (HF2RE9ES) Zylinder mit Druckminderer und Ventil für kontinuierliche Flussrate von 0,25 bis 6 l/min, Inhalt 1,7 l, ca. 2,3 kg (Reichweite bei 2 l/min: ca. 2 Std.)	10340,00

**Invacare® HomeFill® II
Komponenten**
Zubehör für **HomeFill® II** Füllstation

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	HomeFill® II Komponenten, Zubehör für HomeFill® II Füllstation	
IOH200AW- DE	Invacare® HomeFill® II Füllstation Kompressor kompatibel mit Platinum® 9 und Perfecto₂™ Lieferumfang: HomeFill® II Füllstation Kompressor Verbindungsschlauch zum Konzentrator Sauerstoffbrille für Erwachsene, Auslass gerade, Schlauchlänge 1,20 m	5638,00
HF2PCE6A- DE	1 Liter HomeFill® II Zylinder mit Demandventil (pneumatisches Sauerstoff-Sparsystem inklusive Druckminderer) 1 bis 5 l/min sowie 2 l/min kontinuierliche Flussrate, Inhalt 1 l, ca. 1,8 kg (Reichweite bei Demandmodus 2 l/min: ca. 5,9 Std.)	831,00
HF2PCE9A- DE	1,7 Liter HomeFill® II Zylinder mit Demandventil (pneumatisches Sauerstoff-Sparsystem inklusive Druckminderer) 1 bis 5 l/min sowie 2 l/min kontinuierliche Flussrate, Inhalt 1,7 l, ca. 2,3 kg (Reichweite bei Demandmodus 2 l/min: ca. 9,1 Std.)	1144,00
HF2RE9ES-DE	1,7 Liter HomeFill® II Zylinder mit Druckminderer und Ventil für kontinuierliche Flussrate von 0,25 bis 6 l/min, Inhalt 1,7 l, ca. 2,3 kg (Reichweite bei 2 l/min: ca. 2 Std.)	990,00
HF2PC9BAG	Zylindertragetasche aus strapazierfähigem Neoprenmaterial, für 1,7 Liter Zylinder	164,00
I514281	Zylindertragetasche aus strapazierfähigem Neoprenmaterial, für 1 Liter Zylinder	108,00
IOH260	Aufsatzgestell für Platinum® 9	164,00
I522266- IOH270	Aufsatzgestell für Perfecto₂™	164,00
I105177	Verbindungspiralschlauch Kompressor zum Konzentrator	31,00
I524235	Sauerstoffbrille für Erwachsene, Auslass gerade, Schlauchlänge 1,20 m: unterstützt einfachere Atemtriggerung bei Einsatz der Zylinder	4,00

BEMERKUNGEN