

Commande



Formulaire de commande 2025

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

Invacare® **Orion® PRO** CE

Poids de l'utilisateur : **max. 160 kg** **Version stock**

Prix de base: 5.638,00

Numéro de client: _____

Personne de contact: _____

Commission: _____

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	Prix
1676188	Invacare® Orion®Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, gris argenté, jusqu'à 160 kg	5.638,00
1676187	Invacare® Orion®Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, bleu anodisé, jusqu'à 160 kg	5.638,00
1676189	Invacare® Orion®Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, rouge passion, jusqu'à 160 kg	5.638,00
CONTENU DE LA LIVRAISON		
	Siège confort, pivotant, avec appui-tête et sac d'assise, angle du dossier réglable, largeur du siège = 510mm	◆
	Accoudoirs, pivotant vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur	◆
	Rails de siège, permettent de régler la distance par rapport à la colonne de direction	◆
	Colonne de direction avec compartiment de rangement et angle réglable en continu	◆
	Poignée de direction ergonomique	◆
	Écran LCD avec touches en surbrillance et affichage de l'heure, de la température et du kilométrage	◆
	Rétroviseur Premium gauche	◆
	Rétroviseur Premium droit	◆
	Levier de frein	◆
	Module de puissance pour la force et le couple élevé	◆
	Fixation pour le transport (4 pièces) sur le cadre du châssis	◆
AUTRES CARACTÉRISTIQUES D'ÉQUIPEMENT		
	Réduction automatique de la vitesse dans les virages (désactivable)	◆
	Chargeur OptiCharge, 8 A, externe	◆
	Batterie AGM 2 x 75 Ah pour une grande autonomie	◆
	Système d'éclairage puissant avec clignotants, réflecteurs et feux de stop	◆
	Panneau de marquage arrière	◆
	Roues pneumatiques à ressorts avec roues extra larges de 12" pour franchir facilement les obstacles	◆
	Roues d'appui pour un franchissement contrôlé des bordures de trottoir	◆
	Châssis avec suspension à roues indépendantes pour un grand confort de conduite	◆
	Panier, avant, amovible	◆
OPTIONS DE SIÈGE		
API518274	Ceinture à boucle type automobile	113,00
API640428	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 508 mm)	1034,00
API640429	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 533 mm)	189,00
API640430	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 558 mm)	189,00
API640447	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 508 mm)	189,00
API640448	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 533 mm)	189,00
API640449	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 558 mm)	189,00
ACCESSOIRES (joints)		
TÉLÉPHONE MOBILE		
API637912	Porte-téléphone	64,00
PORTEUR		
API528274	Porte-canne pour montage à droite (NC : support pour déambulateur)	102,00
API553851	Support pour rollator, y compris porte-canne (NC : sac de siège, porte-canne, panier à provisions arrière, boîte à objets de valeur arrière)	299,00

SPI580671	Inclus support approprié pour le panneau de marquage arrière, avec support pour rollator		
API521594	Porte-boisson		105,00
PROTECTION PARE-CHOCS			
API638965	Pare-choc avant, noir, kit de montage avec matériel de fixation		99,00
API638966	Pare-choc arrière, noir, kit de montage avec matériel de fixation		99,00
CLÉ PERSONNALISÉE			
API543154	Cylindre avec deux clés personnalisées		69,00
COFFRE ET CORBEILLES			
API637915	Panier avant XL à monter sur la colonne de direction (NC : boîte à objets de valeur à l'avant)		99,00
PROTECTION CONTRE LE VENT ET LES INTEMPÉRIES			
API543160	Pare-brise		119,00
API518240	Couverture, protège le scooter garé de la saleté		179,00
API521684	Housse de siège (noire), protège le siège de la pluie et de la saleté		99,00
Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de pièces détachées et d'accessoires en ligne sur www.invacare.ch.			
REMARQUES			