

Invacare® **Matrix® PB** CE
 Invacare® **Matrix® PB Heavy Duty**

Kunden-Nr.:
 Ansprechpartner:
 Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrix PB und PB Heavy Duty		
Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug.		
Max. Nutzergewicht: 136 kg , Heavy Duty: 227 kg Konturtiefe (A): 13 cm		

Hinweise / Einsatzbereich:
 Zur Positionierung für mehr Stabilität in Oberkörper und Hüfte.

Invacare Matrix PB - Rückenschale ohne Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme ab 725 CHF

Breite (cm)						je Rückenschale	725,00
Brustkorb (B)	≤ 26	≤ 31	≤ 33	≤ 36	≤ 41		
Rücken (C)	36	41	43	46	51		
Rollstuhlsitz	36 - 38	38 - 43	41 - 46	43 - 48	48 - 53		
Rückenhöhe (cm)	31						
	41						
	51						

Halterungen		
Easy Set Halterung (Standard) mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545275	373,00
Split Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545278	373,00
Verlängerte Montage Pins (+50mm). Ermöglicht die Montage einer schmaleren Rückenschale, bei bis zu 5 cm größerer Sitzbreite	1544237	87,00
Easy Set Halterung (Heavy Duty) mit 2-Punkt-Befestigung	1544776	549,00

Invacare Matrix PB Heavy Duty - Rückenschale inkl. Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme ab 1.375,00 CHF

Breite (cm)				je Rückenschale	1.375,00
Brustkorb (B)	≤ 41	≤ 46	≤ 51		
Rücken (C)	51	56	61		
Rollstuhlsitz	48 - 53	53 - 58	58 - 64		
Rückenhöhe (cm)	41				
	51				

Zubehör		
Kopfstütze Invacare Matrix Loxx mit weichem Polster inkl. Kopfstützenaufnahme	1634173	674,00
Montageset für Brustgurt	1580358	73,00
Kälteschutz-Latz S (330x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 38 - 41 cm	1551800	76,00
Kälteschutz-Latz M (380x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 43 - 46 cm	1551903	76,00
Kälteschutz-Latz L (430x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 48 - 51 cm	1551904	76,00

