

☒ Standard

☐ **Pflicht-Felder:** ¹⁾

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

☐ Optionsfeld

☐ BESTELLUNG

☐ KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsadresse (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr.

Firma

Straße

PLZ/Ort

Versandadresse (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma

Straße

PLZ/Ort

Auftragsart

☐ Selbstanbau

☐ Anbau bei Invacare Aesch DL10025 390,00 CHF

Versandart ☒ Standard 21,50 CHF

Kommission

☐ **scalamobil S45** (Ergo Balance Griffe, 20 cm Steighöhe, 140 kg Zuladung)

1595225 10.750,00 CHF

☐ **scalacombi S46** (mit integrierter Sitzeinheit, nachträglicher Anbau an Rollstühle nicht möglich, Sicherheitssensorik und Haltewinkelanzeige, 20 cm Steighöhe, 140 kg Zuladung)

1595226 11.150,00 CHF

Angaben zum Rollstuhl

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

Rollstuhlhersteller (z.B. Invacare)

Modell (z. B. Action 3)

Baujahr

Variante (z. B. Hemi)

☐ Trommelbremsen vorhanden

☐ Kippstützen vorhanden

☐ Steckachse vorhanden (falls nicht, muss ein Umbau erfolgen)

☐ Kfz-Rückhaltesystem vorhanden (bitte Rücksprache mit Kundenservice)



Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen) cm



Sitzhöhe (hinten, Unterkante Bespannung gemessen) cm

! Wichtiges Zubehör

☐ Halterung Standard zur Montage am Rollstuhl 1457771 540,00 CHF

☐ Halterung für schmale oder Kinderrollstühle, mit Bolzenverlegung (für ausgewählte Rollstühle zwischen SB 28 cm und 38 cm bei einem max. Personengewicht von 60 kg) 1457765 705,00 CHF

☐ Halterung für Pflegerollstühle und Buggies (Sonderbau im Alber-Werk) 1466672 994,50 CHF

☐ Umbau manuelle Räder auf 1/2" Steckachse (bei Schraubachsen notwendig) Paar 1565605 341,00 CHF

☐ Halterungsset Verriegelung S45 (für Rollstühle ab Sitzbreite 40 cm) 1595564 138,60 CHF

☐ ISO-Fix Anbindung für Kindersitze für Scalacombi S46 1594935 138,60 CHF

Vorhandene Radposition



☐ 1 = hinten

☐ 2 = mittig

☐ 3 = vorne

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

.....

.....

☒ Standard

☐ **Pflicht-Felder:** ¹⁾

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

☐ Optionsfeld

Transfersysteme

- | | | |
|---|---------|--------------|
| ☐ Universaladapter scalaport X7 für scalamobil S45
(für Rückenlehne Rollstuhl 35 cm bis 55 cm, Kippstützen sollten abnehmbar sein) | 1520414 | 2.430,00 CHF |
| ☐ scalastuhl X3 faltbar für scalamobil S45 | 1457912 | 2.000,00 CHF |
- mit integrierter Halterung für scalamobil, Bezüge abnehmbar und waschbar, Leichtlaufräder mit Feststellbremsen, hochschwenkbare Armlehnen und Fussstützen platzsparend zusammenfaltbar

Zubehör Transfersysteme

- | | | |
|---|---------|------------|
| ☐ Adaptersatz Oberteil scalaport X7
(für schmale Rückenlehnen von 25 cm bis 40 cm) | 1490526 | 129,00 CHF |
| ☐ Kopfstütze für scalastuhl X3
(in Höhe und Tiefe verstellbar) | 1457914 | 331,00 CHF |
| ☐ Schiebegriffe für scalastuhl X3
(rechts und links) | 1456850 | 222,00 CHF |
| ☐ Beckengurt für scalastuhl X3 | 1456343 | 124,00 CHF |
| ☐ Hosenträger-Gurtsystem scalastuhl X3
(inkl. Fussgurten, nicht geeignet für scalacombi S46) | 1456345 | 215,00 CHF |
| ☐ Fussgurt für scalastuhl X3 | 1464910 | 55,00 CHF |

Zubehör scalamobil/scalacombi

Gurtsysteme

- | | | |
|--|---------|------------|
| ☐ Beckengurt für S46 | 1565509 | 280,00 CHF |
| ☐ Brustschultergurt für S46 | 1564990 | 420,00 CHF |
| ☐ Beckengurt X3 (statisch) für Rollstuhl | 1456343 | 124,00 CHF |

Sonstiges

- | | | |
|---|----------------|------------|
| ☐ Ersatz Akku-Pack für S45/S46
(Bleigel) | 1595179 | 341,00 CHF |
| ☐ Kopfstütze mit Clipfunktion für S45/S46 | 1594961 | 331,00 CHF |
| ☐ Kippstützen Rollstuhl, aufbockbar
(Parallelbetrieb mit scalamobil nicht möglich) | 1593206 (Paar) | 540,00 CHF |
| ☐ Ankipphilfe für den Rollstuhl
(Parallelbetrieb mit scalamobil nicht möglich, nicht geeignet für scalastuhl X3) | 1520929 | 55,00 CHF |

- | | | |
|---|---------|------------|
| ☐ Radtransporthalterung zur Montage am Rollstuhl (erspart das lästige Nachholen der Rollstuhlräder) | 1467584 | 244,00 CHF |
|---|---------|------------|

Bitte Rohrdurchmesser angeben:

- ☐ 19 mm
- ☐ 22 mm
- ☐ 23,3 mm
- ☐ anderer Durchmesser cm

- | | | |
|--|---------|------------|
| ☐ Ladegerät mit Adapter fürs Auto
(Zum Laden des Akku-Pack im Fahrzeug während der Fahrt) | 1520413 | 445,00 CHF |
|--|---------|------------|

Bemerkungen (Anbau, Lieferung etc.)

.....

.....

.....

.....

Datum / / Unterschrift Besteller

Stand 01.06.2025. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusive Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Invacare AG, Änderungen vorbehalten.

- 1) Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- 2) Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.
- 3) Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an INVACARE Switzerland AG senden.
- 4) Falls die manuellen Räder in Kombination mit e-motion verwendet werden, müssen diese mit 1/2" Steckachsen, ohne Trommelbremsen und Bereifung der Größe 1" ausgerüstet sein.