

alber viaGO®



Die kompakte Schiebehilfe V24

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:



Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	Stück	Preis in CHF
1595002	viaGO Schiebehilfe V24	◆		2.700,00
	Basisausstattung: max. Personengewicht 150 kg max. zul. Gesamtgewicht 170 kg) Steigfähigkeit max. 16% Steigung (9°),) integrierter Lithium-Ionen Akku mit bis zu 16 km Reichweite,) 36 V; 4,5 Ah, auslaufsicher und wartungsfrei,) Ladezeit 0 - 100 % ca 5 Stunden) IATA-Zertifikat - für Flugtransport geeignet,) Geschwindigkeit stufenlos regulierbar von 1,5 km/h - 5,5 km/h,) inkl. Antriebseinheit/Akkupack, Ladegerät, inkl. Handbedienteil Maße (LxBxH) 270 x 170 x 240 mm Systemgewicht: 6 kg			
	Versandkosten	◆		21,50




via GO®

Angaben zum Rollstuhl	
Rollstuhlhersteller (z.B. Invacare)	Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen) cm
Modell (z.B. Action 4)	
Baujahr	Sitzhöhe hinten (Unterkante Bespannung gemessen) cm
Variante (z.B. Hemi)	



Weitere Angaben zum Rollstuhl	
Trommelbremse vorhanden	<input type="radio"/>
Kippstützen vorhanden	<input type="radio"/>
KFZ-Rückhaltesystem vorhanden	<input type="radio"/>
Radstandsverlängerung vorhanden	<input type="radio"/>
Vorhandene Radposition	
hinten	<input type="radio"/>
mittig	<input type="radio"/>
vorne	<input type="radio"/>



ZUBEHÖR			
1595020	Halterung zur Montage am Standard- und Leichtgewichtsrollstuhl mit 25 mm Rohrdurchmesser		170,00
1595019	Halterung zur Montage an Rollstühlen mit anderen Rohrdurchmessern, Pflegestühlen und Sitzschalenuntergestellen		170,00
1595080	Gegenhalter Bediengerätehalterung inkl. Schrauben für Rollstühle ohne Trommelbremsen bzw. mit Schiebebügel	◆	30,00

- Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir alle Informationen in den blau hinterlegten Feldern.
- Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbaus Schulung) verschickt werden.
- Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.