

Bestellung

Bestellformular
2025

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.Invacare® **Action®'R**Benutzergewicht: **max. 125 kg****Grundpreis: 1.378,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten =	kg			
Art.-Nr.	Beschreibung			CHF	
	Invacare® Action®'R			1.378,00	
	Basisausstattung: Farbe: Silbergrau, Sitztiefe 425 mm, Sitzhöhe 495 mm, Standard Sitz- und Rückenpolster, fester Rücken (7° Lumbalknick, RH 430 mm) mit festen Schriebegriffen, Beinstützenoberteile 80°, nach innen und außen abschwenkbar, kompatibel zu Action®_{NG} Familie, Fußplatten fest, hochklappbar, Armlehnen, abnehmbar; Armauflage in zwei Positionen montierbar; pannensichere Vorderräder 8“ x 1 1/4“, Hinterräder 24“ x 1 3/8“, gespeicht, pannensicher; Steckachsen, Aluminium-Greifreifen, Standard-Hinterradposition (aktive Hinterradposition, 30 mm vor den Rückenrohren, bei Variante mit Trommelbremsen), integrierte Ankipphilfe, Reflektoren				
VARIANTENMATRIX					
Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.		
Pannen- sicher	Standardbremse	380 mm	DKI64I001		1.378,00
		405 mm	DKI64I002		
		430 mm	DKI64I003		
		455 mm	DKI64I004		
		480 mm	DKI64I005		
		505 mm	DKI64I006		
	Trommelbremse	380 mm	DKI64I007		1.871,00
		405 mm	DKI64I008		
		430 mm	DKI64I009		
		455 mm	DKI64I010		
		480 mm	DKI64I011		
		505 mm	DKI64I012		
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR					
	Beinstütze, hochschwenkbar 0°-80°, rechts			594,00	
	Beinstütze, hochschwenkbar 0°-80°, links			594,00	
	Amputationsbeinstützen, rechts			298,00	
	Amputationsbeinstützen, links			298,00	
	Bremshebelverlängerung, Paar			58,00	
	Beckengurt			54,00	
	Stockhalter			54,00	
	Sitzkissen			76,00	
	Kippschutz, beidseitig			160,00	
	Radstandsverlängerung (nur bei Standardbremse erforderlich)			auf Anfrage	